デザインや機能面もこだわりました。軽さだけではなく、

Light Weight" Wheelchair

ふわりす ··········049 ふわりす+ ········051 BML ······053 寸法表 ·······057



カワムラサイクル史上最軽量モデル

ふわりすシリーズ



動画をチェック

<u>自走用</u> 22 ^{車輪} 6 ^{キャスタ} (介助兼用) 22 インチ×




参考価格 ¥126,000 非課税

KF22-40(42)SB

中床 (9.6kg)

TAIS:00160-000241



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ






参考価格 ¥126,000 非課税

KF16-40(42)SB

中床 (8.9kg)

TAIS:00160-000240



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 40・42cm よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。



●シート幅 40 cmはシートカラー 4色 より お選びいただけます。



●シート幅 (42)cmは、No.96さんごピンク、No.97すみれパープルの (2色) のみとなります。



No.97

No.105

No.106 **アイスグリーン** (ポリエステル) **あんずイエロー** (ポリエステル)



ふわりすの特長

カワムラサイクル史上最軽量 軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。



従来の強度は保ちつつ、 製造精度と各部パーツ の見直しにより、自走用 (介助兼用)で総重量 10kg未満を達成。









標準車感覚の軽量車いす

車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

①こぎやすい バックサポート角

バックサポートを8度後傾 させることにより、シートが 背中に沿いやすくなります。 駆動の際も腕に干渉しにく くなっています。



4 フットサポート・ シート間距離調節

> (2cmピッチ) 3段階で調節できます。



2長めのアームサポート

プッシュアップしやすい 位置までアームサポートの 長さを確保しています。



3ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎ ます。

フットプレート跳ね上げ時、 立ち座りしやすいよう足 が引ける状態になります。





軽量

オーダー

車載が多い方にもおすすめの軽量多機能モデル

ふわりすキシリーズ




<u>自走用</u> 22 ^{車輪} 6 ^{キャスタ} (介助兼用) 22 インチ×6 インチ



参考価格 ¥145,000 非課税

中床 (10.9kg) KFP22-40(42)SB

TAIS:00160-000249



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ






参考価格 ¥145,000 非課税

KFP16-40(42)SB

中床 (9.9kg)

TAIS:00160-000248



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 (40・42cm) よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、 介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー (2色) より お選びいただけます。

No.96

No.97

さんごピンク (ポリエステル)

すみれパープル (ポリエステル)















手動車いす 100kg 使用者最大体重(積載物含む)

ふわりす+の特長

跳ね上げしやすい操作レバー ご利用者も介助者も使いやすい。



操作部を認識しやすい様、レバー をカラーリングしました。 また、跳ね上げレバーは、指をか けやすいようにサイドガードの形 状にも工夫しました。



標準車感覚の軽量車いす

車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

●跳ね上げ式 アームサポート

後方に跳ね上げ、肘掛け 部分をオープンにできます。 ベッドサイドなどからの 移乗がスムーズに行えます。



⑤ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎ ます。

フットプレート跳ね上げ時、 立ち座りしやすいよう足 が引ける状態になります。



2こぎやすい バックサポート角

バックサポートを8度後傾 させることにより、シートが 背中に沿いやすくなります。 駆動の際も腕に干渉しにく くなっています。



③フットサポート・ シート間距離調節

(2cmピッチ) 3段階で調節できます。



❸長めのアームサポート

プッシュアップしやすい 位置までアームサポート の長さを確保しています。



₫スイングアウト式 フット・レッグサポート

脚部を開くことができます。 着脱もできるので移乗など に便利です。






軽量

オーダー

オシャレで軽量、コンパクトシリーズ

BMLシリーズ





<u>自走用</u> 22 ^{車輪} 7 ^{キャスタ} (介助兼用) 22 インチ× 7 インチ




参考価格 ¥90,000 非課税

BML22-40SB

中床 (11.7kg)

TAIS:00160-000174



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16 中輪 7 キャスタ インチ× 7インチ




参考価格 ¥90,000 非課税

中床 (10.3kg)

BML16-40SB

TAIS:00160-000176

58.5



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際 ご指定ください。



●シートカラー 2色 より お選びいただけます。



青ストライプ



赤ストライプ (ポリエステル)

ソフトタイヤ付車輪

従来のノーパンクタイヤと比較して 静止力が30%UPします。(当社比)



- ひび割れや変色が起こりにくく、 耐久性、静止力に優れています。
- 空気補充不要。
- 空気の入れすぎや高温等による 破裂がありません。

フットサポート・シート間距離調節



(2.5cmピッチ)3段階で調節できます。

うでささえ

腕のずれ·落下を 防ぎます。

TAIS:00160-000218



新車ご購入時の取付価格 ¥4,290増/個 非課税 部品のみご購入価格 ¥4,719/個 税込 (取付価格には部品の代金を含んでおります。) 重量:0.3kg

ご利用者さまの声から誕生した"うでささえ"

腕がずれると 車輪やハンドリムにはさまり ケガをするおそれが・・・ 腕がずれると 座位が崩れる・・・








ソフトでグリップ感のある素材が 腕を支えます

取付可能な車いす

KX シリーズ ,KAC シリーズ , BML シリーズ ,KV シリーズ





取付位置を調節できる



簡単に取付/取り外し可能

標準

モジュール

次世代型 煙進

Modern シリーズ

軽量

六輪

リクライ ニング

> 子供用 ---簡 易

シャワー用

オーダーシステム

電動

步行訓練 歩行補助具

オプション 8 関連パーツ

転倒防止金具 くモジュール式>



調節式なので、様々な 座面高さの車いすに 合わせることができます。

TAIS:00160-000305

モジュール中床用(ティッピング高さ約13~19cm)

- ■ティッピング径φ20mm用 ■ティッピング径φ22mm用

モジュール低床用(ティッピング高さ約7~12cm)


- ■ティッピング径φ20mm用 ■ティッピング径φ22mm用



参考価格	新車ご購入時の 取付価格※	¥13,200 増/台 非課税					
	部品のみ ご購入価格	¥14,520/台 税込					

※新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。 重量: 1.2kg

段差乗り越え・座面高さ変更



酸素ボンベ架台(2WAY用) (転倒防止金具を

取り付けた酸素ボンベ架台)



※酸素ボンベは商品には含まれません。

"2サイズ"の酸素ボンベに "1個"で対応できます。

TAIS:00160-000306

標準品

参考価格	新車ご購入時の 取付価格※1	中床用低床用	¥23,100 增/個 非課税					
	罗与画伯	部品のみ ご購入価格	中床用低床用	¥24,200/個 税込				

- ・中床用(ティッピング高さ約13~19cm)
- ・低床用(ティッピング高さ約7~12cm)

その他専用品 -

KA800シリーズ、RR42/RR43シリーズ、RR52/RR53シリーズ、 KPFシリーズ、WARシリーズ※2、WARPシリーズ※2

参考価格	新車ご購入時の 取付価格※1	中床用 低床用	¥ 28,600 增/個 非課税				
	部品のみ ご購入価格	中床用 低床用	¥30,250/個 稅込				

※1 新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。 ※2 左側仕様となります。一部取り付けできない仕様があります。 重量: 2.9kg

工具レスの簡単切り替え



簡単切り替え



 φ 140mm以下用



転倒防止付きだから安心

段差乗り越え時



解除状態にする





使用状態にする

ご利用のシーン に合わせて 使用状態と解除状態を 切り替えることができます。





高さを調節する。※調節範囲内に限る。

<中床用>取付可能車種:KR801N,KMD-Aシリーズ,KA800-H·M(専),KA822-LO(専),KA820-LO(専),KMD-B/C-M·H·SH, RR52/53シリーズ(専),KFシリーズ,KFPシリーズ,KV,SY-SH

<低床用>取付可能車種:KA800-SL(専),KA816-LO(専),KMD-B/C-LO・SL・SSL,RR42/RR43シリーズ(専),KPFシリーズ(専), WAR22-H/SH(専)、WARP22-H/SH(専)、WAR16-H(専)、WARP16-H(専),SY-N,SY-NB,BK

(専):専用品

標準

軽量

寸法表 (cm)

自走式**シート幅寸法は、パックサポートフレーム内寸法です。
**各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
**シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスタ(インチ)	車 輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポート・シート問距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	ો છે	重 量(%)	掲載ページ
ふわりす	KF22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40.5	32•34•36	24	40	40	59.5 (61.5)	89	95	33 × 6		9.6	49
	- , , , ,										,						•
	KF16-40(42)SB	6	16	40 (42)	43	40.5	32•34•36	24	40	40	55 (57)	89	94	28 × 6	6 × 84	8.9	50
ふわりす+	KFP22-40(42)SB	6	22	40 (42)	43	40.5	32•34•36	24	40	40	59.5 (61.5)	89	95	33 × 6	6 × 71.5	10.9	51
かい タナ	KFP16-40(42)SB	6	16	40 (42)	43	40.5	32•34•36	24	40	40	55 (57)	89	94	28 × 6	6 × 62.5	9.9	52
BML	BML22-40SB	7	22	40	43	40	30.5•33•35.5	23	40	42	61	88	95	33 × 67	.5 × 93.5	11.7	53
	BML16-40SB	7	16	40	43	40	30.5•33•35.5	23	40	42	58.5	88	94	30 × 67	.5 × 85	10.3	23