


標準・モジュール シリーズチャート



標準

“Standard Type”
Wheelchair

モジュール

“Module” Wheelchair

標準タイプはシンプル&使いやすさにこだわりました。

モジュールタイプはサイズ・バリエーションにこだわりました。

NEW STAYER+	009
STAYER	011
BACKS	013
KR801N	014
KV	015
KA800	017
寸法表	019



シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによるお手入れが可能です。

ステイヤープラス

補装具
レディ
メイド式

STAYER+シリーズ

自走用 (介助兼用) **22** インチ × **6** インチ 車輪 × **6** インチ キャスタ



SYP22-40SB
シート:No.111



SYP22-40SB
シート:No.112

調整なしベースシート+
カバーシート(背・座)

●調整なしシート

参考価格 **¥121,500** 非課税


NEW SYP22-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (14.3kg)

TAIS:00160-000339


●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥126,500** 非課税

NEW SYP22-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (14.3kg)

TAIS:00160-000340



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



STAYER 手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

標準

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ



SYP16-40SB
シート:No.111



SYP16-40SB
シート:No.112




調整なしベースシート+
カバーシート(背・座)

●調整なしシート 参考価格 **¥121,500** 非課税

NEW SYP16-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000341




*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥126,500** 非課税

NEW SYP16-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000342



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

*シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

No.111



ミント
(ポリエステル)

No.112



フジレザー
(ビニールレザー)

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールなどのお手入れが可能なシートを備えたアルミ製車いす

ステイヤー

補装具
レディ
メイド式

STAYERシリーズ

自走用 22^{車輪} インチ×6^{キャスト} インチ



SY22-40N
シート:No.111


●調整なしシート

参考価格 **¥75,000** 非課税

SY22-40(42)N

中床 (12.2kg)

TAIS:00160-000330



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

自走用 22^{車輪} インチ×6^{キャスト} インチ



SY22-42N-SH
シート:No.112


●調整なしシート

参考価格 **¥75,000** 非課税

SY22-42N-SH

高床 (12.2kg)

TAIS:00160-000331



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



トリプルセット

参考価格 **¥101,000** 非課税

SY22-40(42)N-TS



トリプルセット

参考価格 **¥101,000** 非課税

SY22-42N-SH-TS



トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けたトリプルセットもご用意しています。

※ガードル棒はセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)

ガードル止め金具
(後ろ止め用)



酸素ボンベ架台
(2WAY用)



(φ100mm以下用/
φ140mm以下用)



ハイポリマー
(ノーパンク)

STAYER

 手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

標準

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

自走用(介助兼用) **22** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ



シート:No.111

No.112

調整なしベースシート+
カバーシート(背・座)

SY22-40SB
シート:No.112

●調整なしシート 参考価格 **¥85,000** 非課税


SY22-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000326

●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥90,000** 非課税

SY22-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000327



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** 車輪 **6** キャスタ
インチ×インチ



シート:No.112

●調整なしシート 参考価格 **¥85,000** 非課税


SY16-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (12.1kg)

TAIS:00160-000329

●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥90,000** 非課税

SY16-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (12.1kg)

TAIS:00160-000328



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



トリプルセット

参考価格 **¥111,000** 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色:No.111

参考価格 **¥118,000** 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色:No.112

*トリプルセットの内容については、P.011をご覧ください。



トリプルセット

参考価格 **¥111,000** 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色:No.111

参考価格 **¥118,000** 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色:No.112

*トリプルセットの内容については、P.011をご覧ください。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。

※SY22-42N-SHはシート幅42cmのみとなります。

※カバーシート仕様は、No.112フジレザーのみとなります。



●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

No.111

No.112



ミント
(ポリエステル)

フジレザー
(ビニールレザー)

シンプルで使いやすく、背張り調整可能な車いす



バックス
補装具
レディ
メイド式

BACKSシリーズ

BACKS 手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

自走用
(介助兼用) **22** 車輪
インチ×**6** キャスタ
インチ




BK22-40SB
シート:No.82

参考価格 **¥98,000** 非課税

BK22-40SB

中床 (13.8kg)

TAIS:00160-000337



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** 車輪
インチ×**6** キャスタ
インチ




BK16-40SB
シート:No.82

参考価格 **¥98,000** 非課税

BK16-40SB

中床 (12.8kg)

TAIS:00160-000338



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1
color



No.82
チャコールグレー
(ポリエステル)

背張り調整



病院・施設で定番のスチール製車いす

JIS マーク
取得機種



補装具
レディ
メイド式

KR801N

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

標準

自走用 24^{車輪} インチ × 7^{キャスト} インチ



KR801Nソフト
シート:No.91

おすすめ
オプション

延長ブレーキ棒

20cm

取付価格 ¥2,700増/個 非課税

部品価格 ¥2,970/個 税込

TAIS:00160-000261

10cm

取付価格 ¥2,500増/個 非課税

部品価格 ¥2,750/個 税込

TAIS:00160-000170



※画像は延長ブレーキ
(20cm)装着

ネームプレート

取付価格 ¥2,420増/個 非課税

部品価格 ¥2,662/個 税込



オプション&関連パーツ(P.102~)も
併せてご参照ください。

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具


オプション&
関連パーツ

●ソフトタイヤ仕様

参考価格 **¥95,000** 非課税

KR801Nソフト

高床 (18.5kg)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*取付部品等により重量・寸法等が多少変動いたします。ご了承ください。

1
color



No.91
エコネイビー
(ビニールレザー)



バリューセット (-VS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けた
バリューセットもご用意しています。


●ソフトタイヤ仕様

参考価格 **¥106,500** 非課税


KR801Nソフト-VS



ガードル止め金具
(前止め用)



酸素ボンベ架台



(φ100mm以下用)

※ガードル棒はセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具・酸素ボンベ架台とも
右側へ取り付けとなります。)

コストパフォーマンス性に優れた車いす
病院や施設で使いやすいノーパンク仕様

補装具
レディ
メイド式

KVシリーズ

自走用 (介助兼用) **22** インチ × **6** インチ
車輪 × キャスタ
背折れ式 バンド式




KV22-40SB
シート:A22

参考価格 **¥88,000** 非課税

KV22-40SB 中床 (12.7kg)

TAIS:00160-000233



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** インチ × **6** インチ
車輪 × キャスタ
背折れ式 バンド式




KV16-40SB
シート:A22

参考価格 **¥88,000** 非課税

KV16-40SB 中床 (11.3kg)

TAIS:00160-000234



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

フットサポート・シート間距離調節



(2cmピッチ) 4段階で調節できます。

1 color



A22
黒チェック
(ポリエステル)



標準

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

自走用 **22**車輪 **6**キャスト
インチ×インチ




KV22-40N
シート:A22

参考価格 **¥73,500** 非課税

KV22-40N

中床 (11.3kg)




*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

おすすめ
オプション



ガードル止め金具 〈前止め用〉

取付価格 **¥4,400**増/個 非課税
部品価格 **¥3,993**/個 税込
TAIS:00160-000167



転倒防止金具 〈キャスト付〉

取付価格 **¥8,470**増/台 非課税
部品価格 **¥9,317**/台 税込




延長ブレーキ棒

20cm
取付価格 **¥2,700**増/個 非課税
部品価格 **¥2,970**/個 税込
TAIS:00160-000261

10cm
取付価格 **¥2,500**増/個 非課税
部品価格 **¥2,750**/個 税込
TAIS:00160-000170

※画像は延長ブレーキ(20cm)装着



ネームプレートS

取付価格 **¥2,420**増/個 非課税
部品価格 **¥2,662**/個 税込


オプション&関連パーツ(P.102~)も
併せてご参照ください。

自走用にも介助用にも対応、カワムラサイクルの代名詞

補装具
レディ
メイド式 **KA800** シリーズ



KA822-40B-M
シート:No.102



※1)エレベータリング&スイングイン・アウト式
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

自走用 (介助兼用) **22** 車輪
インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥154,000** 非課税

KA822-40 (38・42) B-H 高床 キャスタ 7 インチ (16.4kg)
TAIS:00160-000084

KA822-40 (38・42) B-M 中床 キャスタ 7 インチ (16.4kg)
TAIS:00160-000084

KA822-40 (38・42) B-LO 低床 キャスタ 6 インチ (16.1kg)
TAIS:00160-000084

●シート幅45cm仕様 / スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥173,000** 非課税

KA822-45B-H 高床 キャスタ 7 インチ (17.4kg)

KA822-45B-M 中床 キャスタ 7 インチ (17.4kg)

KA822-45B-LO 低床 キャスタ 6 インチ (17.1kg)

●エレベータリング& スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥165,000** 非課税

KA822-40 (38・42) ELB-H 高床 キャスタ 7 インチ (18.1kg)
TAIS:00160-000101

KA822-40 (38・42) ELB-M 中床 キャスタ 7 インチ (18.1kg)
TAIS:00160-000101

KA822-40 (38・42) ELB-LO 低床 キャスタ 6 インチ (17.8kg)
TAIS:00160-000101

●シート幅45cm仕様 / エレベータリング& スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥185,000** 非課税

KA822-45ELB-H 高床 キャスタ 7 インチ (19.1kg)

KA822-45ELB-M 中床 キャスタ 7 インチ (19.1kg)

KA822-45ELB-LO 低床 キャスタ 6 インチ (18.8kg)



KA820-40B-M
シート:A11

自走用 (介助兼用) **20** 車輪
インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥154,000** 非課税

KA820-40 (38・42) B-M 中床 キャスタ 7 インチ (15.9kg)
TAIS:00160-000087

KA820-40 (38・42) B-LO 低床 キャスタ 6 インチ (15.6kg)
TAIS:00160-000087


KA820-40 (38・42) B-SL 低床 キャスタ 6 インチ (15.6kg)
TAIS:00160-000087

●エレベータリング& スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥165,000** 非課税

KA820-40 (38・42) ELB-M 中床 キャスタ 7 インチ (17.8kg)
TAIS:00160-000102

KA820-40 (38・42) ELB-LO 低床 キャスタ 6 インチ (17.5kg)
TAIS:00160-000102

KA820-40 (38・42) ELB-SL 低床 キャスタ 6 インチ (17.5kg)
TAIS:00160-000102



背折れ式 適合調整 (背・座) 背座クッション (着脱式) 跳ね上げ式 ※お選びいただけます。

手動車いす 100kg
使用者最大体重 (積載物含む)



車輪サイズ 組替可

座面高さ 調節

バンド式

スイング インアウト式

エレベーター& スイングアウト

モジュール

Modern シリーズ

次世代型 標準

軽量 六輪

リクライ ニング

子供用 簡易

シャワー用

オーダー システム

電動

歩行訓練 歩行補助具

オプション& 関連パーツ

介助用 16インチ 車輪

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥154,000** **非課税**

KA816-40(38・42)B-M **中床** キャスタ 7 インチ (14.8kg)
TAIS:00160-000088

KA816-40(38・42)B-LO **低床** キャスタ 6 インチ (14.5kg)
TAIS:00160-000088

KA816-40(38・42)B-SL **低床** キャスタ 6 インチ (14.5kg)
TAIS:00160-000088

●シート幅45cm仕様/
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥173,000** **非課税**

KA816-45B-M **中床** キャスタ 7 インチ (15.8kg)

KA816-45B-LO **低床** キャスタ 6 インチ (15.5kg)

KA816-45B-SL **低床** キャスタ 6 インチ (15.5kg)

●エレベーター&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥165,000** **非課税**

KA816-40(38・42)ELB-M **中床** キャスタ 7 インチ (16.3kg)
TAIS:00160-000106

KA816-40(38・42)ELB-LO **低床** キャスタ 6 インチ (16.0kg)
TAIS:00160-000106

KA816-40(38・42)ELB-SL **低床** キャスタ 6 インチ (16.0kg)
TAIS:00160-000106


●シート幅45cm仕様/エレベーター&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥185,000** **非課税**

KA816-45ELB-M **中床** キャスタ 7 インチ (17.3kg)

KA816-45ELB-LO **低床** キャスタ 6 インチ (17.0kg)

KA816-45ELB-SL **低床** キャスタ 6 インチ (17.0kg)

KA816-40ELB-M
シート:A11



※1)エレベーター&スイングイン・アウト式
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。


ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。
※アームパイプ内寸法は、シート幅プラス2cmとなります。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。
※シート幅45cm仕様は、シートカラー(A9 緑チェック)のみとなります。



エレベーター&スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート

ふくらはぎパッド位置調節も可能です。



スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート スイングイン機構

左右のフット・レッグサポートを内側に折りたたみ格納できます。左右にスペースがない場所に適しています。(左右スイングイン時)



スイングアウト機構

左右フット・レッグサポートの開放が可能。前方からの移乗時などに適しています。(左右スイングアウト時)



寸法表 (cm)

自走式 ※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
 介助式 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
 ※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キヤスタ 車輪 (インチ)	シート 幅	前 座 高	後 座 高	バックサポート シート間距離	アーム サポート 高	シート 奥行 高	バック サポート 高	全 幅	全 高	全 長	折りたたみ 時全幅	折りたたみ 時全高	折りたたみ 時全長	重 量 (kg)	掲 載 ペ ー ジ
STAYER+	SYP22-40(42)SB	6 22	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40 41	41	60(62)	91.5	98.5	33 ×	67.5 ×	73.5 ×	14.3	9・10
	SYP16-40(42)SB	6 16	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40 41	41	56(58)	91.5	98.5	29 ×	67.5 ×	68.5 ×	13.2	
STAYER	SY22-40(42)N	6 22	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40 41	41	59(61)	91.5	98.5	32 ×	91.5 ×	97 ×	12.2	11・12
	SY22-42N-SH	6 22	42	47	44	34・36・38・40	24	40 41	41	61	95.5	98.5	32 ×	95.5 ×	97 ×	12.2	
	SY22-40(42)SB	6 22	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40 41	41	60(62)	91.5	98.5	33 ×	67.5 ×	95.5 ×	13.2	
	SY16-40(42)SB	6 16	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40 41	41	56(58)	91.5	98.5	29 ×	67.5 ×	86.5 ×	12.1	
BACKS	BK22-40SB	6 22	40	43	40	34・36・38・40	24	40 41	41	60	91.5	98.5	33 ×	67.5 ×	95.5 ×	13.8	13
	BK16-40SB	6 16	40	43	40	34・36・38・40	24	40 41	41	56	91.5	98.5	29 ×	67.5 ×	86.5 ×	12.8	
KR801N	KR801N ソフト	7 24	42	47	45	36~	23.5	40 40	40	62	88	104	30 ×	88 ×	104 ×	18.5	14
KV	KV22-40SB	6 22	40	43	40	32・34・36・38	24	40 41	41	65	85.5	100	35 ×	67 ×	100 ×	12.7	15・16
	KV16-40SB	6 16	40	43	40	32・34・36・38	24	40 41	41	60.5	85.5	98	31 ×	67 ×	89 ×	11.3	
	KV22-40N	6 22	40	43	40	32・34・36・38	24	40 41	41	63	85.5	100	35 ×	85.5 ×	100 ×	11.3	
KA800	KA822-40(38・42)B-H	7 22	40(38・42)	45.5	44	32~	23.5	40 40	40	60(58・62)	87	104	31 ×	69.5 ×	77 ×	16.4	17・18
	KA822-40(38・42)B-M	7 22	40(38・42)	43	41	32~	23.5	40 40	40	60(58・62)	84	104	31 ×	66.5 ×	77 ×	16.4	
	KA822-40(38・42)B-LO	6 22	40(38・42)	40.5	38.5	32~	23.5	40 40	40	60(58・62)	81	104	31 ×	63.5 ×	77 ×	16.1	
	KA822-40(38・42)ELB-H	7 22	40(38・42)	45.5	44	34~	23.5	40 40	40	60(58・62)	87	112	31 ×	69.5 ×	77 ×	18.1	
	KA822-40(38・42)ELB-M	7 22	40(38・42)	43	41	34~	23.5	40 40	40	60(58・62)	84	112	31 ×	66.5 ×	77 ×	18.1	
	KA822-40(38・42)ELB-LO	6 22	40(38・42)	40.5	38.5	34~	23.5	40 40	40	60(58・62)	81	112	31 ×	63.5 ×	77 ×	17.8	
	KA822-45B-H	7 22	45	45.5	44	32~	23.5	40 40	40	65	87	104	31 ×	69.5 ×	77 ×	17.4	
	KA822-45B-M	7 22	45	43	41	32~	23.5	40 40	40	65	84	104	31 ×	66.5 ×	77 ×	17.4	
	KA822-45B-LO	6 22	45	40.5	38.5	32~	23.5	40 40	40	65	81	104	31 ×	63.5 ×	77 ×	17.1	
	KA822-45ELB-H	7 22	45	45.5	44	34~	23.5	40 40	40	65	87	112	31 ×	69.5 ×	77 ×	19.1	
	KA822-45ELB-M	7 22	45	43	41	34~	23.5	40 40	40	65	84	112	31 ×	66.5 ×	77 ×	19.1	
	KA822-45ELB-LO	6 22	45	40.5	38.5	34~	23.5	40 40	40	65	81	112	31 ×	63.5 ×	77 ×	18.8	
	KA820-40(38・42)B-M	7 20	40(38・42)	43	41	32~	23.5	40 40	40	60(58・62)	84	103	31 ×	66.5 ×	74.5 ×	15.9	
	KA820-40(38・42)B-LO	6 20	40(38・42)	40.5	38.5	32~	23.5	40 40	40	60(58・62)	81	103	31 ×	63.5 ×	74.5 ×	15.6	
	KA820-40(38・42)B-SL	6 20	40(38・42)	38	36.5	32~	23.5	40 40	40	60(58・62)	78	103	31 ×	61.5 ×	74.5 ×	15.6	
	KA820-40(38・42)ELB-M	7 20	40(38・42)	43	41	34~	23.5	40 40	40	60(58・62)	84	109	31 ×	66.5 ×	74.5 ×	17.8	
	KA820-40(38・42)ELB-LO	6 20	40(38・42)	40.5	38.5	34~	23.5	40 40	40	60(58・62)	81	109	31 ×	63.5 ×	74.5 ×	17.5	
	KA820-40(38・42)ELB-SL	6 20	40(38・42)	38	36.5	34~	23.5	40 40	40	60(58・62)	78	109	31 ×	61.5 ×	74.5 ×	17.5	
	KA816-40(38・42)B-M	7 16	40(38・42)	43	40	32~	23.5	40 40	40	57(55・59)	83	101	28 ×	66 ×	71 ×	14.8	
	KA816-40(38・42)B-LO	6 16	40(38・42)	40.5	37.5	32~	23.5	40 40	40	57(55・59)	80	101	28 ×	63.5 ×	71 ×	14.5	
	KA816-40(38・42)B-SL	6 16	40(38・42)	38	34.5	32~	23.5	40 40	40	57(55・59)	78	101	28 ×	61 ×	71 ×	14.5	
	KA816-40(38・42)ELB-M	7 16	40(38・42)	43	40	34~	23.5	40 40	40	57(55・59)	83	107	28 ×	66 ×	71 ×	16.3	
	KA816-40(38・42)ELB-LO	6 16	40(38・42)	40.5	37.5	34~	23.5	40 40	40	57(55・59)	80	107	28 ×	63.5 ×	71 ×	16.0	
	KA816-40(38・42)ELB-SL	6 16	40(38・42)	38	34.5	34~	23.5	40 40	40	57(55・59)	78	107	28 ×	61 ×	71 ×	16.0	
KA816-45B-M	7 16	45	43	40	32~	23.5	40 40	40	62	83	101	28 ×	66 ×	71 ×	15.8		
KA816-45B-LO	6 16	45	40.5	37.5	32~	23.5	40 40	40	62	80	101	28 ×	63.5 ×	71 ×	15.5		
KA816-45B-SL	6 16	45	38	34.5	32~	23.5	40 40	40	62	78	101	28 ×	61 ×	71 ×	15.5		
KA816-45ELB-M	7 16	45	43	40	34~	23.5	40 40	40	62	83	107	28 ×	66 ×	71 ×	17.3		
KA816-45ELB-LO	6 16	45	40.5	37.5	34~	23.5	40 40	40	62	80	107	28 ×	63.5 ×	71 ×	17.0		
KA816-45ELB-SL	6 16	45	38	34.5	34~	23.5	40 40	40	62	78	107	28 ×	61 ×	71 ×	17.0		