

室内用

"Six-Wheeled" Wheelchair

低床こまわりくん049

超々低床の六輪タイプ。
足こぎしやすく、
狭い場所でもこまわりが効きます。





低床こまわりくん (KAK-LO)シリーズ

自走用 (介助兼用) **20** 車輪 × **4** 前後キャスタ
インチ × インチ



KAK20-40B-LO
シート:A9

参考価格 **¥178,000** 非課税

KAK20-40B-LO 低床 (16.6kg)

TAIS:00160-000265

介助用 **16** 車輪 × **4** 前後キャスタ
インチ × インチ



KAK16-40B-LO
シート:A11

参考価格 **¥178,000** 非課税

KAK16-40B-LO 低床 (15.7kg)


TAIS:00160-000267

自走用 (介助兼用) **18** 車輪 × **4** 前後キャスタ
インチ × インチ

参考価格 **¥178,000** 非課税

KAK18-40B-LO 低床 (16.4kg)

TAIS:00160-000266



全幅
※1) 車輪20・18インチ
※2) 車輪16インチ
シート幅
※3) アームパイプ内内の寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー (3色) よりお選びいただけます。



低床 (前座高36cm)
適合調整シート&座シート奥行調節機能等、コンパクトで機能も充実ノーパンク仕様! シート高さは低めの36cm。超々低床タイプ!! 70cm幅の廊下を曲がれます。

スイングアウト式 フット・レッグサポート

フットプレートは折りたたむので、乗り降りや足こぎする際、足元を広く使えます。



シート奥行調節可能

シート奥行を2cmピッチ3段階で調節できます。

※シート奥行は、40cmの設定にて出荷いたします。



ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。



オートステップ (フットサポートT)



フットプレートから足を浮かすと

自動的に 跳ね上がります

※下ろす際は手や足でおしてください。

折りたためないなあと思ったら、フットプレートをたみ忘れていた・・・

靴底の触れている部品を触った後は手を洗わないと・・・

移乗の度にかがむのは大変・・・



オートステップ5つのメリット



衛生的

-hygienical-

手で触れる回数が減少するので衛生的です。



自立への第一歩に

-To the first step-

足を上げるだけでフットプレートが跳ね上がるため立ち上がろうという気持ちを手助けします。



介助をラクに

-Reduce the burden-

移乗介助の際、前かがみの動作が減ることで足腰への負担を抑えます。



裏側もカバー

-Also covers the back side-

フットプレート裏側をカバーして、安全性にも配慮。



ヒヤリはつとを軽減

-Reduce risk-

利用者がフットサポートを跳ね上げしようと前傾姿勢になったり、乗り込み時にフットプレートを誤って踏んで転倒するリスクを減らします。



オートステップ フットサポートT (左右一対)

TAIS:00160-000245

新車ご購入時の取付価格 **¥6,000増** 非課税

部品のみご購入価格 **¥8,580** 税込

新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。

取付可能車種:WAP シリーズ,KPF シリーズ,KX シリーズ※,KXL シリーズ※,AYK シリーズ※

※EL 脚部仕様除く

寸法比較 (cm)

自走式

*シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。

介助式

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

*シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	前キヤスタ(インチ)	車輪(インチ)	後キヤスタ(インチ)	シート幅	前座高	後座高	シート・シート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
KAK-LO	KAK20-40B-LO	4	20	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71	16.6	49		
	KAK18-40B-LO	4	18	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71	16.4			
	KAK16-40B-LO	4	16	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	56	88	91	31 × 66 × 71	15.7			

*アームパイプ内寸法
座パイプ外寸法(380mm)