

低床の六輪タイプ。足こぎしやすく、狭い場所でもこまわりが効きます。

持ち上げやすい軽量タイプです。  
軽さだけではなく、デザインや機能面もこだわりました。

## 軽 量

“Light Weight”  
Wheelchair

## 六 輪

“Six-Wheeled” Wheelchair

ふわりす .....	049
ふわりす+ .....	051
BML .....	053
低床こまわりくん .....	054
寸法表 .....	055



カワムラサイクル史上最軽量モデル



動画をチェック

補装具  
レディ  
メイド式

# ふわりすシリーズ

自走用 (介助兼用) **22** 車輪 インチ × **6** キャスタ インチ




KFW22-40SB  
シート:No.97

参考価格 **¥126,000** 非課税

**KFW22-40(42)SB**

**中床** (9.6kg)

TAIS:00160-000241



\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** 車輪 インチ × **6** キャスタ インチ




KFW16-40SB  
シート:No.96

参考価格 **¥126,000** 非課税

**KFW16-40(42)SB**

**中床** (8.9kg)

TAIS:00160-000240



\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

## ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

\*シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

**4**  
color

●シート幅 **40** cmはシートカラー **4色** よりお選びいただけます。

**2**  
color

●シート幅 **42** cmは、No.96さんごピンク、No.97すみれパープルの **2色** のみとなります。

No.96



さんごピンク  
(ポリエステル)

No.97



すみれパープル  
(ポリエステル)

No.105



アイスクリーン  
(ポリエステル)

No.106



あんずイエロー  
(ポリエステル)



国内特許取得済  
**手動車いす 100kg**  
使用者最大体重(積載物含む)

標準  
 モジュール

Modern  
 シリーズ

次世代型  
 標準

軽量

リクライ  
 ニング

子供用  
 簡易

シャワー用

オーダー  
 システム

電動

歩行訓練  
 歩行補助具

オプション&  
 関連パーツ

## ふわりすの特長

### カワムラサイクル史上最軽量 軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。



従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部パーツの見直しにより、自走用(介助兼用)で総重量10kg未満を達成。



専用アルミヨーク等

自走用(介助兼用) **9.6kg** 介助用 **8.9kg**

### 標準車感覚の軽量車いす

車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

#### ① こぎやすい バックサポート角

バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕に干渉しにくくなっています。



#### ④ フットサポート・シート間距離調節

(2cmピッチ)  
 3段階で調節できます。



#### ② 長めのアームサポート

プッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。



#### ③ ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。





車載が多い方にもおすすめの軽量多機能モデル



動画をチェック

補装具  
レディ  
メイド式

プラス  
**ふわりす+シリーズ**

自走用  
(介助兼用) **22** 車輪  
インチ× **6** キャスタ  
インチ




KFP22-40SB  
シート:No.97

参考価格 **¥145,000** 非課税

**KFP22-40(42)SB**

中床 (10.9kg)

TAIS:00160-000249



\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 **16** 車輪  
インチ× **6** キャスタ  
インチ




KFP16-40SB  
シート:No.96

参考価格 **¥145,000** 非課税

**KFP16-40(42)SB**

中床 (9.9kg)

TAIS:00160-000248



\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

\*シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **2色** より

お選びいただけます。

No.96



さんごびんく  
(ポリエステル)

No.97



すみれパープル  
(ポリエステル)



**手動車いす 100kg**  
使用者最大体重(積載物含む)

標準  
 モジュール

Modern  
 シリーズ

次世代型  
 標準

軽量

リクライ  
 ニング

子供用  
 簡易

シャワー用

オーダー  
 システム

電動

歩行訓練  
 歩行補助具

オプション&  
 関連パーツ

## ふわりす+の特長

### 跳ね上げしやすい操作レバー

ご利用者も介助者も使いやすい。



操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、跳ね上げレバーは、指をかけやすいようにサイドガードの形状にも工夫しました。



### 標準車感覚の軽量車いす

車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

#### ① 跳ね上げ式 アームサポート

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。



#### ⑤ ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。



#### ② こぎやすい バックサポート角

バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕に干渉しにくくなっています。



#### ⑥ フットサポート・ シート間距離調節 (2cmピッチ) 3段階で調節できます。



#### ③ 長めのアームサポート

プッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。



#### ④ スイングアウト式 フット・レッグサポート

脚部を開くことができます。着脱できるので移乗などに便利です。



オシャレで軽量、コンパクトシリーズ



補装具  
レディ  
メイド式

# BMLシリーズ

手動車いす 100kg  
使用者最大体重(積載物含む)

自走用 (介助兼用) **22** 車輪 インチ × **7** キャスタ インチ

介助用 **16** 車輪 インチ × **7** キャスタ インチ



BML22-40SB  
シート:No.93



BML16-40SB  
シート:No.92

参考価格 **¥90,000** 非課税

参考価格 **¥90,000** 非課税

**BML22-40SB**


中床 (11.7kg)

TAIS:00160-000174


**BML16-40SB**

中床 (10.3kg)

TAIS:00160-000176




\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際  
ご指定ください。

**2 color** ●シートカラー **2色** より  
お選びいただけます。



青ストライプ  
(ポリエステル)

赤ストライプ  
(ポリエステル)

## ソフトタイヤ付車輪


従来のノーパンクタイヤと比較して  
静止力が30%UPします。(当社比)

ゴムタイヤ  
(エアタイヤと共通)

ポリウレタン製  
パンクレスチューブ

リム

ワイヤー



- ひび割れや変色が起こりにくく、耐久性、静止力に優れています。
- 空気補充不要。
- 空気の入れすぎや高温等による破裂がありません。

## フットサポート・シート間距離調節



(2.5cmピッチ) 3段階で調節できます。





補装具  
レディ  
メイド式

# 低床こまわりくんシリーズ

自走用 (介助兼用) **20** 車輪 インチ × **4** 前後キャスト インチ



KAK20-40B-LO  
シート:A9

参考価格 **¥191,000** 非課税

**KAK20-40B-LO**

低床 (18.0kg)

TAIS:00160-000265

介助用 **16** 車輪 インチ × **4** 前後キャスト インチ



KAK16-40B-LO  
シート:A11

参考価格 **¥191,000** 非課税

**KAK16-40B-LO**

低床 (16.8kg)

TAIS:00160-000267


自走用 (介助兼用) **18** 車輪 インチ × **4** 前後キャスト インチ

参考価格 **¥191,000** 非課税

**KAK18-40B-LO**

低床 (17.7kg)

TAIS:00160-000266



全幅

※1) 車輪20・18インチ

※2) 車輪16インチ

シート幅

※3) アームパイプ内内の寸法です。

\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

**3**  
color

●シートカラー (3色) よりお選びいただけます。

A9



緑チェック  
(ポリエステル)

A11




紫チェック  
(ポリエステル)

No.88



エコブラック  
(ビニールレザー)



70cm幅の廊下を曲がれます。

適合調整シート&座シート奥行調節機能等、コンパクトで機能も充実ノーパンク仕様。シート高さは低めの36cm、低床タイプ。


スイングアウト式 フット・レッグサポート

乗り降りや足こぎする際、足元を広く使えます。

シート奥行調節可能

シート奥行を2cmピッチ3段階で調節できます。

※シート奥行は、40cmの設定にて出荷いたします。



ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。



標準  
モデル

Modern  
シリーズ

次世代型  
標準

軽量

六輪

リクライ  
ニング

子供用  
簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行訓練  
歩行補助具

オプション&  
関連パーツ

寸法表 (cm)

**自走式** ※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。  
**介助式** ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。  
 ※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キヤスタ(インチ)	車輪(インチ)	後キヤスタ(インチ)	シート幅	前座高	後座高	バックサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
ふわりす	KF22-40(42)SB	6	22	-	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	59.5(61.5)	89	95	33 × 66 × 93	9.6	49		
	KF16-40(42)SB	6	16	-	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	55(57)	89	94	28 × 66 × 84	8.9	50		
ふわりす+	KFP22-40(42)SB	6	22	-	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	59.5(61.5)	89	95	33 × 66 × 71.5	10.9	51		
	KFP16-40(42)SB	6	16	-	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	55(57)	89	94	28 × 66 × 62.5	9.9	52		
BML	BML22-40SB	7	22	-	40	43	40	30.5・33・35.5	23	40	42	61	88	95	33 × 67.5 × 93.5	11.7	53		
	BML16-40SB	7	16	-	40	43	40	30.5・33・35.5	23	40	42	58.5	88	94	30 × 67.5 × 85	10.3			
KAK-LO	KAK20-40B-LO	4	20	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71	18.0	54		
	KAK18-40B-LO	4	18	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71	17.7			
	KAK16-40B-LO	4	16	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	56	88	91	31 × 66 × 71	16.8			

※アームパイプ内寸法  
 座パイプ外寸法(380mm)



## ピックアップオプション

### 酸素ボンベ架台〈2WAY用〉 (転倒防止金具を 取り付けた酸素ボンベ架台)



装着例

※酸素ボンベは商品には含まれません。

## “2サイズ”の酸素ボンベに “1個”で対応できます。

### 標準品

TAIS:00160-000306

参考価格	新車ご購入時の 取付価格※1	中床用 低床用	¥23,100 増/個 <b>非課税</b>
	部品のみ ご購入価格	中床用 低床用	¥24,200/個 <b>税込</b>

- ・中床用(ティッピング高さ約13~19cm)
- ・低床用(ティッピング高さ約7~12cm)


### その他専用品

KA800シリーズ、RR42/RR43シリーズ、RR52/RR53シリーズ、KPFシリーズ、WARシリーズ※2、WARPシリーズ※2、SYP

参考価格	新車ご購入時の 取付価格※1	中床用 低床用	¥28,600 増/個 <b>非課税</b>
	部品のみ ご購入価格	中床用 低床用	¥30,250/個 <b>税込</b>


- ※1 新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。
  - ※2 左側仕様となります。一部取り付けできない仕様があります。
- 重量：2.9kg

## 工具レスの簡単切り替え




## 転倒防止付きだから安心

段差乗り越え時




段差を  
乗り越える



ご利用のシーン  
に合わせて  
使用状態と解除状態を  
切り替えることができます。

座面高さ変更時



<中床用>取付可能車種:KR801N,KMD-Aシリーズ,KA800-H・M(専),KA822-LO(専),KA820-LO(専),KMD-B/C-M・H・SH,RR52/53シリーズ(専),KFシリーズ,KFPシリーズ,KV,SY-SH

<低床用>取付可能車種:KA800-SL(専),KA816-LO(専),KMD-B/C-LO・SL・SSL,RR42シリーズ(専)/RR43シリーズ(専),KPFシリーズ(専),WAR22-H/SH(専)、WARP22-H/SH(専)、WAR16-H(専)、WARP16-H(専),SY-N,SY-NB,BK,SYP(専)

(専):専用品