

標準タイプは
シンプル&使いやすさにこだわりました。


標準

“Standard Type” Wheelchair

STAYER.....	045
STAYER+	047
BACKS	049
KR801N	050
KV	051



標準 シリーズチャート



軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールなどのお手入れが可能なシートを備えた標準モデル

ステイヤー

補装具
レディ
メイド式

STAYERシリーズ

自走用



SY22-40N
シート:No.111


●調整なしシート

参考価格 **¥83,000** 非課税

SY22-40(42)N

中床 (12.2kg)

TAIS:00160-000330



[折りたたみ:全幅32×全高91.5×全長97]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。



トリプルセット

参考価格 **¥109,000** 非課税

SY22-40(42)N-TS

自走用



SY22-42N-SH
シート:No.112


●調整なしシート

参考価格 **¥83,000** 非課税

SY22-42N-SH

高床 (12.2kg)

TAIS:00160-000331



[折りたたみ:全幅32×全高95.5×全長97]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。



トリプルセット

参考価格 **¥109,000** 非課税

SY22-42N-SH-TS



トリプルセット
仕様(-TS)

ご依頼の多いオプションを
予め取り付けしたセットです。

ガードル止め金具
(後ろ止め用)



酸素ボンベ架台
(2WAY用)

ガードル止め金具
(後ろ止め用)



酸素ボンベ架台
(2WAY用)



(φ100mm以下用/
φ140mm以下用)

*ガードル棒はセット内容に含まれません。
*酸素ボンベはセット内容に含まれません。
*右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)



ハイボリマー
(ノーパンク)

STAYER

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

自走用



SY22-40SB
シート:No.111

シート:No.112



調整なしベースシート+
カバーシート(背・座)

●調整なしシート 参考価格 **¥93,000** 非課税


SY22-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000326

●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥98,000** 非課税

SY22-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000327



[折りたたみ:全幅33×全高67.5×全長95.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。



トリプルセット

参考価格 **¥119,000** 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色:No.111

参考価格 **¥126,000** 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色:No.112

※トリプルセットの内容については、P.045をご覧ください。

介助用



SY16-40SB
シート:No.111

シート:No.112



調整なしベースシート+
カバーシート(背・座)

●調整なしシート 参考価格 **¥93,000** 非課税


SY16-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (12.1kg)

TAIS:00160-000329

●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥98,000** 非課税

SY16-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (12.1kg)

TAIS:00160-000328



[折りたたみ:全幅29×全高67.5×全長86.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。



トリプルセット

参考価格 **¥119,000** 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色:No.111

参考価格 **¥126,000** 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色:No.112

※トリプルセットの内容については、P.045をご覧ください。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。

※SY22-42N-SHはシート幅42cmのみとなります。

※カバーシート仕様は、No.112フジレザーのみとなります。



●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

No.111

No.112



ミント
(ポリエステル)

フジレザー
(ビニールレザー)

シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによる
お手入れが可能な多機能モデル

ステイヤープラス

補装具
レディ
メイド式

STAYER+シリーズ

自走用




SYP22-40SB
シート:No.111

●調整なしシート

参考価格 **¥121,500** 非課税

SYP22-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (14.3kg)

TAIS:00160-000339



[折りたたみ:全幅33×全高67.5×全長73.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。




SYP22-40SB
シート:No.112

調整なしベースシート+
カバーシート(背・座)

●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥126,500** 非課税

SYP22-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (14.3kg)

TAIS:00160-000340



[折りたたみ:全幅33×全高67.5×全長73.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

アイコンの解説は、P.005 をご覧ください。



STAYER

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

介助用




SYP16-40SB
シート:No.111

●調整なしシート 参考価格 **¥121,500** 非課税

SYP16-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000341



[折りたたみ:全幅29×全高67.5×全長68.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。




SYP16-40SB
シート:No.112



●調整なしベースシート+カバーシート 参考価格 **¥126,500** 非課税

SYP16-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (13.2kg)

TAIS:00160-000342



[折りたたみ:全幅29×全高67.5×全長68.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

*シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。

*カバーシート仕様は、No.112フジレザーのみとなります。



●シートカラー **2色** より

お選びいただけます。

No.111



ミント
(ポリエステル)

No.112



フジレザー
(ビニールレザー)

シンプルで使いやすく、背張り調整可能な車いす

アイコンの解説は、P.005 をご覧ください。



バックス
補装具
レディ
メイド式

BACKSシリーズ

BACKS 手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)


自走用



BK22-40SB
シート:No.82

参考価格 **¥98,000** 非課税

BK22-40SB 中床 (13.8kg)
TAIS:00160-000337



[折りたたみ:全幅33×全高67.5×全長95.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。


介助用



BK16-40SB
シート:No.82

参考価格 **¥98,000** 非課税

BK16-40SB 中床 (12.8kg)
TAIS:00160-000338



[折りたたみ:全幅29×全高67.5×全長86.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。



病院・施設で定番のスチール製車いす

補装具
レディ
メイド式

KR801N

アイコンの解説は、P.005 をご覧ください。

JIS マーク
取得機種



手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

自走用




KR801Nソフト
シート:No.91

参考価格 **¥95,000** 非課税

KR801Nソフト

高床 (18.5kg)



[折りたたみ:全幅30×全高88×全長104]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

1
color

No.91
エコネイビー
(ビニールレザー)

おすすめ
オプション



延長ブレーキ棒

10cm

取付価格 ¥2,500増/個 非課税

部品価格 ¥2,750/個 税込

TAIS:00160-000170

20cm

取付価格 ¥2,700増/個 非課税

部品価格 ¥2,970/個 税込

TAIS:00160-000261

※画像は延長ブレーキ
(20cm)装着



ネームプレート

取付価格 ¥2,420増/個 非課税

部品価格 ¥2,662/個 税込

オプション&関連パーツ(P.103~)も
併せてご参照ください。



バリューセット (-VS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けた
バリューセットもご用意しています。

参考価格 **¥106,500** 非課税

KR801Nソフト-VS



ガードル止め金具
(前止め用)

酸素ポンペ架台



(φ100mm以下用)

※ガードル棒はセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具-酸素ポンペ架台とも
右側へ取り付けとなります。)

コストパフォーマンス性に優れた車いす
病院や施設で使いやすいノーパンク仕様

補装具
レディ
メイド式

KVシリーズ

自走用




KV22-40SB
シート:A22

参考価格 **¥88,000** 非課税

KV22-40SB **中床** (12.7kg)

TAIS:00160-000233



[折りたたみ:全幅35×全高67×全長100]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

介助用




KV16-40SB
シート:A22

参考価格 **¥88,000** 非課税

KV16-40SB **中床** (11.3kg)

TAIS:00160-000234



[折りたたみ:全幅31×全高67×全長89]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

フットサポート・シート間距離調節



(2cmピッチ)4段階で調節できます。

1
color



A22
黒チェック
(ポリエステル)



ハイポリマー
(ノーパンク)

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

自走用




KV22-40N
シート:A22

参考価格 **¥73,500** 非課税

KV22-40N

中床 (11.3kg)




[折りたたみ:全幅35×全高85.5×全長100]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

おすすめ
オプション



ガードル止め金具
〈前止め用〉

取付価格 **¥4,400**増/個 非課税
部品価格 **¥3,993**/個 税込
TAIS:00160-000167



転倒防止金具
〈キャスト付〉

取付価格 **¥8,470**増/台 非課税
部品価格 **¥9,317**/台 税込



延長ブレーキ棒

10cm
取付価格 **¥2,500**増/個 非課税
部品価格 **¥2,750**/個 税込
TAIS:00160-000170

20cm
取付価格 **¥2,700**増/個 非課税
部品価格 **¥2,970**/個 税込
TAIS:00160-000261

※画像は延長ブレーキ (20cm) 装着



ネームプレートS

取付価格 **¥2,420**増/個 非課税
部品価格 **¥2,662**/個 税込

オプション&関連パーツ(P.103~)も
併せてご参照ください。

モジュールタイプは
サイズ・バリエーションにこだわりました。


モジュール

“Module” Wheelchair

KA800055



モジュール シリーズチャート



軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具


オプション&
関連パーツ

自走用にも介助用にも対応、カワムラサイクルの代名詞

補装具
レディ
メイド式 **KA800** シリーズ



KA822-40B-M
シート:No.102



[H]69.5
 [M]66.5
 [LO]63.5
 [SL]61.5
 [22インチ]77
 [20インチ]74.5
 [折りたたみ:全幅31×全高
 ×全長]

※1) 22/20inch
 ※2) 中・高床:7inch、低床:6inch
 *各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
 *単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。



KA820-40B-M
シート:A11

自走用 車輪 22インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥154,000** 非課税

KA822-40(38・42)B-H 高床 キャスタ7インチ (16.4kg)

TAIS:00160-000084

KA822-40(38・42)B-M 中床 キャスタ7インチ (16.4kg)

TAIS:00160-000084

KA822-40(38・42)B-LO 低床 キャスタ6インチ (16.1kg)

TAIS:00160-000084

●シート幅45cm仕様/
 スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥173,000** 非課税

KA822-45B-H 高床 キャスタ7インチ (17.4kg)

KA822-45B-M 中床 キャスタ7インチ (17.4kg)

KA822-45B-LO 低床 キャスタ6インチ (17.1kg)

●エレベータリング&
 スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥165,000** 非課税

KA822-40(38・42)ELB-H 高床 キャスタ7インチ (18.1kg)

TAIS:00160-000101

KA822-40(38・42)ELB-M 中床 キャスタ7インチ (18.1kg)

TAIS:00160-000101

KA822-40(38・42)ELB-LO 低床 キャスタ6インチ (17.8kg)

TAIS:00160-000101

●シート幅45cm仕様/
 エレベータリング&
 スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥185,000** 非課税

KA822-45ELB-H 高床 キャスタ7インチ (19.1kg)

KA822-45ELB-M 中床 キャスタ7インチ (19.1kg)

KA822-45ELB-LO 低床 キャスタ6インチ (18.8kg)

自走用 車輪 20インチ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥154,000** 非課税

KA820-40(38・42)B-M 中床 キャスタ7インチ (15.9kg)

TAIS:00160-000087

KA820-40(38・42)B-LO 低床 キャスタ6インチ (15.6kg)

TAIS:00160-000087

KA820-40(38・42)B-SL 低床 キャスタ6インチ (15.6kg)

TAIS:00160-000087

●エレベータリング&
 スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥165,000** 非課税

KA820-40(38・42)ELB-M 中床 キャスタ7インチ (17.8kg)

TAIS:00160-000102


KA820-40(38・42)ELB-LO 低床 キャスタ6インチ (17.5kg)

TAIS:00160-000102

KA820-40(38・42)ELB-SL 低床 キャスタ6インチ (17.5kg)

TAIS:00160-000102

アイコンの解説は、P.005 をご覧ください。



※お選びいただけます。

手動車いす 100kg
使用者最大体重 (積載物含む)



軽量

Modern シリーズ

WAVIT シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダーシステム


電動

歩行車

歩行補助具

オプション& 関連パーツ

KA816-40ELB-M シート:A9



※折りたたみ:全幅 28×全高 [LO] 63.5×全長 711
[SL] 61

※中床:7inch、低床:6inch
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

介助用

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥154,000** 非課税

KA816-40(38・42)B-M **中床** キャスタ 7 インチ (14.8kg)
TAIS:00160-000088

KA816-40(38・42)B-LO **低床** キャスタ 6 インチ (14.5kg)
TAIS:00160-000088

KA816-40(38・42)B-SL **低床** キャスタ 6 インチ (14.5kg)
TAIS:00160-000088

●シート幅45cm仕様/
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥173,000** 非課税

KA816-45B-M **中床** キャスタ 7 インチ (15.8kg)

KA816-45B-LO **低床** キャスタ 6 インチ (15.5kg)

KA816-45B-SL **低床** キャスタ 6 インチ (15.5kg)

●エレベーター&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥165,000** 非課税

KA816-40(38・42)ELB-M **中床** キャスタ 7 インチ (16.3kg)
TAIS:00160-000106

KA816-40(38・42)ELB-LO **低床** キャスタ 6 インチ (16.0kg)
TAIS:00160-000106

KA816-40(38・42)ELB-SL **低床** キャスタ 6 インチ (16.0kg)
TAIS:00160-000106

●シート幅45cm仕様/エレベーター&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥185,000** 非課税

KA816-45ELB-M **中床** キャスタ 7 インチ (17.3kg)

KA816-45ELB-LO **低床** キャスタ 6 インチ (17.0kg)

KA816-45ELB-SL **低床** キャスタ 6 インチ (17.0kg)

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。

※アームパイプ内寸法は、シート幅プラス2cmとなります。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。


※シート幅45cm仕様は、シートカラー(A9 緑チェック)のみとなります。



シアンレザー (ビニールレザー)



ドットブラウン (ポリエステル)



ビーコックブルー (ポリエステル)



紺チェック (ポリエステル)



緑チェック (ポリエステル)



赤チェック (ポリエステル)



紫チェック (ポリエステル)



オータムフラワー (ポリエステル)



エコブラック (ビニールレザー)

エレベーター&スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート

ふくらはぎパッド位置調節も可能です。



スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート スイングイン機構

左右のフット・レッグサポートを内側に折りたたみ格納できます。左右にスペースがない場所に適しています。
(左右スイングイン時)



スイングアウト機構

左右フット・レッグサポートの開放が可能。前方からの移乗時などに適しています。
(左右スイングアウト時)

