

低床の六輪タイプ。
足こぎしやすく、狭い場所でもこまわりが効きます。

六輪

“Six-Wheeled” Wheelchair

低床こまわりくん ……………058





軽量

Modern シリーズ

WAVIT シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダーシステム

電動

歩行車

歩行補助具

オプション&関連パーツ

補装具
レディメイド式

低床こまわりくんシリーズ

自走用 車輪20インチ



KAK20-40B-LO
シート:A9

参考価格 **¥191,000** 非課税

KAK20-40B-LO 低床 (18.0kg)

TAIS:00160-000265

介助用 車輪16インチ



KAK16-40B-LO
シート:A11

参考価格 **¥191,000** 非課税

KAK16-40B-LO 低床 (16.8kg)


TAIS:00160-000267

自走用 車輪18インチ


参考価格 **¥191,000** 非課税

KAK18-40B-LO 低床 (17.7kg)

TAIS:00160-000266



- ※1) アームパイプ内内の寸法です。
- ※2) 自走用20/18inch、介助用16inch
- [折りたたみ全幅【自走用】35【介助用】31×全高66×全長71]
- *各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
- *単位はcmです。車輪・キャストのみinch。



70cm幅の廊下を曲がれます。

適合調整シート&座シート奥行調節機能等、コンパクトで機能も充実ノーパンク仕様。シート高さは低めの36cm、低床タイプ。


スイングアウト式 フット・レッグサポート

乗り降りや足こぎする際、足元を広く使えます。

シート奥行調節可能

シート奥行を2cmピッチ3段階で調節できます。

※シート奥行は、40cmの設定にて出荷いたします。



ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。



ご注文の際ご指定ください。


3 color ●シートカラー (3色) よりお選びいただけます。



緑チェック
(ポリエステル)



紫チェック
(ポリエステル)



エコブラック
(ビニールレザー)