

リクライニングのくつろぎ感、ティルトによる安定性など
姿勢保持や座り心地を重視したタイプです。


リクライニング

“Reclining” Wheelchair

くるーん	061
RR52	063
RR53	063
クリオネット	064
RR60	065
RR70	066
KX	067
KXL	068
KPF	069



リクライニング シリーズチャート



軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

姿勢保持のお手本!!KPFのコンパクトタイプ



動画をチェック

補装具
レディ
メイド式

くるーん

介助用




KPFK-12
シート:No.102

参考価格 **¥247,000** 非課税

KPFK-12

低床 (21.5kg)

TAIS:00160-000250



[折りたたみ:全幅35×全高77×全長72]
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。



認識しやすい カラーレバー

操作部が認識しやすい様に、レバーをカラーリングしました。

角度調整式フットサポート **コンパクトに収納可能**

アイコンの解説は、P.005 をご覧ください。



背折れ式 ぴったりフィット 適合調整 (左右独立) 背座クッション (脱着式) 跳ね上げ式

国内特許取得済



高さ調節式 エレベーター式 ハイポリマー (ノーパンク) ドラム式 足踏み式 転倒防止金具

軽量

Modern シリーズ

WAVIT シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダーシステム

電動

歩行車

歩行補助具


オプション&関連パーツ

くるーんの特長

新リクライニング機構


ぴったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



ティルト・リクライニング角度

120° 90°



<無段階調整>

スキーンズベルト 背中動きに合わせてベルトが伸縮。



背張り調整ベルトの一部を2重ベルトにしました。ベルト間のたるみを可視化することで従来より簡単に調整ができます。




すきまレスピロー 左右独立して厚さ調整ができるため、様々な姿勢に合わせることができます。



※未調整時のサイズ

大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。左右に取り付けられたベルトの長さを調整することで、枕の厚さを簡単に変えられます。

位置の目安



フルリクライニングの定番

補装具
レディ
メイド式 **RR52/RR53**シリーズ

アイコンの解説は、P.005 をご覧ください。




自走用



RR52-N
シート:A3

参考価格 **¥170,800** 非課税

RR52-NB **高床** (22.9kg)



[折りたたみ:全幅39×全高82×全長89]

介助用




RR53-NB
シート:A3

参考価格 **¥170,800** 非課税

RR53-NB **高床** (20.9kg)

TAIS:00160-000278



[折りたたみ:全幅36×全高82×全長83]

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

1 color

A3
紺チェック
(ポリエステル)

折りたたみ
コンパクトに保管して
いただけます。

**おすすめの
オプション**

空気補充が不要のノーパンク車輪

ソフトタイヤ付車輪
取付価格 ¥9,200増/台 非課税
<16インチ>
TAIS: 00160-000297

フルリクライニング機能とティルト機能を兼ねそろえた車いす
姿勢保持力も優れています。

アイコンの解説は、P.005をご覧ください。



補装具
レディ
メイド式

クリオネットシリーズ あい&ゆうき



介助用



足ベルトタイプ
AYK-40
シート:No.40




ふくらはぎパッドタイプ
パッドの角度も調節できます。
AYK-40EL
シート:A13

●足ベルトタイプ 参考価格 **¥220,000** 非課税

AYK-40 中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000212



[折りたたみ:全幅61×全高87×全長83]
()は、ふくらはぎパッドタイプ
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

●ふくらはぎパッドタイプ 参考価格 **¥230,000** 非課税

AYK-40EL 中床 (25.5kg)

TAIS:00160-000268



手押しハンドル角度調整
シート可動時やティルト・リクライニング状態での使用の際に、介助される方が操作しやすい角度に調節できます。



ティルト機能
AYK-40 140cm
AYK-40EL 139cm



リクライニング機能
AYK-40 178cm
AYK-40EL 180cm

ご注文の際ご指定下さい。

●シートカラー
2色 より
お選びいただけます。

A13 濃紺チェック (ポリエステル)	No.40 青レザー (ビニールレザー)
---------------------------	----------------------------

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

バックサポートとフット・レッグサポートが連動して動きます。

補装具
レディ
メイド式

RR60シリーズ



介助用




RR60NB
シート:No.114

● 介助用ブレーキなし 参考価格 **¥184,000** 非課税


RR60N **中床** (23.0kg)
TAIS:00160-000068

● 介助用ブレーキ付 参考価格 **¥194,000** 非課税

RR60NB **中床** (24.0kg)
TAIS:00160-000164



[折りたたみ:全幅58(58.5)×全高67×全長101]
()は介助用ブレーキ付
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。





シートクッション厚み
〈バックサポート 5.5cm厚〉
〈シート 5.5cm厚〉
〈フット・レッグサポート 5.5cm厚〉

ご注文の際ご指定ください。

RR60シリーズ

2 color ●シートカラー **2色** よりお選びいただけます。

No.114  ラベンダー(アクリル)

No.43  緑(ビニールレザー)

落とし込み式アームサポート
座面下まで下げることができます。

跳ね上げ式フットサポート
移乗の際や収納時などに、フットサポートが折りたためます。

バックサポートとフット・レッグサポートが連動して動きます。

補装具
レディ
メイド式 **RR70**シリーズ



介助用



RR70N
シート:No.43

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

● 介助用ブレーキなし

参考価格 **¥207,000** 非課税

RR70N

中床 (23.0kg)

TAIS:00160-000118


● 介助用ブレーキ付

参考価格 **¥217,000** 非課税

RR70NB

中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000284



[折りたたみ:全幅58(58.5)×全高67×全長101]

()は、介助用ブレーキ付

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

バックサポート、
フット・レッグサポート
連動調整
<無段階調整>

シートクッション厚み

〈バックサポート 8cm厚〉
〈シート 7cm厚〉
〈フット・レッグサポート 4.5cm厚〉

RR70シリーズ

1
color



No.43
緑
(ビニールレザー)

フルリクライニング

バックサポートとフット・レッグサポートが
連動して動きます



元祖ティルト&リクライニング車いす

補装具
レディ
メイド式

KXシリーズ

アイコンの解説は、P.005 をご覧ください。



自走用



KX22-42II
シート:No.99

● スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 **¥193,800** 非課税

KX22-42II **高床** (24.5kg)
TAIS:00160-000125

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥222,000** 非課税

KX22-42II/RM **高床** (25.5kg)


● エレベータリング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 **¥211,800** 非課税

KX22-42EL-II **高床** (26.0kg)
TAIS:00160-000205

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥240,000** 非課税

KX22-42EL-II/RM **高床** (27.0kg)



[折りたたみ:全幅63×全高67×全100]

()は、エレベータリング&スイングイン・アウト式

手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。

介助用



KX16-42II
シート:A13

● スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 **¥193,800** 非課税

KX16-42II **中床** (23.0kg)
TAIS:00160-000126

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥222,000** 非課税

KX16-42II/RM **中床** (24.0kg)


● エレベータリング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 **¥211,800** 非課税

KX16-42EL-II **中床** (24.5kg)
TAIS:00160-000206

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥240,000** 非課税

KX16-42EL-II/RM **中床** (25.5kg)



[折りたたみ:全幅58.5×全高65×全長94]

()は、エレベータリング&スイングイン・アウト式

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー **3色** より
お選びいただけます。

No.99 A13 No.47



●ラクまくら
角度可変式
ヘッドサポート
(標準装備)仕様



<可動域>

●前方32cm・後方19cm・
上方36cm左右20cmまで可動。
*工具なしで取付・調整可能です。

*ラクまくら単品の部品価格は
¥30,250/個 (税込) となります。

●エレベータリング&スイングアウト式(KXL)
●エレベータリング&スイングイン・アウト式(KX)
※パッドの取付位置調節可能



●折りたたみ
コンパクトに保管していただけます。

ノーパンク車輪が標準装備のティルト&リクライニング車いす

補装具 レディメイド式 **KXL**シリーズ

アイコンの解説は、P.005をご覧ください。



軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

介助用




KXL16-42
シート:No.47

● スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様	参考価格	¥166,000	非課税
KXL16-42		中床	(21.0kg)
TAIS:00160-000244			
ラクまくら(標準装備)仕様	参考価格	¥196,000	非課税
KXL16-42/RM		中床	(22.0kg)
TAIS:00160-000317			

● エレベータリング&スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様	参考価格	¥184,000	非課税
KXL16-42EL		中床	(23.5kg)
TAIS:00160-000204			
ラクまくら(標準装備)仕様	参考価格	¥212,000	非課税
KXL16-42EL/RM		中床	(24.5kg)
TAIS:00160-000318			




【折りたたみ:全幅57.5×全高60×全長91】
()は、エレベータリング&スイングアウト式
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

“拘束ゼロ”の座位保持をめざして

KX・KXL 共通

● ティルト機能(シート調整角度:0~20°)



● リクライニング機能(バックサポート調整角度:0~30°)



姿勢保持のお手本

補装具
レディ
メイド式

KPFシリーズ

介助用




KPF16-40
フレーム:レッド
シート:No.88

●標準仕様 参考価格 **¥203,000** 非課税

KPF16-40(42) **高床** (20.5kg)

TAIS:00160-000183



[折りたたみ:全幅38×全高86×全長101]
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

介助用



KPF16-40ABF
フレーム:TPゴールド
シート:No.68×No.69

●アブソレックスキャスタ仕様 参考価格 **¥216,000** 非課税

KPF16-40(42)ABF **高床** (21.0kg)

おすすめオプション 空気補充が不要のノーパンク車輪



ソフトタイヤ付車輪
取付価格 **¥9,200増/台** 非課税
<16インチ>
TAIS: 00160-000297

ご注文の際ご指定ください。



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

※シート幅 40cmのとき、シート有効幅 44cm
※シート幅 42cmのとき、シート有効幅 46cm


※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。



●フレームカラー **2色** よりお選びいただけます。



●シートカラー **2色** よりお選びいただけます。





軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

KPFの特長

座位保持を追求

お尻が前にズレにくい! ティルトとリクライニングがひとつになった!!

新リクライニング機構

ぴったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



ティルト・リクライニング角度

135° 110°

<無段階調整>



低反発アンカークッション

身体をやさしく包みこむようなフィット感で座り心地と座位保持をサポートします。

前 7cm

後 5cm




コンパクトに収納可能



身体が横倒れしにくい!

左右独立適合調整シート

背中中の形状に合わせた張り調整で背部への圧迫が少なくなります。



体幹支持パッド

身体の“横倒れ”を抑えることができます。
※面ファスナー調整式ですので、位置の変更も可能です。

