

コンパクト性やシート高さ調節、姿勢保持など
介護の状況に合わせてお選びいただけます。

シャワー用

“Shower Chair”



KS2	079
KS3	079
KS4	080
KS7	080
KS10	081
KSC-1/ST	082
KSC-2/ST	082
KS11-PF/ST	083
KS12	084
寸法表	085

よりよい介護のために、医療現場からご家庭までご使用いただけます。

KSシリーズ

14 車輪 **7** キャスタ
インチ × **インチ**

落とし込み式 足踏み式 前後スライド式 EVA発泡(ノーパンク) 転倒防止バー


段差の乗り越えがしやすい車輪14インチ。



シート:レッド
KS2(標準)クリあり
シート:イエロー

ステンレスフレーム 参考価格 **¥116,380** 税込

KS2 <クリありシート> **高床** (14.2kg)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

前後式バックサポート



背中を洗う際、バックサポートを倒すことができます。

9 車輪 **5** キャスタ
インチ × **インチ**

落とし込み式 足踏み式 前後スライド式 ハイポリマー(ノーパンク) 転倒防止バー

ご家庭でも使いやすい全幅49cm、コンパクトサイズ。




シート:イエロー
KS3(標準)クリあり
シート:レッド

ステンレスフレーム 参考価格 **¥116,380** 税込

KS3 <クリありシート> **高床** (12.6kg)

TAIS:00160-000222



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

前後式バックサポート



背中を洗う際、バックサポートを倒すことができます。

○シート下にバケツ(KS用 座面下バケツ)を取り付けられます(別売)。



<浴そう対応> **ステンレスフレーム**

※金属部はネジまで、さびに強いオールステンレス製。

対応機種 ▶ KS2・KS3・KS4

浴そうに入れてご使用になる場合は、ご注文の際にお申し付けください。



**KS用
座面下バケツ**

¥968/個 税込



取付可能機種 ▶ KS3・KS4



○シート下にバケツ取付用のレールがあります。
○後ろからスライドして出し入れできます。

※レールはテープ状になっているので前方にはずれ落ちません。



入浴・トイレ用車いすは、介護保険において
特定福祉用具の対象種目となっています。

標準
モデル

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

家庭
在宅介護用
 シャワー用
 浴そで対応

9 車輪 **5** キャスタ
22 インチ×**6** インチ

跳ね上げ式
 足踏み式
 折りたたみ式
跳ね上げ式
 ハイポリマー
(ノーパンク)
 転倒防止バー
 (出荷時同梱)


シャワー、室内と1台2役。
介助しやすい跳ね上げ式アームサポート。



ステンレスフレーム 参考価格 **¥116,380** 税込

KS4 <クリありシート> **高床** (11.1kg)

TAIS:00160-000223



折りたたみ跳ね上げ式
フットサポート



フットプレートを折りたたみ
収納できます。

*各寸法には、シート・シートクッション等の
厚みを含んでおります。

○シート下にバケツ (KS用 座面下バケツ) を取り付けられます (別売)。

病院
施設用
 家庭
在宅介護用
 シャワー用

22 車輪 **6** キャスタ
22 インチ×**6** インチ

ハイポリマー
(ノーパンク)
 転倒防止バー
 (出荷時同梱)


自走・シャワー用車いす。
標準型車いす仕様をとり入れました。



アルミフレーム 参考価格 **¥147,950** 税込

KS7 <クリありシート> **低床** (13.5kg)

*受注生産となります。
TAIS:00160-000008



着脱式
フット・レッグサポート



コンパクトになります。


*各寸法には、シート・シートクッション等の
厚みを含んでおります。

ご注文の際ご指定ください。対応機種 **KS2・KS3・KS4・KS7**

2 color 認識しやすい **2色** のカラーよりお選びいただけます。
イエロー or **レッド**

※標準はクリありとなります。 ※クリなしシート変更の場合(¥13,200増/台 税込)となります。

座
シート
選
択
滑りにくい
やわらか素材。
材質:EVA(独立気泡)



コンパクトからシート高さ調節式まで充実のラインナップ

KSシリーズ



8車輪 × 6インチキャスト



シートの高さを3段階で調節できます。



KS10クリあり
シート:レッド



折りたたみ式バックサポート




ステンレスフレーム

参考価格 **¥149,050** 税込

KS10 <クリありシート>

中床 低床 (11.5kg)

TAIS:00160-000224



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

*シート高さのご指定がない場合、前座高42cmで出荷いたします。

シート(座面)高さ調節式フレーム

ご利用者の体格に合わせ、段階的な調節が可能です。



予めシートの高さを
ご指定いただけます。

ご注文の際ご指定ください。

シートは、滑りにくいやわらか素材。 素材:EVA(独立気泡)


2 color

●シートカラーは **2色** からお選びいただけます。

イエロー or **レッド**

※座シートはクリありのみとなります。

<寸法・厚み共通>



入浴・トイレ用車いすは、介護保険において特定福祉用具の対象種目となっています。

標準
モジュール

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

家庭
在宅介護用

シャワー用

3 キャスタ
インチ×**3** キャスタ
インチ

跳ね上げ式 前後スライド式 転倒防止バー

家庭
在宅介護用

シャワー用

3 キャスタ
インチ×**8** 前輪
インチ

跳ね上げ式 前後スライド式 転倒防止バー



KSC-1/ST(標準)クリあり
シート:レッド

- 全キャスト仕様
省スペース・
簡易シャワー車いす


(ステンレスフレーム)

参考価格 **¥74,800** (税込)

KSC-1/ST <クリありシート>

低床 (9.8kg)

TAIS:00160-000300



*アームサポート内側寸法は36cm

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

“軽量&コンパクト”
簡易シャワー車いす<低床>モデル

折りたたみ式バックサポート



< KSC-1・KSC-2共通 >



KSC-2/ST(標準)クリあり
シート:イエロー

- 後キャスト仕様
省スペース・
簡易シャワー車いす


(ステンレスフレーム)

参考価格 **¥74,800** (税込)

KSC-2/ST <クリありシート>

低床 (10kg)

TAIS:00160-000301



*アームサポート内側寸法は36cm

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。



キャスト
ロック機能付



キャスト
ロック機能付

ご注文の際ご指定ください。

2 color 認識しやすい **2色** のカラーよりお選びいただけます。


イエロー or レッド

*標準はクリありとなります。*クリなしシート変更の場合(¥13,200増/台 (税込))となります。


座
シート
選 択

滑りにくい
やわらか素材。
材質:EVA(独立気泡)

(標準)
クリあり



クリなし



姿勢保持リクライニングタイプ&シートが取り外しできるタイプ

KSシリーズ

病院施設用
家庭在宅介護用
シャワー用
8 車輪 **6** キャスタインチ×**6** インチ


ぴったりフィット
落とし込み式
高さ調節式
スイングアウト式
足踏み式
ウレタン発泡(ノーバク)
転倒防止バー

“姿勢保持”ティルト・リクライニング<ぴったりフィット>モデル



ステンレスフレーム 参考価格 **¥191,400** 税込

KS11-PF/ST <クリありシート> **高床** (19.6kg)
TAIS:00160-000302




*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

シートは、滑りにくいやわらか素材。材質:EVA(独立気泡)

1 color ●シートカラーは、**イエロー**のみとなります。

※座シートはクリありのみとなります。



新リクライニング

ぴったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



ティルト・リクライニング角度

118° **100°**

<無段階調整>

リクライニングペダル
 足踏みブレーキ
 リクライニングペダル
 落とし込み式アームサポート
 スイングアウト式
 フット・レッグサポート



入浴・トイレ用車いすは、介護保険において特定福祉用具の対象種目となっています。

標準
モデル

Modern
シリーズ

次世代型
標準

軽量
六輪

リクライ
ニング

子供用
簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ



12インチ車輪 × 5インチキャスト



落とし込み式



スイングアウト式



軽量



足踏み式



転倒防止バー

段差の乗り越えがしやすい車輪12インチ。



KS12クリあり
シート:グリーン




KS12クリあり
シート:イエロー

カラダもシートも洗しやすい シャワー用車いす

ウェーブフレーム

背中からお尻にかけて洗しやすいウェーブフレーム。カラダとの空間が広く、後ろからも横からも手が入りやすいフレーム構成です。



シートの取り外しが可能!

いつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。



背シート

座シート

簡単・しっかり固定! 着脱シートレバー



シート一体のレバーを90°回転。シートのズレも少なくしっかりと固定されます。

フットサポート・ シート間距離調節



(2cmピッチ)
3段階で調節
できます。


アルミフレーム

参考価格 **¥133,100** (税込)

KS12 <クリありシート>

高床 (14.8kg)

TAIS:00160-000239



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

ご注文の際ご指定ください。

シートは、滑りにくいやわらか素材。材質:EVA(独立気泡)


2 color

●シートカラーは **2色** からお選びいただけます。

イエロー or **グリーン**

※座シートはクリありのみとなります。

〈寸法・厚み共通〉



KS12 専用オプション

キャストロック機能付

取付価格 **¥36,300増/台** (税込)



キャストロック機能付

寸法表 (cm)

自走式 ※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
 介助式 ※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
 ※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キヤスタ(インチ) ※3	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	バックサポートシート 間隔	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長(最長時)	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
シャワー用	KS2	7	14	39	47	44	25	27	38	38	57	84	76~86	57 ×	84 ×	76	14.2	79
	KS3	5	9	39	47	42	28	27	38	40	49	82	61~67	49 ×	82 ×	61	12.6	
	KS4	5	9	39	45	42	29	23	38	36	50	82	83	50 ×	82 ×	63	11.1	
	KS7	6	22	40	40	37	36	—	38	37	60	83	97	30 ×	83 ×	97	13.5	80
	KS10	6	8	39	42(38・40)	39(35・37)	※1	24	38	42	49	※2	83	49 × 59(55・57) ×	68	11.5		
	KSC-1/ST	3	3	39	40	38	24	23	38	47	43	86	56~65	43 ×	53 ×	61	9.8	82
	KSC-2/ST	8	3	39	40	38	24	23	38	47	46	86	56~65	46 ×	53 ×	61	10	
	KS11-PF/ST クリあり	6	8	40	45.5	—	31・33・35	22・24・26	40	41	52	89~132	91~105	52 ×	88.5 ×	66	19.6	83
	KS12	5	12	39	45	42	36・38・40	25	38	37	53	85	91.5	53 ×	85 ×	70.5	14.8	

※1【前座高42cm】35・37・39cm、【前座高40cm】33・35・37cm、【前座高38cm】31・33・35cm
 ※2【前座高42cm】83cm、【前座高40cm】81cm、【前座高38cm】79cm
 ※3KSC-2/STの場合は、前輪となります。