

省電力性能や回転半径の小ささ、前後スライド・左右回転シートなど  
ニーズに合ったセレクトでお出かけが楽しくなります。

## 電動

Electric Motor Type

KE45 .....	091
KE43 .....	092



簡単操作でスピーディに移動できます。

# KE45・43(ロマンス)シリーズ

**13** 駆動輪  
インチ



KE45

省電力、高輝度LEDヘッドランプ  
高位置ウインカー&ハイマウントランプ  
大型タイヤ採用、走破・走行性が向上。

- バッテリー残量計
- 前進/後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン



前後スライド・左右回転シート  
中心より前後30mmのスライド、  
左右45度、90度の2段階回転機能。



参考価格 **¥418,000** 非課税

## KE45 <ロマンス プラチナネオ>


(111kg バッテリー含む)

TAIS:00160-000281



### 標準装備

- 左右バックミラー
- 前部カゴ(約20L)  
~業界最大容量~



\*電動車いす安全普及協会規格適合 \*JIST9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

### 仕様

- シート幅:43cm ■ 肘内寸法:39cm
- ステップ高さ:11.6cm フラット
- 前輪・駆動輪:直径32×幅9cm(4.00-5-4PR)・ノーパンクタイヤ/黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進(0~6km/h)・後進(0~2km/h)
- 連続走行距離:29km  
(新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合)
- モーター出力:24V 600W×1ケ
- バッテリー(5時間率):12V 32Ah×2ケ(密閉式)
- 充電:充電器内蔵(家庭用コンセント100Vより充電できます。)
- 使用者最大重量:100kg(積載物含む)

KE43/KE45  
専用  
オプション

ご購入の際合わせてご指定ください。

### 右側バックミラー



対応機種 KE43 (取付金具付)

取付価格 **¥1,600増** 非課税

部品価格 **¥1,760** 税込

\*梱包上の都合により、一部部品は同梱対応とさせていただきます。

### フロアマット



対応機種 KE45・KE43

取付価格 **¥2,500増** 非課税

部品価格 **¥2,750** 税込

KE45・43 共通機構

対応機種 → KE45・KE43



オートハザード  
ランプ機能  
後進時、停止時には  
自動的に点滅。



ウィンカーオート  
キャンセル機能  
カーブを曲がり終えれ  
ば自動的にウィンカー  
の点滅が消えます。



振り込み  
非常停止機能  
アクセルレバーを強く  
握ると非常停止。



ノーパンク  
タイヤ  
トラブルに強い  
タフなタイヤ。



オート  
パワーオフ機能  
15分以上操作がな  
ければ自動的に電  
源が切れます。



コーナリング  
自動減速機能  
カーブを曲がる際、  
自動的に減速。



4輪  
サスペンション  
4輪サスペンション  
により楽しい乗り心  
地です。



(電動カート)  
運転免許不要

10 駆動輪  
インチ

KE43



コンパクト設計・軽量  
バッテリー簡単交換

- バッテリー残量計
- 前進/後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン
- アクセルガード



前後スライド・左右回転シート  
中心より前後30mmのスライド、  
左右90度の位置に回転。



最小回転半径  
125cm



参考価格 ¥323,000 非課税

KE43 <ロマンス ゴールド>

(69kg バッテリー含む)


TAIS:00160-000336



<国家公安委員会認定>  
<交 K10-15>

標準装備

- 左側バックミラー
- 前部カゴ



仕様

- シート幅:40cm ■ 肘内寸法:39cm
- ステップ高さ:前19cm・後15cm
- 前輪・駆動輪:直径26×幅8.5cm (3.00-4-4PR)・ノーパンクタイヤ/黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進(0~6km/h)・後進(0~2km/h)
- 連続走行距離:25km  
(新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合)
- モーター出力:24V 600W×1ケ
- バッテリー(5時間率):12V 20Ah×2ケ(密閉式)
- 充電:充電器内蔵(家庭用コンセント100Vより充電できます。)
- 使用者最大重量:100kg(積載物含む)

\*電動車いす安全普及協会規格適合 \*JIST9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

ステッキスタンド



対応機種 → KE45・KE43

取付価格 ¥8,000増 非課税

部品価格 ¥8,800 税込

※取付時は、左・右をご指定ください。

車体カバー



対応機種 → KE45・KE43

部品価格

¥6,600 税込



<価格:参考価格>

電動カート  
総合補償プラン

<詳しくは弊社、または担当代理店  
にお問い合わせください>

傷害保険と賠償責任をセットした  
幅広い補償内容の保険  
「電動カート総合補償プラン」を  
ご用意しております。

標準  
モジュール

Modern  
シリーズ

次世代型  
標準

軽量  
六輪

リクライ  
ニング

子供用  
簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行訓練  
歩行補助具

オプション&  
関連パーツ

# うでささえ



## 腕のずれ・落下を 防ぎます



### うでささえ

TAIS:00160-000218

新車ご購入時の取付価格 **¥4,290**増 非課税

部品のみご購入価格 **¥4,719** 税込

(取付価格には部品の代金を含んでおります。)


### ご利用者さまの声から誕生した“うでささえ”

腕がずれると  
車輪やハンドリムにはさまり  
ケガをするおそれが…

腕がずれると  
座位が崩れる…



ソフトでグリップ感のある素材が  
腕を支えます



取付位置を調節できる



簡単に取付 / 取り外し可能

取付可能車種：KX シリーズ、KAC シリーズ、BML シリーズ、KV シリーズ