

体格に沿った設計からカラーコーディネートまで、
あなただけの車いすをお作りします。

オーダー システム

CUSTOM MADE
Wheelchair

カラーオーダー088
2週間オーダー089



カラーオーダー

フレームカラー見本

■ スタANDARD

シルバー



● N色 (10色)

ブラック



レッド



サンイエロー



ダークブルー



パールグリーン



シルキーブラウン



TPゴールド



アイボリー



メタリックパープル



メタリックブルー



● S色 (2色)

黒メタリック



メタリックレッド






● サイドガード(側板)カラー
● 泥除けカラー
各カラーをフレームカラー見本よりお選びいただけます。

※印刷物のため実際の色と多少異なります。

シートカラー見本

● N色 (13色)



● S色 (25色)

No.41 布製 紫 (ポリエステル)	No.68 黒メッシュ (ポリエステル)	No.69 青メッシュ (ポリエステル)	No.71 オータムフラワー (ポリエステル)	No.80 プラム (ポリエステル)
No.81 グリーンストライプ (ポリエステル)	No.82 チャコールグレー (ポリエステル)	No.83 ライトブルー (ポリエステル)	No.84 花柄オレンジ (ポリエステル)	No.85 若葉色 (ポリエステル)
No.95 カフェモカ (ポリエステル)	No.96 さんごピンク (ポリエステル)	No.97 すみれパープル (ポリエステル)	No.99 シアンレザー (ビニールレザー)	No.100 ドットブラウン (ポリエステル)
No.101 ドットブルー (ポリエステル)	No.102 ピーコックブルー (ポリエステル)	No.103 パプリカオレンジ (ポリエステル)	No.105 アイスグリーン (ポリエステル)	No.106 あんずイエロー (ポリエステル)
No.110 ナイトパープル (ポリエステル)	No.111 ミント (ポリエステル)	No.112 フジレザー (ビニールレザー)	No.114 ラベンダー (アクリル)	No.116 ビリジアン (ネオプレン)

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

正式発注から原則として2週間以内に出荷いたします。

2週間オーダーシステム

カワムラサイクル「2週間オーダーシステム」は、
弊社が独自に開発設計したスピーディ対応オーダーシステムです。

01



利用者・介助者を採寸

利用者の座位姿勢状態、介助者の立位状態を採寸します。

02



車いすの各部寸法を決定

採寸の結果を基に、シート幅、前座高、シート奥行、アームサポート高さ、
バックサポート高さ、手押しハンドル高さ、各種寸法を決定していきます。

03



各部の仕様・部品を決定

利用者の利用状況、能力、環境を考慮し、車いすの仕様を決めます。
フレームカラーやシートカラーの組み合わせにより、自分だけの車いすが作れます。

04



注文

確定した内容で発注。

05



生産

社内工場にて丁寧に作ります。
基本フレームには、7000系アルミを主な材料として使用します。

06



完成 納品

ご注文から2週間でカワムラサイクルから出荷いたします。

完成品
参考例






[完成品イメージの一例] ご相談・ご購入の際、思い浮かべるイメージのご参考にお役立てください。

ご注意

- 体重などの条件により追加加工を要する場合は、別途料金を申し受ける場合がございます。
- フレームカラー／シートカラー・クッションカラーは、**P.088**よりお選びいただけます。
- 掲載以外のオプション品については、**P.103～P.120**【オプション・関連パーツ】よりお選びいただけます。
- この他にも2週間の納期内でお受けできる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
- ご相談・ご注文の際は、最寄りの取扱販売店、弊社までお気軽にお問い合わせください。

2週間オーダー選択仕様&パーツ (選択仕様の一部)

<p>車輪 (後輪)</p>  <p>エアタイヤ (16・20・22・24)インチ</p>	<p>ハンドリム</p>  <p>樹脂/波型・黒 (20・22・24)インチ</p> <p>ステンレス (20・22・24)インチ</p>	<p>キャスト (前輪)</p>  <p>ニューソフトキャスト (4・5・6・7)インチ</p>			
<p>フット・レッグサポート (脚部)</p>  <p>固定式</p>	<p>フットサポート (ステップ)</p>  <p>側方跳ね上げ式 フットサポート</p> <p>黒</p>	<p>アームサポート (肘掛け)</p> <p>固定式</p>  <p>(標準型) (アール型) (デスク型)</p>			
<p>背フレーム</p>  <p>背折れ式 背固定式</p>	<p>駐車用ブレーキ (駐車ブレーキ)</p>  <p>ミニ駐車ブレーキ(前後式) カバーなし エッグストップ ミニエッグL (ロング) ミニエッグS (ショート)</p>				
<p>手押しハンドル (押し)</p>  <p>曲げタイプ 直角タイプ</p>	<p>グリップ (ハンドグリップ)</p>  <p>反射板付 ネジ止め式</p>	<p>シートベルト</p>  <p>面ファスナー式</p>			
<p>シート</p> <p>左右独立標準適合調整シート</p>  <p>(黒色) (黒色)</p> <p>【座ベースシート】 (面ファスナー) 【背ベースシート】</p>	<p>座クッション</p> <p>3cm厚 シートクッション (材質:低反発ウレタン)</p>  <p>シートカラーはNS色からお選びいただけます。 P.088 ご参照</p>	<p>サイドガード (側板) カラー</p>  <p>フレームカラーと同様の13色よりお選びいただけます。 P.088 ご参照</p> <p>泥除け</p>  <p>フレームカラーと同様の13色よりお選びいただけます。 P.088 ご参照</p>			

ご注文の際は、「2週間オーダーシステム発注書」をご利用ください。
弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。

ホームページ  <https://kawamura-cycle.co.jp>