

「出来ることは自分でしたい」  
自立を支える商品から、歩行車など暮らしの負担軽減に。



## 歩行補助具

Walking Aid

<b>NEW</b> Pastel	.....	095
KW40	.....	096
KW41	.....	096
C'arco	.....	096
KW15	.....	097
KW16	.....	097
KW17	.....	097
C2021	.....	098
シンフォニーSP	.....	098
サニーウォーカーSP	.....	098
アルト	.....	098
ハーモニーAL	.....	098
BP2	.....	099
S11-M	.....	100
カーボン4点可動式スモールタイプ	...	100
クーパー	.....	100

一歩一歩、自分のペースで歩くことができます。

# KWシリーズ

# Letlte

耐荷重 100kg  
使用者最大体重(積載物含む)

屋外用 室内用 8車輪 8インチ×8インチ カスタム 四輪歩行車



- 手押しハンドル高さ調節5段階
  - 杖置き付
  - 全輪・軽量樹脂ホイール
  - 取り外し可能なバッグ付
  - 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
  - 標準仕様
- 参考価格 **¥66,000** (税込)

**NEW** Pastel<KW-LP-M>

(7.2kg)



- 手押しハンドル高さ調節5段階
  - 杖置き付
  - 全輪・軽量樹脂ホイール
  - 取り外し可能なバッグ付
  - 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
  - 標準仕様
- 参考価格 **¥66,000** (税込)

**NEW** Pastel<KW-LP-L>

(7.4kg)



## KW-LPC

急加速時のみ  
自動ブレーキが作動。  
車輪の回転を抑え  
転倒を防止します。



抑速ブレーキ  
内蔵ホイール  
ブレーキ力は4段階で  
設定可能

- 手押しハンドル高さ調節5段階
  - 杖置き付
  - 車輪・抑速ブレーキ内蔵ホイール
  - 取り外し可能なバッグ付
  - 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
  - 抑速ブレーキ付仕様
- 参考価格 **¥107,800** (税込)

**NEW** Pastel<KW-LPC-M>

(8.5kg)



- 手押しハンドル高さ調節5段階
  - 杖置き付
  - 車輪・抑速ブレーキ内蔵ホイール
  - 取り外し可能なバッグ付
  - 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
  - 抑速ブレーキ付仕様
- 参考価格 **¥107,800** (税込)

**NEW** Pastel<KW-LPC-L>

(8.7kg)

[M]	[L]	(cm)
88.2	94.2	37(40)
85.9	91.9	20
83.6	89.6	45
81.3	87.3	70
79	85	

KW-LP-M(L):51(54)※25(26)  
KW-LPC-M(L):53(56)※27(28)  
※)折りたたみ時  
座面寸法 幅37(40)cm×奥行20cm (本体主要:アルミ製)  
■バッグ最大積載量:5kg



バッグ取り外し時



折りたたみ時(自立します)

ループブレーキレバー  
(KW-LP・KW-LPC)  
制動ブレーキとしても、  
駐車ブレーキとしても  
働きます。



屋外用 室内用 8車輪 10キャスト  
インチ×インチ 四輪歩行車



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 杖置き付
- 全輪・軽量樹脂ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

● 標準仕様

参考価格 **¥49,500** (税込)

**KW40**

(7.7kg)

TAIS:00160-000231



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 杖置き付
- 車輪・抑速ブレーキ内蔵ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

● 抑速ブレーキ付仕様

参考価格 **¥69,300** (税込)

**KW41**

(8.7kg)


TAIS:00160-000232

**KW41**

急加速時のみ  
自動ブレーキが作動。  
車輪の回転を抑え  
転倒を防止します。



**抑速ブレーキ  
内蔵ホイール**  
ブレーキ力は3段階で  
設定可能



座面寸法 幅37cm×奥行20cm (本体主要:アルミ製)  
■最大積載量:5kg



バッグ取り外し時



折りたたみ時(自立します)

(ループブレーキレバー) <制動> <駐車>

制動ブレーキとしても、  
駐車ブレーキとしても  
働きます。



屋外用 室内用 8車輪 8キャスト  
インチ×インチ 四輪歩行車


- 本体は軽量なカーボンフレーム
- 杖置き付
- 手押しハンドル高さ調節7段階
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

参考価格 **¥118,800** (税込)

**C'arco (KW50)**

(6.1kg)

TAIS:00160-000246



座面寸法 幅40cm×奥行20cm (本体主要:カーボン製)  
■最大積載量:5kg



カーボン+歩こう  
(C) (arco)



折りたたみ時(自立します)

ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

# KWシリーズ／歩行補助具

室内用 4車輪 4インチ×4インチ キャスタ 四輪歩行車

参考価格 **¥49,280** 非課税

**KW15N-L** (8.5kg)

TAIS:00160-000334

参考価格 **¥48,680** 非課税

**KW15N-M** (8.0kg)

TAIS:00160-000333

参考価格 **¥48,070** 非課税

**KW15N-S** (7.3kg)

TAIS:00160-000332

- |                  |                 |                 |                  |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| (L)              | (M)             | (S)             | (肘受内側寸法)         |
| ■全 幅:67cm        | ■全 幅:67cm       | ■全 幅:57cm       | ■幅40cm×奥行46cm(L) |
| ■奥 行:77cm        | ■奥 行:75cm       | ■奥 行:68cm       | ■幅37cm×奥行46cm(M) |
| ■全 高:97~112cm(L) | ■全 高:82~97cm(M) | ■全 高:67~77cm(S) | ■幅32cm×奥行42cm(S) |
|                  |                 |                 | (本体主要:スチール製)     |



折りたたみ時  
(自立はしません)

室内用 4車輪 4インチ×4インチ キャスタ 四輪歩行車

参考価格 **¥55,220** 非課税

**KW16 <スタンダード>** (12kg)

- 高さ調節8段階
- 馬ていが幅広タイプ

※車輪転がり抵抗器付

KW16B

TAIS:00160-000335

**¥80,520** 非課税

- 全 幅:68cm
  - 奥 行:85cm
  - 全 高:86.5~104cm(8段階)
- (肘受内側寸法)  
■幅37.5cm×奥行48.5cm(本体主要:スチール製)



折りたたみ時  
(自立します)

室内用 4車輪 4インチ×4インチ キャスタ 四輪歩行車

参考価格 **¥58,850** 非課税

**KW17 <コンパクト>** (10.5kg)

- 狭いところでも使用しやすい幅狭タイプ
- 高さ調節8段階
- 馬ていが幅広タイプ

- 全 幅:59cm
- 奥 行:63.5cm
- 全 高:80~97.5cm(8段階)

- (肘受内側寸法)  
■幅37.5cm×奥行37.5cm(本体主要:スチール製)



折りたたみ時  
(自立します)

自立を支える商品のご紹介。

# 歩行補助具／シルバーカー

**室内用** 4車輪 4キャスト  
4インチ×4インチ 立ち上がり歩行器



参考価格 **¥21,600** 非課税

**C2021-W<標準>** (2.8kg)

参考価格 **¥21,600** 非課税

**C2021-CW<コンパクト>** (2.7kg)

- イスやトイレでの離着席がしやすい、二段グリップ方式
  - 高さ調節6段階 ● 折りたたみ可能(自立はしません)
- (W) (CW)  
 ■全 幅: 58cm : 47cm  
 ■全 長: 49cm : 45cm  
 ■全 高: 78~91cm(W) 下段グリップ高: 56~69cm  
 : 73~86cm(CW) 下段グリップ高: 48~61cm  
 (本体主要: アルミ製)

**お散歩に  
おすすめ**

シルバーカー感覚で使える  
コンパクトな歩行車。



Bチェック  
ブルー



花柄 BK



**シンフォニー SP**

(5.9kg)

参考価格 **¥41,800** 税込

- ループブレーキレバー付。握ればハンドブレーキ、下に倒せば駐車ストッパーがかかります。
- 左右片方だけのブレーキ操作で両後輪にブレーキがかかります。
- 座面を跳ね上げると体を車体により近づけられます。
- ハンドル高さ4段階調整
- 前車輪は固定・左右各60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

使用時 (cm)

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
78.5~88	50	56	41	34.5	27

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
86.5	50	28.5

**4  
color**

Bチェックブルー  
花柄BK  
CLブラウン  
格子紺

**お散歩に  
おすすめ**

コンパクトで、  
使い勝手がいい。



格子NB

**サニーウォーカーSP [中・小]**

参考価格 **¥34,100** 税込

- ループブレーキレバー付。握ればハンドブレーキ、下に倒せば駐車ストッパーがかかります。
  - 左右片方だけのブレーキ操作で両後輪にブレーキがかかります。
  - ハンドル高さ3段階調整
  - ツエ・カサ立て付
  - 前車輪は固定・左右各60°の2段階
  - コンパクトに自立する折りたたみ式
- ◎【中・小】サイズをご指定ください。

**1  
color**

格子 NB

使用時 (cm)

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
中 86~92	48.5	59	44	27.5	20
小 79~85	48.5	59	44	27.5	20

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行	(重量 中:4.9kg)	(重量 小:4.8kg)
中 65	48.5	35		
小 65	48.5	35		

**お買物に  
おすすめ**

コンパクトで収容力も抜群!



格子NB

**アルト (回転車付)**

(5.0kg)

- 駐車ストッパー付
- ハンドブレーキ付
- ハンドル高さ3段階調整
- ツエ・カサ立て付
- 買い物カゴを載せられる (奥行外寸23cmまで) ストッパー付
- 前車輪は固定・左右60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

**2  
color**

格子NB  
花柄BR

使用時 (cm)

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
82.5~90	48	54	47.5	28	19.5

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
66.5	48	34

**お買物に  
おすすめ**

スタイリッシュでおしゃれな  
シルバーカー



オプション  
ハーモニーAL用  
保冷バック

**ハーモニーAL**

(5.2kg)

参考価格 **¥29,700** 税込

- 駐車ブレーキ付
- ハンドブレーキ付
- ハンドル高さ3段階調整
- ツエ・カサ立て付
- ホイルキャップ反射板付
- 前車輪は固定・左右60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

※保冷バック付もごさいます。  
ご注文時にご指定ください。

使用時 (cm)

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
83~91	46	54	49	32	30

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
91	46	31

標準  
モジュール

Modern  
シリーズ

次世代型  
標準

軽量  
六輪

リクライ  
ニング

子供用  
簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行訓練  
歩行補助具

オプション&  
関連パーツ

ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

# BP2 / 杖

屋内での使用に最適なコンパクト・簡易タイプ




## BP2 <簡易平行棒> (20.8kg)

TAIS:00160-000093

参考価格 **¥40,700** 税込

- 高さ調節 / 71~86cm (4段階調節)
- 長さ調節 / 151~251cm (5段階調節)
- 内 幅 / 50cm
- 手摺外径 / φ29・φ32mm
- 全 幅 / 87cm



高さ調節部



長さ調節部



※付き添いの方が付いて、1人でご使用ください。



ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

# 杖

## S11-M (中)2本組 <松葉杖>

参考価格 **¥8,250** 非課税

重量	870g
長さ	114.5~134.5cm
脇あて・グリップ	TPR
色	シルバー
先ゴム	φ23mm用 グレー



脇あてからグリップの間の調節が可能です。

- 3.7cmピッチ (5段階) (32.5~48.5cm)



- 2.5cmピッチ (9段階) 調節ロックピンを押し長さを合わせます。



標準  
モジュール

Modern  
シリーズ

次世代型  
標準

軽量  
六輪

リクライ  
ニング

子供用  
簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行訓練  
歩行補助具

オプション&  
関連パーツ

## <4点支持杖(低重心)> カーボン4点可動式スモールタイプ

参考価格 **¥21,500** 非課税

重量	440g
長さ	62.5~88cm (2.55cmピッチ11段階調節)
グリップ	ゴム製 (TPE)
色	01 カーボン柄グレー 02 かすみ草
先ゴム	黒



- 支柱が前後に可動します。

## クーパー <ロフスタンドクラッチ> C-400L

参考価格 **¥8,500** 非課税

TAIS:01268-000001

重量	620g
長さ	85~118cm
アーム・グリップ	樹脂製 Nグリップ
色	シルバー
先ゴム	グレー



アームからグリップ間の調節が可能です。

- 20~28cm (4段階) 調節ロックピンを押し長さを合わせます。

グリップから先ゴム間の調節が可能です。

- 65~90cm (11段階) 調節ロックピンを押し長さを合わせます。



- 手への負担が少ない Nグリップ仕様
- 握力が弱い方におすすめです。

