

「出来ることは自分でしたい」
自立を支える商品から、歩行車など暮らしの負担軽減に。

歩行車

Walking car

- NEW** Pastel097
- NEW** Stone098
- C'arco098



一歩一歩、自分のペースで歩くことができます。

KWシリーズ

LetItte

耐荷重 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

屋外用

室内用

四輪歩行車



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 杖置き付
- 全輪・軽量樹脂ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
- 標準仕様

参考価格 **¥66,000** (税込)

NEW Pastel<KW-LP-M>グリーン (7.2kg)

TAIS:00160-000345



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 杖置き付
- 全輪・軽量樹脂ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
- 標準仕様

参考価格 **¥66,000** (税込)

NEW Pastel<KW-LP-L>ブルー (7.4kg)

TAIS:00160-000345



KW-LPC

急加速時のみ
自動ブレーキが作動。
車輪の回転を抑え
転倒を防止します。




**抑速ブレーキ
内蔵ホイール**
ブレーキ力は4段階で
設定可能

- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 杖置き付
- 車輪・抑速ブレーキ内蔵ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
- 抑速ブレーキ付仕様

参考価格 **¥107,800** (税込)

NEW Pastel<KW-LPC-M>グリーン (8.5kg)

TAIS:00160-000346



バッグ取り外し時



折りたたみ時(自立します)



- 手押しハンドル高さ調節5段階
- 杖置き付
- 車輪・抑速ブレーキ内蔵ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付
- 抑速ブレーキ付仕様

参考価格 **¥107,800** (税込)

NEW Pastel<KW-LPC-L>ブルー (8.7kg)

TAIS:00160-000346

ループブレーキレバー

(KW-LP・KW-LPC)
制動ブレーキ、
駐車ブレーキの両使
いができます。



軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

屋外用

室内用

四輪歩行車

LetItte

耐荷重 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

- 手押しハンドル高さ調節5段階(KW-LS-M)、6段階(KW-LS-L) 杖置き付
- 全輪・軽量樹脂ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付


参考価格 **¥84,700** (税込)

NEW Stone<KW-LS-M> ツヤグレー (7.4kg)

TAIS:00160-000348

NEW Stone<KW-LS-L> マットグレー (7.6kg)

TAIS:00160-000348



座面寸法 幅[M]37[L]40×奥行20(cm)

本体主要 アルミ製

[折りたたみ:全幅[M]26[L]27×全高[M]79[L]85×全長72]

*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。



ツヤグレー



マットグレー



折りたたみ時(自立します)

ループブレーキレバー

(KW-LS-M・KW-LS-L標準装備)

制動ブレーキ、
駐車ブレーキの両使いが
できます。



屋外用

室内用

四輪歩行車



カーボン+歩こう
(c) (arco)




折りたたみ時(自立します)

- 本体は軽量なカーボンフレーム 杖置き付
- 手押しハンドル高さ調節7段階
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

参考価格 **¥118,800** (税込)

C'arco<KW50> (6.1kg)

TAIS:00160-000246



座面寸法 幅40cm×奥行20cm (本体主要:カーボン製)

■最大積載量:5kg

[折りたたみ:全幅28×全高80×全長71]

*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。



「出来ることは自分でしたい」
自立を支える商品から、暮らしを快適にする商品へ。

歩行補助具

Walking Aid

KW15	100
KW16	100
KW17	100
C2021	101
シンフォニーSP	101
サニーウォーカーSP	101
アルト	101
ハーモニーAL	101
BP2	102
S11-M	102
カーボン4点可動式スモールタイプ	...	102
クーパー	102



ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

KWシリーズ／歩行補助具

室内用 車輪4インチ×キャスタ4インチ



折りたたみ時
(自立はしません)

参考価格 **¥49,280** 非課税

KW15N-L (8.5kg)

TAIS:00160-000334

参考価格 **¥48,680** 非課税

KW15N-M (8.0kg)

TAIS:00160-000333

参考価格 **¥48,070** 非課税

KW15N-S (7.3kg)

TAIS:00160-000332

- | | | | |
|------|--------------|-------------|-------------|
| | (L) | (M) | (S) |
| ■全 幅 | :67cm | :67cm | :57cm |
| ■奥 行 | :77cm | :75cm | :68cm |
| ■全 高 | :97~112cm(L) | :82~97cm(M) | :67~77cm(S) |

- (肘受内側寸法)
- 幅40cm×奥行46cm(L)
 - 幅37cm×奥行46cm(M)
 - 幅32cm×奥行42cm(S)
- (本体主要:スチール製)

室内用 車輪4インチ×キャスタ4インチ 四輪歩行車



折りたたみ時
(自立します)

参考価格 **¥55,220** 非課税

KW16 <スタンダード> (12kg)

- 高さ調節8段階
 - 馬ていが幅広タイプ
- 全 幅:68cm
 - 奥 行:85cm
 - 全 高:86.5~104cm(8段階)
- (肘受内側寸法)
- 幅37.5cm×奥行48.5cm(本体主要:スチール製)

室内用 車輪4インチ×キャスタ4インチ



折りたたみ時
(自立します)

参考価格 **¥58,850** 非課税

KW17 <コンパクト> (10.5kg)

- 狭いところでも使用しやすい幅狭タイプ
 - 高さ調節8段階
 - 馬ていが幅広タイプ
- 全 幅:59cm
 - 奥 行:63.5cm
 - 全 高:80~97.5cm(8段階)
- (肘受内側寸法)
- 幅37.5cm×奥行37.5cm(本体主要:スチール製)

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

自立を支える商品のご紹介。

歩行補助具／シルバーカー

室内用 立ち上がり歩行器



参考価格 **¥21,600** 非課税

C2021-W<標準> (2.8kg)

参考価格 **¥21,600** 非課税

C2021-CW<コンパクト> (2.6kg)

- イスやトイレでの離着席がしやすい、二段グリップ方式
- 高さ調節6段階 ● 折りたたみ可能(自立はしません)

- 全 幅: 58cm (W) 47cm (CW)
- 全 長: 49cm 45cm
- 全 高: 78~91cm (W) 下段グリップ高: 56~69cm
73~86cm (CW) 下段グリップ高: 48~61cm

(本体主要: アルミ製)

お散歩に
おすすめ

シルバーカー感覚で使える
コンパクトな歩行車。



Bチェック
ブルー



花柄 BK



シンフォニー SP

(5.9kg)

参考価格 **¥41,800** 税込

- ループブレーキレバー付。握ればハンドブレーキ、下に倒せば駐車ストッパーがかかります。
- 左右片方だけのブレーキ操作で両後輪にブレーキがかかります。
- 座面を跳ね上げると体を車体により近づけられます。
- ハンドル高さ4段階調整
- 前車輪は固定・左右各60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

使用時 (cm)

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
78.5~88	50	56	41	34.5	27

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
86.5	50	28.5

4
color

Bチェックブルー
花柄BK
CLブラウン
格子紺

お散歩に
おすすめ

コンパクトで、
使い勝手がいい。



格子NB

サニーウォーカーSP [中・小]

参考価格 **¥34,100** 税込

- ループブレーキレバー付。握ればハンドブレーキ、下に倒せば駐車ストッパーがかかります。
 - 左右片方だけのブレーキ操作で両後輪にブレーキがかかります。
 - ハンドル高さ3段階調整
 - ツエ・カサ立て付
 - 前車輪は固定・左右各60°の2段階
 - コンパクトに自立する折りたたみ式
- ◎【中・小】サイズをご指定ください。

1
color
格子 NB

使用時 (cm)

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
中 86~92	48.5	59	44	27.5	20
小 79~85	48.5	59	44	27.5	20

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行	(重量 中:4.9kg)	(重量 小:4.8kg)
中 65	48.5	35		
小 65	48.5	35		

お買物に
おすすめ

コンパクトで収容力も抜群!



格子NB

アルト (回転車付)

(5.0kg)

- 参考価格 **¥34,100** 税込
- 駐車ストッパー付
 - ハンドブレーキ付
 - ハンドル高さ3段階調整
 - ツエ・カサ立て付
 - 買い物カゴを載せられる (奥行外寸23cmまで) ストッパー付
 - 前車輪は固定・左右60°の2段階
 - コンパクトに自立する折りたたみ式

2
color
格子NB
花柄BR

使用時 (cm)

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
82.5~90	48	54	47.5	28	19.5

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
66.5	48	34

お買物に
おすすめ

スタイリッシュでおしゃれな
シルバーカー



オプション
ハーモニーAL用
保冷バック

ハーモニーAL

(5.2kg)

参考価格 **¥29,700** 税込

- 駐車ブレーキ付
- ハンドブレーキ付
- ハンドル高さ3段階調整
- ツエ・カサ立て付
- ホイルキャップ反射板付
- 前車輪は固定・左右60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

※保冷バック付もごさいます。
ご注文時にご指定ください。

使用時 (cm)

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
83~91	46	54	49	32	30

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
91	46	31

ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

BP2 / 杖


屋内での使用に最適なコンパクト・簡易タイプ

BP2 <簡易平行棒> (20.8kg)

TAIS:00160-000093

参考価格 **¥40,700** 税込

- 高さ調節 / 71~86cm (4段階調節)
- 長さ調節 / 151~251cm (5段階調節)
- 内 幅 / 50cm
- 手摺外径 / φ29・φ32mm
- 全 幅 / 87cm



高さ調節部



長さ調節部

※付き添いの方が付いて、1人でご使用ください。

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車


歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

S11-M (中) 2本組 <松葉杖>

参考価格 **¥8,250** 非課税

重 量	870g
長 さ	114.5~134.5cm
脇あて・ グリップ	TPR
色	シルバー
先ゴム	φ23mm用 グレー



脇あてからグリップの間の調節が可能です。

- 3.7cmピッチ (5段階)
(32.5~48.5cm)



- 2.5cmピッチ (9段階)
調節ロックピンを押し
長さを合わせます。



<4点支持杖(低重心)> カーボン4点可動式スモールタイプ

参考価格 **¥21,500** 非課税

重 量	440g
長 さ	62.5~88cm (2.55cmピッチ 11段階調節)
グリップ	ゴム製 (TPE)
色	01 カーボン柄グレー 02 かすみ草
先ゴム	黒



01
カーボン柄グレー



02
かすみ草



● 支柱が前後に可動します。

クーパー <ロフトランドクラッチ> C-400L

参考価格 **¥8,500** 非課税

TAIS:01268-000001

重 量	620g
長 さ	85~118cm
アーム・ グリップ	樹脂製 Nグリップ
色	シルバー
先ゴム	グレー



アームからグリップ間の
調節が可能です。

- 20~28cm (4段階)
調節ロックピンを押し
長さを合わせます。

グリップから先ゴム間の
調節が可能です。

- 65~90cm (11段階)
調節ロックピンを押し
長さを合わせます。



- 手への負担が
少ない
Nグリップ仕様
- 握力が弱い方におすすめです。

