

交換部品からご利用状況に合わせたもの、  
安全性を高めたものまで幅広くご用意しました。

# オプション& 関連パーツ

Option & Parts

クッション	104
オプション	107
車いす部品	117



# クッション

## ウレタン・多層構造クッション

### ● 低反発アンカークッション



サイズ(40×40×(前7/後5)cm) (デニム)  
 シートカラー <参考価格>  
 デニム ¥9,680/個 **税込**  
 ● オオーダーカラー N色 ¥12,100/個 **税込**

### ○ 前ずれ防止クッション



### ● アンカークッション



サイズ(40×40×(前5/後3)cm) (デニム)  
 シートカラー <参考価格>  
 デニム ¥6,050/個 **税込**  
 ● オオーダーカラー N色 ¥7,260/個 **税込**

### ○ 前ずれ防止クッション



● オオーダーカラー (P.088ご参照) N色よりカラーをご指定ください。<別途料金> S色もございます。

## ウレタン

### ● アクシオムG




○ 人体計測学に基づいた形状の高密度高級ウレタンタイプ  
 4wayストレッチ防水カバー付き

材質:ポリウレタン100% TAI5:00468-000056 (cm)  
 <参考価格> ¥22,000/個 **税込**  
 アクシオムG\_40\*40 幅40×奥行40×厚み(大腿部直下6 側面8)  
 (付属カバー): ポリエステル100%  
 アクシオムG\_40\*45 幅40×奥行45×厚み(大腿部直下6 側面8)

## 立体格子ジェルクッション

### ● ジェルトロンシングル



サイズ(38×38×3.5)cm  
 ○ 優れた体圧分散と垂直、斜め、ずれ方向の荷重も吸収し座位を安定させます。(裏面滑り止め加工)  
 シートカラー <参考価格>  
 ブラック タイプ[38] (GTC15) ¥14,000/個 **税込**  
 TAI5:00839-000004  
 (付属カバー): ポリエステル・裏:滑り止め加工

座骨の局部圧を軽減  
 前ずれも吸収





蒸れずにさらっとした感触



## ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

### ● ジェルトロンシングル+3Dフォーム



サイズ(38×38×6.5)cm  
 ○ でん部の形状に合わせたフォームとジェルトロンの組合せで前後のずれを減らし、お尻の位置の安定性を高めました。(裏面滑り止め加工)  
 シートカラー <参考価格>  
 ブラック タイプ[38] (GTC153D) ¥18,000/個 **税込**  
 TAI5:00839-000010  
 (付属カバー): ポリエステル・裏:滑り止め加工


## ハイブリッドクッション

### ● ピタ・シートクッションWプレス

○ 身体をやさしく支えるジェルが優れた除圧効果を発揮し、長時間座っても疲れにくくお尻も痛くなりません。安定した座位とフィット感を実現し、前ズレ対策に効果的です。



サイズ(40×40×6.5)cm



すべりにくく、肌に優しいナノ・ファイバーカバー  
 ナノ・ファイバーは髪の毛の7500分の1という極細繊維のため、摩擦係数が高く、良好な滑り止め効果と、肌へのストレスのかかりにくいソフトな肌触りという特徴を併せ持っています。

体圧分散効果の高い立体格子状ジェル

座位保持をアシストするプレス

TAI5:00857-000042  
 PTW65 <参考価格> ¥27,500/個 **税込**

(付属カバー): 表面: ポリエステル100%  
 裏面: ポリエステル55% ポリウレタン45%  
 [中材] 上層 立体格子状ジェル:熱可塑性エラストマー  
 下層 プレス:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)

軽量

Modern  
シリーズ

WAVIT  
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ  
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行車

歩行  
補助具

オプション &  
関連パーツ

## ハイブリッドクッション(エア&ウレタン)

### ● ロホ・ハイブリッドエリート

○体圧分散と姿勢保持を高めたエアセルとウレタンの軽量ハイブリッド



(2バルブタイプ)

#### <1バルブタイプ>

座位バランスが取れる方向向け



<参考価格> ¥73,590/個 税込

(品番)	(セルの高さ)	(幅×奥行)cm
530847	8.3	38×40
530848	8.3	40×40
530849	8.3	40×43

(付属カバー)

- カバー ●ロホポンプ ●取扱説明書
- 修理保証請求カード ●専用修理キット

#### <2バルブタイプ>

傾きのある方向向け



<参考価格> ¥73,590/個 税込

(品番)	(セルの高さ)	(幅×奥行)cm
530853	8.3	38×40
530854	8.3	40×40
530855	8.3	40×43

## エアクッション

### ● ロホ・クワトロセレクト

○4つの空気室が柔軟に座圧を分散すると共に、座位バランスを調整し、床ずれを予防します。



(ハイタイプ カバー付)



4つの独立した空気室



アイソフローバルブISOFFLO®

<参考価格> ¥73,590/個 税込


(品番)	(セルの高さ)	(幅×奥行)cm
530823 ハイタイプ(8×9)	10	38×43
530824 ハイタイプ(9×9)	10	43×43
530827 ミドルタイプ(8×8)	8.3	38×38
530828 ミドルタイプ(8×9)	8.3	38×43
530832 ロータイプ(8×8)	5	38×38
530833 ロータイプ(8×9)	5	38×43

(付属品)

- 専用カバー ●ロホポンプ ●取扱説明書
- 修理保証請求カード ●専用修理キット

## ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

### ● デュオジェルクッション



サイズ(幅40×奥行40×厚み7.5) cm  
重量約1.7kg

TAIS:00206-000048

CK-385<参考価格>

¥42,900/個 税込

(付属カバー)

上面:表地ポリエステル100%(伸縮)裏地ポリウレタンフィルム(防水)  
下面:ターポリン布(防水・防炎・すべり止め加工)


① ずれ・摩擦を軽減  
(流動シリコンジェル)

② 大腿部を安定  
サポート  
(シリコンジェル  
TRUGEL)

③ 姿勢保持  
(高密度ウレタン  
フォーム)

④ 体圧分散  
(低反発ウレタン  
フォーム)

U字構造



大腿部で受ける 坐骨結節を解放

## ハイブリッドクッション(ウレタンフォーム&エア)

### ● リフレックス

○空気の浮力とエアフォームの座位の安定により、座圧の軽減を実現します。



サイズ(40×40×8) cm


TAIS:00468-000034

<参考価格>

¥33,880/個 税込

(付属カバー):伸縮性ポリウレタン(黒色)1枚

「空気自動開閉バルブ」により調整不要で、自動的に最適な座圧を保ちます。



(幅×奥行×高さ) cm

38×38	×8	40×45	×8
40×40		43×43	

### ● メリディアン

○前後2つの空気室構造が圧力分散効果を増加させます。



<6>  
サイズ(40×40) cm

TAIS:00468-000031

<参考価格>

¥66,000/個 税込

(付属カバー):伸縮性ポリウレタンカバー(黒色)1枚

○空気ポンプ不要。バルブを開くと自動的にクッションが膨らみます。



(骨盤空気室)バルブ (大腿空気室)バルブ

(幅×奥行)cm/バルブ数:2

製品 No	4	38×38
	6	40×40
	8	45×40

高さ共通 約10cm(カバー込み)

# クッション

## ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

### ○アウルケアシリーズ

ジェルの流動性とウレタンフォームの軽さの組み合わせにより、「衝撃」「圧力」「ズレ」の問題を解決したクッションです。

#### ●アウルケア40F



厚さ4cmの薄さで  
足つき性の良い薄型タイプ

#### ●アウルケア60F



適度な厚みで  
体圧分散性を持つ標準タイプ

#### ●アウルケア75F



坐骨部の深い沈み込み量を確認した  
減圧重視タイプ

#### ●アウルケア70C



アンカー形状により前ずれを防ぐ  
姿勢保持タイプ

#### ●アウルケア80C



3D形状で最大限の薄さを実現した  
汎用性の高い姿勢保持タイプ

#### ●アウルケア100C



起伏の強い3D形状で沈み込みのある  
ハイスぺックな姿勢保持タイプ

タイプ	座幅	品名 品番	サイズ(cm)	重量(約 kg)	本体+カバー付 <参考価格>
フラット	40幅	アウルケア40F OWL40F-BK1-4040	幅40×奥行40×厚4	1.1	¥26,950/個 <b>税込</b>
		アウルケア60F OWL60F-BK1-4040	幅40×奥行40×厚6	1.2	¥29,150/個 <b>税込</b>
		アウルケア75F OWL75F-BK1-4040	幅40×奥行40×厚7.5	1.4	¥31,350/個 <b>税込</b>
コンター	40幅	アウルケア70C OWL70C-BK1-4040	幅40×奥行40×厚4.6~7	1.3	¥30,800/個 <b>税込</b>
		アウルケア80C OWL80C-BK1-4040	幅40×奥行40×厚3.5~8	1.6	¥33,000/個 <b>税込</b>
		アウルケア100C OWL100C-BK1-4040	幅40×奥行40×厚5.5~10	1.6	¥36,300/個 <b>税込</b>

全タイプカバー付き



フラットタイプカバー



コンタータイプカバー

## ウレタン

### ●タカノクッションMOLA(モーラ)

〇ツギハギのない滑らかな3D形状のモールドウレタンフォームで、快適な座り心地をサポートします。

#### ●フラットタイプ



<参考価格> **¥27,500/個 税込**

品番	幅	奥行き	高さ
TC-ML38F TAIS.00297-000123	38		
TC-ML40F TAIS.00297-000121	40	40	坐骨部55 大腿部60
TC-ML43F TAIS.00297-000125	43		

(付属カバー):


インナーカバー:ポリウレタン・ポリエステル、アウターカバー:ポリエステル・PVCレザー

#### ●コンタータイプ



<参考価格> **¥30,800/個 税込**

品番	幅	奥行き	高さ
TC-ML38C TAIS.00297-000122	38		
TC-ML40C TAIS.00297-000120	40	40	坐骨部50 大腿部75
TC-ML43C TAIS.00297-000124	43		



アウターカバー(防水・吸湿) 外して洗濯可能。



インナーカバー(防水・防水ファスナー) 清拭で簡単お手入れ。次亜塩素酸や消毒用エタノール等使用可能。



軽量

Modern  
シリーズ

WAVIT  
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ  
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行車

歩行  
補助具

オプション &  
関連パーツ

# オプション

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。  
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。  
 ※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

## 頭部支持

### ● 背延長




#### <枕付き>

装着例(濃紺レザー)  
 重量:濃紺レザー2.1kg  
 黒1.9kg




#### <枕なし>

装着例(濃紺レザー)  
 重量:濃紺レザー1.8kg  
 黒1.6kg



面ファスナー



<枕のみ>  
 重量:0.3kg  
 (濃紺レザー)



<参考価格>

基本カラー	● 黒 (ポリエステル)	<枕付き> 取付価格: ¥15,730/個 <b>非課税</b>
	● 濃紺レザー (ビニールレザー)	部品価格: ¥17,303/個 <b>税込</b>
● オーダーカラー	(P.088 参照)	<枕なし> 取付価格: ¥12,100/個 <b>非課税</b>
	N 色よりカラーをご指定ください。	部品価格: ¥13,310/個 <b>税込</b>
		<枕のみ> 部品価格: ¥3,729/個 <b>税込</b>
		<枕付き> 取付価格: ¥18,150/個 <b>非課税</b>
		部品価格: ¥19,965/個 <b>税込</b>
		<枕なし> 取付価格: ¥14,520/個 <b>非課税</b>
		部品価格: ¥15,972/個 <b>税込</b>
		<枕のみ> 部品価格: ¥3,993/個 <b>税込</b>

○今お使いの車いすに取付可能です。

### ● すきまレスピロー



#### 頭部と枕のスキマを0に!

大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。  
 上下に取り付けられたベルトの長さを調整することで枕の厚さを簡単に変えられます。

#### 取付可能な車いす

● 背延長タイプのヘッドサポートが付いた車いす

重量:0.5kg 材質:ビニールレザー

TAIS:00160-000285

<参考価格> 部品価格: ¥16,500/個 **税込**

### ● スーパーヘッド

車いす用ヘッドレスト  
**SuperHead**  
 スーパーヘッド



装着例

<折りたたみ収納可能>



枕の位置は上下前後に自由に調整、さらに頭の傾きに合わせて360°調整できます。  
 楽な姿勢で車いすに座ることができます。

#### 取付可能な車いす

● バックサポートパイプ 直径φ19mm~φ22mm

● 手押しハンドル曲げタイプ

重量:1.1kg 材質:アルミ・ウレタン

※サイズをご指定ください。

#### ● 対応するシート幅

サイズ	平面式	立体式
S	28~36cm	32~40cm
M	34~44cm	38~48cm

サイズ

S	<参考価格> 取付価格: ¥21,600/個 <b>非課税</b>
M	部品価格: ¥23,760/個 <b>税込</b>

## アームサポート

### ● うでささえ

○腕のずれ・落下を防ぎます。



装着例



取付可能車種: KXシリーズ、KACシリーズ、  
 BMLシリーズ、KVシリーズ

TAIS:00160-000218

<参考価格> 取付価格: ¥4,290/個 **非課税**  
 部品価格: ¥4,719/個 **税込**

材質(ウレタン樹脂、他) 付属(六角レンチ)  
 重量:0.3kg

〈参考価格〉  
について

**取付価格:新車ご購入時の取付**


※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。  
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。  
※部品代と工賃を含みます。  
※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、  
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

**部品価格:部品のみの購入価格**

※取付工賃は含んでおりません。  
※車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、  
取り付けできないものもあります。

**体幹支持**

● 車いすサポートシートα (別売りバックサポート)



サイズ(幅約47×高さ約95(削除))cm パイプフレーム径約2cm 重量:4.0kg

○簡単装着。体幹と頭部の姿勢保持負担を軽減。  
表面生地は、通気性のよいダブルラッセル素材。  
頭部を支えるクッションの角度を二か所で調整可能。


<シート幅40cm 標準型車いす対応型>  
TAIS:00238-000012

<参考価格> **部品価格: ¥40,000/個 税込**

カラー(ブラック)

● エクスジェル バッククッション

体幹の崩れやすい方はハイタイプ。  
比較的座位が保てる方にはロータイプ。



**ハイタイプ**  
サイズ  
(幅40×高さ38×奥行17)cm  
重量:1.1kg

**ロータイプ**  
サイズ  
(幅40×高さ18×奥行14)cm  
重量:0.5kg

○骨盤を左右からサポートすることにより、  
体幹が安定します。調節がいらす置いただけ  
簡単にお使いいただけます。

**ハイタイプ**  
TAIS:00540-00035

<参考価格> **¥22,000/個 税込**

**ロータイプ**  
TAIS:00540-00034

<参考価格> **¥13,200/個 税込**

カラー(ブラック)

● サイドサポートクッション骨盤パッドセット  
(サイドサポートクッションS/L,骨盤パッド)



Sサイズ Lサイズ  
サイドサポートクッション



骨盤パッド

サイズ

S (骨盤パッド付)  
TAIS:01009-000033  
L (骨盤パッド付)  
TAIS:01009-000034

<参考価格> **部品価格: ¥20,900/個 税込**

●パッドとの併用で姿勢の保持力をアップします。

サイズ:サイドサポートクッションS(W36×D10×H33)cm  
サイドサポートクッションL(W36×D10×H38)cm  
骨盤パッド(W50×D2×H15)cm

カラー:ブラック  
材質:サイドサポートクッション(ウレタンチップ、PP、フェイクレザー)  
骨盤パッド(ウレタン、フェイクレザー)

○車いすでの横倒れを防ぎます。サイドサポートと骨盤パッドを  
合わせて使用することにより、より保持力を高めて使用する  
ことができます。

軽量

Modern  
シリーズ

WAVIT  
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ  
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行車

歩行  
補助具

オプション&  
関連パーツ

# ボディサポート

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。  
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。  
 ※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

## フットサポート

### ●つま先止め


○足のずれ・落下を防ぎます。



装着例

カラー	＜参考価格＞
黒(ナイロン)	取付価格: ¥2,480/個 <b>非課税</b> 部品価格: ¥2,728/個 <b>税込</b>
◆ オーダーカラー	取付価格: ¥2,670/個 <b>非課税</b> 部品価格: ¥2,937/個 <b>税込</b>

◆ オーダーカラー (P.088 ご参照)  
 N 色よりカラーをご指定ください。



※取付出荷の場合は、座って(右側・左側)をご指定ください。

※取付時、フットプレートに穴をあけていただく必要がございます。  
 ※フットサポート、フットプレートの部品販売時に取り付けて出荷の場合、(部品価格+取付工具)での販売となります。

### ●フットガード

○フットプレートから足が落ちてしまう方におすすめします。  
 左右兼用で靴をはいたままでも装着可能な、ゆったりサイズです。



サイズ(周囲)	
M	約29~39cm
L	約31~43cm
LL	約33~47cm

サイズ(カラー)	＜参考価格＞
M(茶)/L(黒)/LL(グレー)	部品価格: ¥3,960/個 <b>税込</b>

サイズ:左右兼用  
 M(茶):22~24cm, L(黒):24~26cm, LL(グレー):26~28cm  
 ※手洗い可能(脱水・乾燥機不可)

※サイズ(カラー)をご指定ください。


○つま先ガードもあります。

●専用つま先ガード  
 M(茶)/L(黒)/LL(グレー)  
 ¥990(単品/ **税込**)

(専用つま先ガードを装着した状態。)




●面ファスナー式で簡単に固定、調整ができます。



## シートベルト

○これであんしん! からだにソフトでしっかりガードします。

### ●あんしんベルト




横ベルトはひじ掛けの上から背もたれの後ろに回してバックル固定します。

TAIS:00061-000002


＜参考価格＞ 部品価格: ¥6,600/個 **税込**

●保護パット一体設計で、部分圧迫がさけられます。  
 ●簡単着脱、丸洗い可能。

### ●ハイライズベルト



### 抗ウイルス仕様




＜参考価格＞ 部品価格: ¥6,600/個 **税込**

●内面はウイルスを不活化させる抗ウイルス仕様  
 ●簡単着脱、丸洗い可能。

表:ポリエステル90% 綿10%  
 裏:ポリエステル100%  
 中綿:ポリエステル100%  
 ベルト:ポリプロピレン

○シートベルト各種ご用意。お気軽にご相談ください。


### ●面ファスナー式



(標準:黒) <参考価格>  
 取付価格: ¥3,850/個 **非課税**  
 部品価格: ¥4,235/個 **税込**

◆ オーダーカラー <参考価格>  
 取付価格: ¥4,240/個 **非課税**  
 部品価格: ¥4,664/個 **税込**

### ●折り返し式



(標準:黒) <参考価格>  
 取付価格: ¥4,120/個 **非課税**  
 部品価格: ¥4,532/個 **税込**

◆ オーダーカラー (P.088 ご参照)  
 N 色よりカラーをご指定ください。

### ●ワンタッチ樹脂式



(標準:黒) <参考価格>  
 取付価格: ¥4,600/個 **非課税**  
 部品価格: ¥5,060/個 **税込**

### ●ワンタッチ金具式



(標準:黒) <参考価格>  
 取付価格: ¥5,810/個 **非課税**  
 部品価格: ¥6,391/個 **税込**

※面ファスナー部分:20cm ※面ファスナー接着部分は10cm以上になるように調整してください。

### 各種シートベルト

その他の寸法についても、別途承ります。お問い合わせください。

〈参考価格〉  
について

### 取付価格: 新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。  
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。  
※部品代と工賃を含みます。  
※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、  
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

### 部品価格: 部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。  
※車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、  
取り付けできないものもあります。


## ブレーキ関係

○毎日使うものだから、安心して使える事がベスト。

### ● 延長ブレーキ棒(長さ2タイプ)



ニギリ(B2)



(長さ10cm)

(長さ20cm)

※ニギリ部分(S)・(B2)の2種類より  
ご指定ください。(カラーは黒のみとなります)

TAIS:00160-000170 <参考価格>  
長さ **10cm** 取付価格: ¥2,500増/個 **非課税**  
部品価格: ¥2,750/個 **税込**

TAIS:00160-000261 <参考価格>  
長さ **20cm** 取付価格: ¥2,700増/個 **非課税**  
部品価格: ¥2,970/個 **税込**

**取付方法**  
ニギリ部分を外し延長ブレーキ棒を差し  
込んでネジを締め付けます。  
(⊕ドライバーが必要です。)

### ● 足踏みブレーキ

○後方介助に便利です。



重量:標準車0.6kg/台

	<参考価格>	
	取付価格 <b>非課税</b>	部品価格 <b>税込</b>
・標準車(自走車輪用)	¥11,000増/台	¥12,100/台
・標準車(介助車輪用)	¥11,000増/台	¥12,100/台

## テーブル

### ● 面ファスナー止め

○ご使用時に簡単に着脱ができます。



装着方法

テーブル底面に付いた、強力面ファスナーでアームサポートに  
固定、着脱ができます。

TAIS:00160-000217  
<参考価格> 取付価格: ¥11,220増/台 **非課税**  
部品価格: ¥12,980/個 **税込**

重量:2.0kg  
サイズ:幅54×奥行48cm

軽量

Modern  
シリーズ

WAVIT  
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ  
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行車

歩行  
補助具

オプション&  
関連パーツ

# オプション

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。  
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。  
 ※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

## 転倒防止金具

### ● <キャスト付>

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。



<参考価格>  
 取付価格: ¥8,470増/台 **非課税**  
 部品価格: ¥9,317/台 **税込**

### ● <キャストなし>

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。



<参考価格>  
 取付価格: ¥5,280増/台 **非課税**  
 部品価格: ¥5,808/台 **税込**

※受注生産となります。  
 ※取付車種をご指定ください。モジュール車いすの場合、後輪サイズと前座高も必要です。  
 ※酸素ボンベ架台との同時装着はできません。 ※取付時、ティッピングゴムを外す必要があります。  
 ※新車ご購入時の取り付けの際、一部の車種につきましては梱包状態により同梱出荷対応となります。 (この場合も取付価格が適用となります。)

### ● <モジュール式>

○調節式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。




装着例

重量: 1.2kg  
 詳細はP.094をご確認ください。

**中床用φ20・φ22**  
 TAIS:00160-000305  
 ティッピング高さ およそ13~19cm  
 <参考価格>  
 取付価格 **非課税**      部品価格 **税込**  
 ¥13,200増/台      ¥14,520/台

**低床用φ20・φ22**  
 TAIS:00160-000305  
 ティッピング高さ およそ7~12cm  
 <参考価格>  
 取付価格 **非課税**      部品価格 **税込**  
 ¥13,200増/台      ¥14,520/台




ティッピング高さとは、ティッピングバーの上面から地面までの鉛直方向の距離をさします。

## その他


### ● 杖置き(杖立て)

○杖や松葉杖を携帯するのに便利です。




上 (ベルト止め)      下 (受けカゴ)

TAIS:00160-000169  
 <参考価格>  
 取付価格: ¥2,420増/個 **非課税**  
 部品価格: ¥2,541/個 **税込**



※取り付け時、ティッピングゴムを外す必要があります。  
 重量: 0.1kg



### ● イージーグライド M・L ※サイズをご指定ください。

○高い強度と優れた柔軟性により、移乗先との間を橋渡しします。



写真はMサイズです。



<イメージ>

サイズ (幅×長さ)cm カラー <参考価格>  
 M 33×60 黒 TAIS:00170-000570 部品価格: ¥33,000/個 **税込**  
 L 33×75 黒 TAIS:00170-000571 部品価格: ¥41,800/個 **税込**

- 表面は柔らかで裏面には滑り止め帯付き。
  - 座ったままの乗り降りが可能。
  - 両端を折り曲げることができ、突起物などから身体を保護。
- 重量:M 0.9kg  
 L 1.3kg

〈参考価格〉  
について

### 取付価格: 新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。  
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。  
※部品代と工賃を含みます。  
※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、  
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

### 部品価格: 部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。  
※車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、  
取り付けできないものもあります。

## ガードル止め金具・ガードル棒

● **ガードル止め金具** ※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。 ※ガードル棒は別売りとなります。 ※指定がなければ右側へ取り付けとなります。



〈前止め用〉 TAIS:00160-000167  
〈参考価格〉

取付価格: ¥4,400増/個 **非課税**  
部品価格: ¥3,993/個 **税込**

※(φ22mm)のフレームパイプに取付可。  
重量:0.2kg



装着例

その他 〈専用前止め金具〉

シリーズ	取付価格	非課税	部品価格	税込
・KX/KXL	¥7,150増/個		¥7,260/個	
・KPF	¥17,600増/個		¥18,150/個	
・AYK	¥7,150増/個		¥7,260/個	
・RR60/RR70	¥5,500増/個		¥5,324/個	



〈後ろ止め用〉 TAIS:00160-000167  
〈参考価格〉

取付価格: ¥4,400増/個 **非課税**  
部品価格: ¥3,993/個 **税込**

※リクライニング機能のある車いすには取り付けできません。  
重量:0.3kg



装着例

その他 〈専用後ろ止め金具〉


シリーズ	取付価格	非課税	部品価格	税込
・KA800、SYP	¥5,390増/個		¥5,203/個	
・KMD、WA16、WAP16	¥4,400増/個		¥3,993/個	

## ● ガードル棒

〈参考価格〉 部品価格: ¥4,983/個 **税込**

重量:0.7kg

〈ステンレス製:φ19mm〉



サイズ  
(cm)

## ● 伸縮式ガードル棒

TAIS:00160-000168

〈参考価格〉 部品価格: ¥6,600/個 **税込**

重量:0.8kg

〈ステンレス製:φ19mm〉

(最伸時:H146)

〈無段階〉

(最縮時:H78)



サイズ  
(cm)

軽量

Modern  
シリーズ

WAVIT  
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ  
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行車

歩行  
補助具

オプション&  
関連パーツ

# オプション

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。  
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。  
 ※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

## 酸素ボンベ架台

○使用頻度の多いボンベサイズに適合する、内径2タイプを各種ご用意しました。



●<2WAY用>(転倒防止金具を取り付けた酸素ボンベ架台)

○2サイズ(φ100mm以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)




装着例

<中床用>  
 TAIS:00160-000306  
 ティッピング高さ およそ13~19cm  
<参考価格>

取付価格 <b>非課税</b>	部品価格 <b>税込</b>
¥23,100増/個	¥24,200/個

<低床用>  
 TAIS:00160-000306  
 ティッピング高さ およそ7~12cm  
<参考価格>

取付価格 <b>非課税</b>	部品価格 <b>税込</b>
¥23,100増/個	¥24,200/個



ティッピング高さとは、ティッピングバーの上面から地面までの鉛直方向の距離をさします。

重量:2.9kg

- ※中床用か低床用をご指定下さい。
- ※右側・左側をご指定ください。(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)
- ※酸素ボンベは商品に含まれません。
- ※詳細はP.016をご確認ください。

### その他<専用酸素ボンベ架台2WAY用>

シリーズ	取付価格 <b>非課税</b>	部品価格 <b>税込</b>
・KA800	¥28,600増/個	¥30,250/個
・RR52 / RR53, KPF, WAR22-H/SH※, WARP22-H/SH※, WAR16-H※, WARP16-H※	¥28,600増/個	¥30,250/個
・SYP	¥28,600増/個	¥30,250/個

※WAR/WARPシリーズは左側仕様となります。

**ボンベ外径** φ100mm以下用 → (外径φ100mm以下の酸素ボンベ)  
 φ130mm以下用 → (外径φ130mm以下の酸素ボンベ)

※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。  
 ※転倒防止金具との同時装着はできません。

●<標準車用> ※一部専用酸素ボンベ架台もございます。



装着例

φ100mm以下用 <参考価格>  
 TAIS:00160-000166

取付価格: ¥10,780増/個 <b>非課税</b>	部品価格: ¥10,648/個 <b>税込</b>
重量:0.9kg	

φ130mm以下用 <参考価格>  
 TAIS:00160-000269

取付価格: ¥13,200増/個 <b>非課税</b>	部品価格: ¥13,310/個 <b>税込</b>
重量:1.0kg	

※右側・左側をご指定ください。(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)

●<KX専用>



装着例

φ100mm以下用 <参考価格>  
 TAIS:00160-000272

取付価格: ¥16,830増/個 <b>非課税</b>	部品価格: ¥17,303/個 <b>税込</b>
-----------------------------	---------------------------

φ130mm以下用 <参考価格>  
 TAIS:00160-000273

取付価格: ¥19,250増/個 <b>非課税</b>	部品価格: ¥19,965/個 <b>税込</b>
-----------------------------	---------------------------

<リクライニング(時)車の場合>  
 ※ボンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。  
 ※KXLには取り付けできません。

### その他<専用酸素ボンベ架台>

シリーズ	取付価格 <b>非課税</b>	部品価格 <b>税込</b>
・KA800 TAIS:00160-000274	¥12,100増/個	¥12,100/個
・KPF TAIS:00160-000276	¥12,100増/個	¥12,100/個
・KMD TAIS:00160-000166	¥10,780増/個	¥10,648/個
・KV16	¥11,990増/個	¥11,979/個
・SYP	¥12,100増/個	¥12,100/個
・RR52/53 TAIS:00160-000270	¥20,000増/個	¥19,800/個

※右側・左側をご指定ください。(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)

<跳ね上げ式アームサポートの場合>  
 ※ボンベサイズにより跳ね上げ可動域が制限される場合があります。

<リクライニング(時)車の場合>  
 ※ボンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。

シリーズ	取付価格 <b>非課税</b>	部品価格 <b>税込</b>
・KA800 TAIS:00160-000275	¥14,850増/個	¥15,125/個
・KPF TAIS:00160-000277	¥14,850増/個	¥15,125/個
・KMD TAIS:00160-000269	¥13,200増/個	¥13,310/個
・KV16	¥14,410増/個	¥14,641/個
・SYP	¥14,850増/個	¥15,125/個
・RR52/53 TAIS:00160-000271	¥22,550増/個	¥22,550/個

〈参考価格〉  
について

**取付価格: 新車ご購入時の取付**

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。  
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。  
※部品代と工賃を含みます。  
※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、  
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

**部品価格: 部品のみご購入価格**

※取付工賃は含んでおりません。  
※車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、  
取り付けできないものもあります。

**カバー**

○保管の際に、車いすの汚れを室内に持ち込まないためのカバーです。畳などの傷つきやすい床面の傷みも和らげます。

● **ホイールソックス(後輪用)** ※サイズとカラーをご指定ください。



22インチ 装着例(赤) 16インチ 装着例(緑)

特小 (14in)用	中 (20~22in)用	カラー(赤・緑)
小 (16in)用	大 (24in)用	
特中 (18in)用		
<参考価格> 部品価格: <b>¥3,960/台</b> 税込		

<取付方法> 引っ張って伸ばし、タイヤの周りにはめます。(伸縮性のある生地できています)


● **ホイールソックス(前輪用)**



装着例



ご使用のキャスタサイズに合わせて切断してください。



カラー(赤)	<参考価格>
部品価格: <b>¥2,640/台</b> 税込	


<取付方法> 引っ張って伸ばし、面ファスナーで固定します。(伸縮性のある生地できています)

○フリース仕立ての柔らかあったかカバーです。



装着例(ブラウン)  
● **フットレストカバー <KR-13>**  
TAIS:00123-000047 <参考価格>  
部品価格: **¥3,740/台** 税込

※カラーをご指定ください。



ブラウン グレー

- ヒールループの付いたフットサポートにも取付可能。
- フットプレートの硬い底付き感を緩和します。
- 取付は面ファスナー式の簡単装着。
- 手洗い可能でお手入れも簡単。
- 装着可能限度フットプレートサイズ:  
幅17×奥行15×厚さ1.5cm

材質: 表地(アクリル・ポリエステル)  
裏地(ポリエステル100%)  
トリミング部分(合成皮革)、  
中材(ポリエステル)  
サイズ: (幅20.5×奥行16.5×厚さ5)cm  
重量: 約120g(1台)  
カラー: 2色(ブラウン/グレー)

○シート汚れを防ぐ防水カバーです。



● **車いす WP シートカバー**  
<参考価格>  
部品価格: **¥2,200/個** 税込

- 消臭・防水仕様
- 裏面はすべりにくい素材を使用しており  
使用時にズレにくい
- 紐を結ぶだけの簡単装着
- 洗濯可能

サイズ: (幅36.5×長さ90)cm  
材質: 表/ポリエステル100%  
裏/ポリウレタンフィルム  
カラー: ブルー

○屋外使用などでの袖の汚れ、衣服への泥はねを防ぎます。

● **泥除け**



装着例 標準(クリア塗装) 材質: ステンレス(SUS430)

※取付時、フレームに穴をあけていただく必要がございます。  
※取付金具は、すべてシルバーになります。

〈標準〉ステンレス(クリア塗装)  
<参考価格>  
取付価格: **¥7,120増/台** 非課税  
部品価格: **¥3,993/台** 税込

〈**オーダーカラー**〉ステンレス(塗装)  
<参考価格>  
取付価格: **¥19,820増/台** 非課税  
部品価格: **¥17,303/台** 税込

● **オーダーカラー(P.088)**よりカラーをご指定ください。  
取付可能車種: KVシリーズ、KR801N

※車輪サイズ(インチ)をご指定ください。

軽量  
Modern  
シリーズ  
WAVIT  
シリーズ  
標準  
モジュール  
六輪  
リクライ  
ニング  
子供用  
簡易  
シャワー用  
オーダー  
システム  
電動  
歩行車  
歩行  
補助具  
オプション  
&  
関連パーツ

# オプション

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。  
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。  
 ※取付方法や必要工具は、カワムラサイクルホームページをご確認ください。

## カバー

### ● スポークカバー



装着例(無色透明)

車輪サイズ (インチ)	カラー	<参考価格>	
		取付価格 <b>非課税</b>	部品価格 <b>税込</b>
22in	無色透明	¥4,400増/個	¥4,235/個
20in	クリアブラウン	¥5,600増/個	¥5,500/個
18in	白色半透明	¥4,400増/個	¥4,235/個
16in	白色半透明		

### ● 窓付レインポンチョDX

○車いすに座ったまま被ることができるポンチョです。



<参考価格>

部品価格: ¥6,578/個 **税込**

材質: ポリエステル100%  
 カラー: ブルー

- 撥水加工・止水加工
- 透明窓で手元の確認が可能
- 便利な収納袋付

### ● ソフグリ2

○滑りづらく漕ぎやすい、ハンドリムカバーです。



<参考価格>

部品価格: ¥8,250/台 **税込**

カラー: 黒

- 22~24インチタイヤのハンドリムに対応。
- 伸縮素材でハンドリムに被せるだけで装着可能。
- 表面の滑り止め素材により、ハンドリムの操作が楽に行えます。

**取付価格: 新車ご購入時の取付**

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。  
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。

※部品代と工賃を含みます。

※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、  
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

**部品価格: 部品のみご購入価格**


※取付工賃は含んでおりません。

※車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、  
取り付けできないものもあります。

(参考価格)  
について

**保管・メンテナンス**

● 車いすカバー



<参考価格>

部品価格: ¥1,760/個 税込

素 材:EVA ※撥水加工  
カラー:グレー  
重量:320g  
※標準車用

● 樹脂製フロアポンプゲージ付き



カラー:ブラック

カラー:イエロー

<参考価格>

部品価格: ¥3,819/個 税込

- 見やすい空気圧ゲージ付で、安心・安全の空気圧管理に役立ちます。
  - 英・米・仏式バルブ対応口金付。
  - ロングホース(1メートル)採用で取り扱いやすい。
- カラー:イエロー(BFP-PGAY2-LH)  
ブラック(BFP-PGAB2-LH)  
※カラーをご指定ください。

● ドリームシールハンディー (パンク防止剤)



<参考価格>

部品価格: ¥3,080/個 税込

- NASAの月面探査車両のタイヤ開発に貢献したタイヤ保護剤。
  - 予めタイヤに注入することにより、パンクを防止、自然に抜ける空気もれを抑えます。
- 容量(260ml) ※1本で約1台分

軽量

Modern  
シリーズ

WAVIT  
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ  
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行車

歩行  
補助具

オプション &  
関連パーツ


**名入れ**

● ネームプレート (30文字まで)

<ネームプレート>



例



材質:アルミ  
サイズ:H6×W13cm

<参考価格>

取付価格: ¥2,420増/個 非課税  
部品価格: ¥2,662/個 税込

<ネームプレートS>



例



材質:アルミ  
サイズ:H4.6×W12cm

<参考価格>

取付価格: ¥2,420増/個 非課税  
部品価格: ¥2,662/個 税込

● シートプリント



例

<色(15色)>

- |        |         |         |        |       |
|--------|---------|---------|--------|-------|
| ホワイト   | ブラック    | グリーン    | ネイビー   | レッド   |
| パープル   | ミッドイエロー | レモンイエロー | ゴールド   | シルバー  |
| 蛍光イエロー | 蛍光グリーン  | 蛍光オレンジ  | 蛍光マゼンタ | 蛍光ブルー |

<参考価格>

取付価格: オープン価格増/個 非課税  
部品価格: オープン価格/個 税込

対応シート生地:ビニールレザー、ポリエステル

※取り付けの位置をご指定ください。座って(右側・左側、左右)など。  
※指定がなければ、左側へ取り付けとなります。  
※裏面に粘着面になっています。  
※専用品がございます。お問合せ下さい。(KA800シリーズ、KPFシリーズ、RR60/RR70シリーズ、KXLシリーズ)

# 車いす部品

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。  
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。

## フットサポート (ステップセット) < 価格:参考価格 >

※座って(右側・左側)をご指定ください。



記号	形式	対応フレームパイプ内径 (mm)	ステップ板カラー	特徴等	主な対応車種	対応ステップ板	取付価格/台	部品価格/個	
C-2	側方 跳ね上げ式	φ17.5	黒	—	KA800, KX-EL	c	—	¥3,333	
D					KPF, KX-N	d			
D-3					前出し KXL-EL, RR52, RR53	d			
O					KXL, AYK	o			
O-4					前出し AYK-EL	o			
P	φ16/パチート	黒	—	—	KAC-N(I)	p	—	¥5,148	
U-1					KMD-A42幅以下、 KMD-B&C低床42幅以下、 WAR&WARP42幅以下	u			
U-2					KMD-B&C中床42幅以下	u			
U45-1					KMD-B&C低床45幅、 WAR&WARP45幅、 KMD-A45幅	u45			
U45-2					KMD-B&C中床45幅	u45			
V	側方 跳ね上げ式	φ16	—	—	KPFK-12	v	¥4,800増	¥9,240	
V-1					工具レス 調整	KMD-EL42幅以下、 WARP-EL42幅以下、 KMD-R12	v-1	—	¥8,778
V45-1						KMD-EL45幅、 WARP-EL45幅	v	—	—
T	側方 跳ね上げ式	φ16	—	—	対応フレームパイプ内径が φ16のものに対応 ※	—	¥6,600増	¥4,719	

※一部取付けられない車種がございます。

## フットプレート (ステップ板) < 価格:参考価格 >


※座って(右側・左側)をご指定ください。



記号	対応フレームパイプ内径 (mm)	ステップ板カラー	主な対応車種	部品価格/個
c	φ22	黒	KA800, KR801N, KX-EL	¥1,606
d			KPF, KX-N, RR52, RR53, KXL-EL	
o			KAK-LO, AYK, AYK-EL, KXL, WAP	
p	φ22.5	黒	KAC-N(I)	—
r	φ19	黒	WA, KF, KFP, KS7, SY, BK, SYP	—
s	φ18	黒	BML, KV	—
v	—	黒	KPFK-12, KMD-EL45幅、WARP-EL45幅	¥2,640
v-1	—	黒	KMD-EL42幅以下、WARP-EL42幅以下、KMD-R12	¥2,178
u	—	黒	KMDシリーズ42幅以下、WAR&WARP42幅以下	¥1,694
u45	—	黒	KMDシリーズ45幅、WAR&WARP45幅	¥2,662

## 駐車用ブレーキ ※座って(右側・左側)をご指定ください。掲載画像は、座って右側です。 < 価格:参考価格 >

※ご注文の際、取付車種をお知らせください。



記号	形式	部品価格/個	税込	記号	形式	部品価格/個	税込	主な対応車種
A	ミニ駐車ブレーキ(前後式)	¥6,545	—	J-2	ミニエッグS(ショート軽量)	¥6,545	—	A KX, KAC
C	カバーなし	¥4,257	—	M	軽量	¥6,314	—	J2 WA, WAP
E	エッグストップ	¥6,545	—	N-1	伸縮式	¥7,920	—	M KF, KFP
I	ミニエッグ L(ロング)	¥6,545	—	N-2	伸縮式	¥7,920	—	E KA800, KPF
J	ミニエッグ S(ショート)	¥6,545	—	O	伸縮式(小)	¥7,920	—	I KA6
								J BML, KAK-LO

※サユレン仕様は除く

〈参考価格〉  
について

**取付価格:新車ご購入時の取付**

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。  
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。  
※部品代と工賃を含みます。  
※ご購入時は車種をご指定下さい。取り付けできない、  
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

**部品価格:部品のみの購入価格**

※取付工賃は含んでおりません。  
※車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、  
取り付けできないものもあります。

**ハンドリム**


〈価格:参考価格〉

●樹脂(波型)



部品価格 ¥4,202/個 税込  
(in=インチ)  
24 in  
22 in  
20 in  
18 in  
波型

●樹脂(波型・軽量)



部品価格 ¥4,246/個 税込  
(in=インチ)  
22 in  
20 in  
波型

●ステンレス



部品価格 ¥14,300/個 税込  
(in=インチ)  
24 in  
22 in  
20 in  
φ19mm

※ノーパンクタイヤ車輪の場合は、ハンドリムの交換は出来ません。(樹脂(波型・軽量)を除く)

**グリップ(ハンドグリップ)**

〈価格:参考価格〉



部品価格 税込  
1 ¥495/個 (ポリ塩化ビニル)  
7 ¥429/個 (ポリ塩化ビニル)  
8 ¥726/個 (ポリ塩化ビニル)  
(手押しハンドルパイプ径)


1	反射板付	φ22mm
	反射板付	φ19mm
7	ネジ止め式	φ22mm
8	反射板なし	φ22mm

**肘当て**

〈価格:参考価格〉

**A スタンダードパッド**


●一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥1,914/個 税込

**B エッグパッド (左・右)をご指定ください。**


●一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥2,717/個 税込

**D ロングパッド (左・右)をご指定ください。**


●一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥2,717/個 税込

**E ショートパッド**


●一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥1,914/個 税込

**H イージーパッド (左・右)をご指定ください。**


●一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥3,025/個 税込

**I 軽量パッド**


●一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥1,815/個 税込

**K 幅広パッド**


●一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥4,092/個 税込

**M イージーパッド**


●一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥3,025/個 税込

**N イージーパッド**

●一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥3,025/個 税込

〈主な対応車種〉

A	KA800, KX, KR801N, AYG, KV
B	KAK-LO, KPF
D	KXL, KMD-R12
E	KAC

H	WA, WAP	M	KMD, SY, BK, SYP
I	KF, KFP※	N	WAR, WARP
K	KPFK-12		

※車種をご指定ください。

●木製肘当て



肘当り面スポンジ入り。

部品価格:お問い合わせください

※木製肘当ては幅や高さ、長さ、張り生地をご要望に合わせてお作りします。(各寸法をご指定ください)

軽量

Modern  
シリーズ

WAVIT  
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ  
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー  
システム

電動

歩行車

歩行  
補助具

オプション&  
関連パーツ

# 車いす部品

※オプションは単品購入の場合は **税込** となります。  
 ※**非課税**の車いすに装着して購入した場合は **非課税** となります。

## 車輪

〈価格:参考価格〉

### クッション性比較

最良

#### ● エアタイヤ付車輪



タイヤ&チューブで構成。空気補充が必要です。  
 ※クッション性は最良です。

#### ● ソフトタイヤ付車輪



タイヤ&ポリウレタン製バンクスチューブで構成。ひび割れや変色が起こりにくく、耐久性、静止性に優れています。  
 ※クッション性が高く屋外でも使用できます。

NO  
バンク

#### ● ハイポリマータイヤ付車輪



空気を含んだポリウレタンを充てん一体化成型。  
 ※クッション性が高く屋外でも使用できます。

NO  
バンク

良好

### ハブの種類について



ノーマル

車いす本体の仕様が介助用ブレーキなしの場合、または駐車ブレーキ連動式の場合。



バンドブレーキ  
ドラムブレーキ

車いす本体にバンド式介助用ブレーキもしくはドラム式介助用ブレーキが付いている場合。

### ● エアタイヤ付車輪、ソフトタイヤ付車輪 (車輪外径・タイヤ幅:mm)

種類	インチ	ISO表示	車輪外径	タイヤ幅	ハブ	ハンドリム有○/無×	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込
エアタイヤ	24×1 3/8	37-540	612	34	ノーマル	波型・黒	—	¥8,657
					バンドブレーキ			¥11,055
ソフトタイヤ	24×1 3/8	37-540	612	34	ノーマル	波型・黒	—	¥10,252
					バンドブレーキ			¥9,200 増
エアタイヤ	22×1	25-501	552	23	バンドブレーキ	波型・軽量	—	¥18,051
					バンドブレーキ			¥19,780 増
エアタイヤ	22×1 3/8	37-501	575	34	バンドブレーキ	○※1	¥9,200 増	¥12,650
					バンドブレーキ	波型・軽量		¥12,650
エアタイヤ	20×1 3/8	37-451	523	35	ノーマル	波型・黒	—	¥10,252
					バンドブレーキ			○※1
ソフトタイヤ	20×1 3/8	37-451	523	35	バンドブレーキ	波型・軽量	¥9,200 増	¥12,650
					バンドブレーキ			—
エアタイヤ	16×1.50	40-305	390	38	バンドブレーキ	×	¥9,200 増	¥12,650
					バンドブレーキ			—
エアタイヤ	12 1/2 × 2 1/4	57-203	310	47	ノーマル	×	—	¥10,120
					バンドブレーキ			—

※上表内で同サイズであっても専用車輪の場合がございます。ご注文の際は車種名をご指定ください。  
 ※1)ハンドリム(波型・黒)・(波型・軽量)の2種類よりご指定ください。ハンドリムについてはP.118をご参照ください。

### ● ハイポリマータイヤ付車輪 (車輪外径・タイヤ幅:mm)

インチ	車輪外径	タイヤ幅	ハブ	ハンドリム有○/無×	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込	
22×1	557	26	バンドブレーキ(WAR・WARP用)	波型・軽量	—	¥12,650	
			ノーマル(KV用)※	波型・黒			¥10,252
22×1 3/8	550	31	ノーマル(SV用)	波型・軽量	—	¥10,252	
			バンドブレーキ(KV用)※	波型・黒			¥12,650
			バンドブレーキ(SY・BK用)	波型・軽量			¥12,650
20×1 3/8	505	32	バンドブレーキ(KAK-LO用)	波型・黒	¥9,200 増	¥12,650	
			バンドブレーキ(KAK-LO用)	波型・黒			¥12,650
18×1 3/8	460	30	バンドブレーキ(KAK-LO用)	波型・黒	—	¥12,650	
			バンドブレーキ(KAK-LO用)	波型・黒			¥12,650
16×1.75	373	35	バンドブレーキ(KV用)	×	—	¥12,650	
			バンドブレーキ(KAK-LO用)	×			¥12,650
16×1.50	386	35	バンドブレーキ(WAR・WARP用)	×	—	¥12,650	
			バンドブレーキ(SY・BK用)	×			¥12,650
12 1/2 × 2 1/4	271	38	バンドブレーキ(KPRK-12-KMD-R12用)	×	—	¥12,650	
			バンドブレーキ(KPRK-12-KMD-R12用)	×			¥12,650

※右用・左用をご指定ください。

### ● エア車輪用

(車輪外径・タイヤ幅:mm)

#### 〈タイヤ〉のみ



インチ	ISO表示	車輪外径	タイヤ幅	部品価格/個 税込
24×1 3/8	37-540	612	34	¥3,388
22×1 3/8	37-501	575	34	
20×1 3/8	37-451	523	35	
16×1.50	40-305	390	38	¥4,598
16×1.50(軽量)				
12 1/2 × 2 1/4	57-203	310	47	¥4,598
22×1	25-501	552	23	

#### 〈チューブ〉のみ (フラップ付)



インチ	部品価格/個 税込
24×1 3/8	¥1,815
22×1 3/8	
20×1 3/8	
16×1.50 & 1.75	
12 1/2 × 2 1/4	¥2,057
22×1	

フラップ・バルブセット付属

〈参考価格〉  
について

**取付価格:** 新車ご購入時の取付  
※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。  
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。  
※部品代と工賃を含みます。  
※ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、  
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

**部品価格:** 部品のみご購入価格  
※取付工賃は含んでおりません。  
※車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、  
取り付けできないものもあります。

**キャスト** ※ご発注時は車種をご指定ください。 〈価格:参考価格〉

○パッキン式 (in=インチ)

●樹脂ヨーク付



6 in

ニューソフトキャスト

4in・5in・6in・7in	部品価格 ¥7,425/個 <span style="color: red;">税込</span>
-----------------	---



6 in

ソフトキャスト

6in	部品価格 ¥9,922/個 <span style="color: red;">税込</span>
-----	---

○ベアリング式 (in=インチ)

●アルミ製ヨーク付  
(KA800用) (SY・BK用) (KF・KFP用)



6 in



7 in



6 in



6 in

ニューソフトキャスト

6in 7in	部品価格 ¥7,425/個 <span style="color: red;">税込</span>
------------	---

ニューソフト黒キャスト

6in	部品価格 ¥10,307/個 <span style="color: red;">税込</span>
-----	--

○ナット固定式 (in=インチ)

●樹脂ヨーク付  
(取付車種をご指定ください)  
(画像はKV用です。)



6 in

●樹脂ヨーク付(3穴)  
(KMD、WAR、WARP用)



6 in

ニューソフト黒キャスト

6in 7in	部品価格 ¥9,086/個 <span style="color: red;">税込</span>
------------	---

ニューソフト黒キャスト

6in	部品価格 ¥10,307/個 <span style="color: red;">税込</span>
-----	--

○サスペンション内蔵キャスト(アブソレックスキャスト) (in=インチ)

●樹脂ヨークタイプ



7 in

〈パッキン式〉

5in	部品価格 ¥13,200/個 <span style="color: red;">税込</span>
6in	部品価格 ¥14,300/個 <span style="color: red;">税込</span>
7in	部品価格 ¥14,300/個 <span style="color: red;">税込</span>

●アルミ製ヨークタイプ



6 in

〈ベアリング式〉

6in	部品価格 ¥13,200/個 <span style="color: red;">税込</span>
7in	部品価格 ¥14,300/個 <span style="color: red;">税込</span>

●アブソレックスキャスト車輪のみ

○車軸にサスペンションを内蔵したキャスト車輪です。  
路面からの衝撃、振動を吸収します。



5in 6in 7in

5in・6in	取付価格 ¥15,400増/台 <span style="color: red;">非課税</span> 部品価格 ¥9,900/個 <span style="color: red;">税込</span>
7in	取付価格 ¥16,500増/台 <span style="color: red;">非課税</span> 部品価格 ¥11,000/個 <span style="color: red;">税込</span>

軽量  
Modern  
シリーズ  
WAVIT  
シリーズ  
標準  
モジュール  
六輪  
リクライ  
ニング  
子供用  
簡易  
シャワー用  
オーダー  
システム  
電動  
歩行車  
歩行  
補助具  
オプション&  
関連パーツ

# 寸法表 (cm)

自走式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。

介助式

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キヤスタ 車輪 (インチ)	シート 幅	前 座 高	後 座 高	バック サポート シート 間隔	アーム サポート 高	シート 奥行	バック サポート 高	全 幅	全 高	全 長 (最長時)	折りた たみ時 全幅	折りた たみ時 全高	折りた たみ時 全長	重 量 (kg)	掲 載 ペ ー ジ		
ふわりすg	KFG22-40SB	6 22	40	43	40.5	32・34・36	25	38 42	42	52.5	90.5	94.5	25.5 ×	68	× 88	9.8	9 ・ 10		
	KFG14-40SB	6 14	40	43	40.5	32・34・36	25	38 42	42	48	90.5	94.5	21.5 ×	68	× 80	8.8			
ふわりす	KF22-40(42)SB	6 22	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40 40	40	59.5(61.5)	89	95	33 ×	66	× 93	9.6	11 ・ 12		
	KF16-40(42)SB	6 16	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40 40	40	55(57)	89	94	28 ×	66	× 84	8.9			
ふわりす+	KFP22-40(42)SB	6 22	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40 40	40	59.5(61.5)	89	95	33 ×	66	× 71.5	10.9	13 ・ 14		
	KFP16-40(42)SB	6 16	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40 40	40	55(57)	89	94	28 ×	66	× 62.5	9.9			
BML	BML22-40SB	7 22	40	43	40	30.5・33・35.5	23	40 42	42	61	88	95	33 ×	67.5	× 93.5	11.7	15		
	BML16-40SB	7 16	40	43	40	30.5・33・35.5	23	40 42	42	58.5	88	94	30 ×	67.5	× 85	10.3			
Rich-style	KMD-R12	6 12	42	47	—	33~40	21・23・25・27・29	38 85	85	55	126	107 (174.5)	35 ×	83	× 90	28	21 ・ 22		
A-style	KMD-A22-40(42-45)-M(H/SH)	6 22	40(42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	43	57(59-62)	91.5(93.5/95.5)	96	30 ×	64(66/68)	× 94	13.8	23 ・ 24 ・ 29		
	KMD-A16-40(42-45)-M(H/SH)	6 16	40(42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	43	53.5(55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	96	27 ×	64(66/68)	× 85	13			
	KMD-A22-40(42-45)-M(H/SH)/SR	6 22	40(42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	43	57(59-62)	91.5(93.5/95.5)	96	30 ×	64(66/68)	× 94	14.6			
	KMD-A16-40(42-45)-M(H/SH)/SR	6 16	40(42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	43	55.5(57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	96	29 ×	64(66/68)	× 85	13.9			
B-style	KMD-B22-40(38-42-45)-M(H/SH)	6 22	40(38-42-45)	43 (45/47)	40 (42/44)	36~42	23	40 43	43	57 (55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 ×	66.5(68.5/70.5)	× 76.5	15.6	25 ・ 26 ・ 30		
	KMD-B20-40(38-42-45)-LO(SL/SSL)	6 20	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40 43	43	57 (55-59-62)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 ×	64(62/60)	× 74	15.4			
	KMD-B16-40(38-42-45)-M(H/SH)	6 16	40(38-42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	43	53.5(51.5-55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 ×	66.5(68.5/70.5)	× 67.5	14.4			
	KMD-B16-40(38-42-45)-LO(SL/SSL)	6 16	40(38-42-45)	40(38/36)	37 (35/33)	31~37	23	40 43	43	53.5(51.5-55.5-58.5)	88.5 (86.5/84.5)	96.5	27 ×	63(61/59)	× 67.5	14.4			
	KMD-B22-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)	6 22	40(38-42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43	43	57 (55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 ×	66.5(68.5/70.5)	× 76.5	17.9			
	KMD-B20-40(38-42-45)-EL-LO (SL/SSL)	6 20	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	23	40 43	43	57 (55-59-62)	88.5(86.5/84.5)	104.5	30 ×	64(62/60)	× 74	17.7			
	KMD-B16-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)	6 16	40(38-42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43	43	53.5(51.5-55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	27 ×	66.5(68.5/70.5)	× 67.5	16.7			
	KMD-B16-40(38-42-45)-EL-LO(SL/SSL)	6 16	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	23	40 43	43	53.5(51.5-55.5-58.5)	88.5(86.5/84.5)	104.5	27 ×	63(61/59)	× 67.5	16.7			
	KMD-B22-40(38-42-45)-M(H/SH)/SR	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	43	57 (55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 ×	66.5(68.5/70.5)	× 76.5	16.4			
	KMD-B16-40(38-42-45)-M(H/SH)/SR	6 16	40(38-42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	36~42	23	40 43	43	55.5(53.5-57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	29 ×	66.5(68.5/70.5)	× 67.5	15.3			
	KMD-B22-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)/SR	6 22	40 (38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43	43	57 (55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 ×	66.5(68.5/70.5)	× 76.5	18.7			
	KMD-B16-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)/SR	6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40 43	43	55.5(53.5-57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	29 ×	66.5(68.5/70.5)	× 67.5	17.6			
	C-style	KMD-C22-40(38-42-45)-M(H/SH)	6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25-27-29-31-33	40 43	43	57 (55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 ×	66.5(68.5/70.5)	× 76.5		16.5	27 ・ 28 ・ 30
		KMD-C20-40(38-42-45)-LO(SL/SSL)	6 20	40(38-42-45)	40(38/36)	37 (35/33)	31~37	25-27-29-31-33	40 43	43	57 (55-59-62)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30 ×	64(62/60)	× 74		16.3	
		KMD-C16-40(38-42-45)-M(H/SH)	6 16	40(38-42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	36~42	25-27-29-31-33	40 43	43	53.5(51.5-55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27 ×	66.5(68.5/70.5)	× 67.5		15.3	
		KMD-C16-40(38-42-45)-LO(SL/SSL)	6 16	40(38-42-45)	40(38/36)	37 (35/33)	31~37	25-27-29-31-33	40 43	43	53.5(51.5-55.5-58.5)	88.5(86.5/84.5)	96.5	27 ×	63(61/59)	× 67.5		15.3	
KMD-C22-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)		6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25-27-29-31-33	40 43	43	57 (55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 ×	66.5(68.5/70.5)	× 76.5	18.8			
KMD-C20-40(38-42-45)-EL-LO(SL/SSL)		6 20	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	25-27-29-31-33	40 43	43	57 (55-59-62)	88.5(86.5/84.5)	104.5	30 ×	64(62/60)	× 74	18.6			
KMD-C16-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)		6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40 (42/44)	32~38	25-27-29-31-33	40 43	43	53.5(51.5-55.5-58.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	27 ×	66.5(68.5/70.5)	× 67.5	17.6			
KMD-C16-40(38-42-45)-EL-LO(SL/SSL)		6 16	40(38-42-45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	25-27-29-31-33	40 43	43	53.5 (51.5-55.5-58.5)	88.5(86.5/84.5)	104.5	27 ×	63(61/59)	× 67.5	17.6			
KMD-C22-40(38-42-45)-M(H/SH)/SR		6 22	40(38-42-45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25-27-29-31-33	40 43	43	57 (55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30 ×	66.5(68.5/70.5)	× 76.5	17.3			
KMD-C16-40(38-42-45)-M(H/SH)/SR		6 16	40(38-42-45)	43(45/47)	40 (42/44)	36~42	25-27-29-31-33	40 43	43	55.5(53.5-57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	29 ×	66.5(68.5/70.5)	× 67.5	16.2			
KMD-C22-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)/SR		6 22	40(38-42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	32~38	25-27-29-31-33	40 43	43	57 (55-59-62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30 ×	66.5(68.5/70.5)	× 76.5	19.6			
KMD-C16-40(38-42-45)-EL-M(H/SH)/SR		6 16	40(38-42-45)	43 (45/47)	40(42/44)	32~38	25-27-29-31-33	40 43	43	55.5(53.5-57.5-60.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	29 ×	66.5(68.5/70.5)	× 67.5	18.5			

# 寸法表 (cm)

自走式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。

介助式

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	車輪 キヤスタ(インチ)	シート幅	前座高	後座高	バックシート アームサポート 高さ	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長(最長時)	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
WAVITRoo	WAR22-40(42)-M(H/SH)	6 22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70)	× 92	13.3	35 36	
	WAR22-45-M(H/SH)	6 22	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70)	× 92	13.7		
	WAR16-40(42)-M(H/SH)	6 16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70)	× 85.5	12.7		
	WAR16-45-M(H/SH)	6 16	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70)	× 85.5	13.1		
WAVITRoo+	WARP22-40(42)-M(H/SH)	6 22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70)	× 75	14.8	37 38	
	WARP22-45-M(H/SH)	6 22	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	99	35 × 66(68/70)	× 75	15.2		
	WARP16-40(42)-M(H/SH)	6 16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70)	× 68	14.2		
	WARP16-45-M(H/SH)	6 16	45	43(45/47)	38(40/42)	36~42	24	40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	99	31 × 66(68/70)	× 68	14.6		
	WARP22-40(42)EL-M(H/SH)	6 22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	35~42	24	40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	109	35 × 66(68/70)	× 75	17.1		
	WARP22-45EL-M(H/SH)	6 22	45	43(45/47)	38(40/42)	35~42	24	40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	109	35 × 66(68/70)	× 75	17.5		
	WARP16-40(42)EL-M(H/SH)	6 16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	35~42	24	40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	109	31 × 66(68/70)	× 68	16.5		
	WARP16-45EL-M(H/SH)	6 16	45	43(45/47)	38(40/42)	35~42	24	40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	109	31 × 66(68/70)	× 68	16.9		
WAVIT	WA22-40(42)S/A	6 22	40(42)	44.5	41	36・38・40	23	40	45.5	56(58)	89	99	33 × 67	× 95	12.2/11.8	39 40	
	WA16-40(42)S/A	6 16	40(42)	44.5	41	36・38・40	23	40	45.5	52(54)	89	99	30 × 67	× 87	10.9/10.6		
WAVIT+	WAP22-40(42)S/A	6 22	40(42)	44.5	41	36~40	23	40	45.5	58.5(60.5)	89	99	34 × 67.5	× 71	14.2/13.9	41 42	
	WAP16-40(42)S/A	6 16	40(42)	44.5	41	36~40	23	40	45.5	53.5(55.5)	89	99	30 × 67.5	× 62.5	12.8/12.5		
STAYER	SY22-40(42)N	6 22	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	59(61)	91.5	98.5	32 × 91.5	× 97	12.2	45 46	
	SY22-42N-SH	6 22	42	47	44	34・36・38・40	24	40	41	61	95.5	98.5	32 × 95.5	× 97	12.2		
	SY22-40(42)SB	6 22	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	60(62)	91.5	98.5	33 × 67.5	× 95.5	13.2		
	SY16-40(42)SB	6 16	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	56(58)	91.5	98.5	29 × 67.5	× 86.5	12.1		
STAYER+	SYP22-40(42)SB	6 22	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	60(62)	91.5	98.5	33 × 67.5	× 73.5	14.3	47 48	
	SYP16-40(42)SB	6 16	40(42)	43	40	34・36・38・40	24	40	41	56(58)	91.5	98.5	29 × 67.5	× 68.5	13.2		
BACKS	BK22-40SB	6 22	40	43	40	34・36・38・40	24	40	41	60	91.5	98.5	33 × 67.5	× 95.5	13.8	49	
	BK16-40SB	6 16	40	43	40	34・36・38・40	24	40	41	56	91.5	98.5	29 × 67.5	× 86.5	12.8		
KR801N	KR801N ソフト	7 24	42	47	45	36~	23.5	40	40	62	88	104	30 × 88	× 104	18.5	50	
KV	KV22-40SB	6 22	40	43	40	32・34・36・38	24	40	41	65	85.5	100	35 × 67	× 100	12.7	51 52	
	KV16-40SB	6 16	40	43	40	32・34・36・38	24	40	41	60.5	85.5	98	31 × 67	× 89	11.3		
	KV22-40N	6 22	40	43	40	32・34・36・38	24	40	41	63	85.5	100	35 × 85.5	× 100	11.3		

# 寸法表 (cm)

自走式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。

介助式

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キヤスタ(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	バックサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長(最長時)	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
KA800	KA822-40(38・42)BH	7	22	40(38・42)	45.5	44	32~	23.5	40	40	60(58・62)	87	104	31×69.5×77	16.4	55 56		
	KA822-40(38・42)BM	7	22	40(38・42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58・62)	84	104	31×66.5×77	16.4			
	KA822-40(38・42)BLO	6	22	40(38・42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58・62)	81	104	31×63.5×77	16.1			
	KA822-40(38・42)ELBH	7	22	40(38・42)	45.5	44	34~	23.5	40	40	60(58・62)	87	112	31×69.5×77	18.1			
	KA822-40(38・42)ELBM	7	22	40(38・42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58・62)	84	112	31×66.5×77	18.1			
	KA822-40(38・42)ELBLO	6	22	40(38・42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58・62)	81	112	31×63.5×77	17.8			
	KA822-45BH	7	22	45	45.5	44	32~	23.5	40	40	65	87	104	31×69.5×77	17.4			
	KA822-45BM	7	22	45	43	41	32~	23.5	40	40	65	84	104	31×66.5×77	17.4			
	KA822-45BLO	6	22	45	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	65	81	104	31×63.5×77	17.1			
	KA822-45ELBH	7	22	45	45.5	44	34~	23.5	40	40	65	87	112	31×69.5×77	19.1			
	KA822-45ELBM	7	22	45	43	41	34~	23.5	40	40	65	84	112	31×66.5×77	19.1			
	KA822-45ELBLO	6	22	45	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	65	81	112	31×63.5×77	18.8			
	KA820-40(38・42)B・M	7	20	40(38・42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58・62)	84	103	31×66.5×74.5	15.9			
	KA820-40(38・42)B・LO	6	20	40(38・42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58・62)	81	103	31×63.5×74.5	15.6			
	KA820-40(38・42)B・SL	6	20	40(38・42)	38	36.5	32~	23.5	40	40	60(58・62)	78	103	31×61.5×74.5	15.6			
	KA820-40(38・42)ELB・M	7	20	40(38・42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58・62)	84	109	31×66.5×74.5	17.8			
	KA820-40(38・42)ELB・LO	6	20	40(38・42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58・62)	81	109	31×63.5×74.5	17.5			
	KA820-40(38・42)ELB・SL	6	20	40(38・42)	38	36.5	34~	23.5	40	40	60(58・62)	78	109	31×61.5×74.5	17.5			
	KA816-40(38・42)B・M	7	16	40(38・42)	43	40	32~	23.5	40	40	57(55・59)	83	101	28×66×71	14.8			
	KA816-40(38・42)B・LO	6	16	40(38・42)	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	57(55・59)	80	101	28×63.5×71	14.5			
	KA816-40(38・42)B・SL	6	16	40(38・42)	38	34.5	32~	23.5	40	40	57(55・59)	78	101	28×61×71	14.5			
	KA816-40(38・42)ELB・M	7	16	40(38・42)	43	40	34~	23.5	40	40	57(55・59)	83	107	28×66×71	16.3			
	KA816-40(38・42)ELB・LO	6	16	40(38・42)	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	57(55・59)	80	107	28×63.5×71	16.0			
	KA816-40(38・42)ELB・SL	6	16	40(38・42)	38	34.5	34~	23.5	40	40	57(55・59)	78	107	28×61×71	16.0			
KA816-45B・M	7	16	45	43	40	32~	23.5	40	40	62	83	101	28×66×71	15.8				
KA816-45B・LO	6	16	45	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	62	80	101	28×63.5×71	15.5				
KA816-45B・SL	6	16	45	38	34.5	32~	23.5	40	40	62	78	101	28×61×71	15.5				
KA816-45ELB・M	7	16	45	43	40	34~	23.5	40	40	62	83	107	28×66×71	17.3				
KA816-45ELB・LO	6	16	45	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	62	80	107	28×63.5×71	17.0				
KA816-45ELB・SL	6	16	45	38	34.5	34~	23.5	40	40	62	78	107	28×61×71	17.0				
KAK-LO	KAK20-40B・LO	4	20	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35×66×71	18.0	58		
	KAK18-40B・LO	4	18	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35×66×71	17.7			
	KAK16-40B・LO	4	16	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	40(38・42)	44	56	88	91	31×66×71	16.8			

※アームパイプ内寸法 座パイプ外寸法(38cm)

# 寸法表 (cm)

自走式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。

介助式

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キヤスタインチ 車輪(インチ) ※3	シート幅	前座高	後座高	フロントシート アームレスト 間隔	アームサポート 高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長 (最長時)	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量 (kg)	掲載ページ
くるーん	KPFK-12	6 12	42	40	37	32~	19-21-23-25-27-29	37.5	85	56.5	120	98 (143)	35 × 77	× 72	21.5	61・62	
RR52/ RR53	RR52-NB	7 24	40	45	43	38~	25	40	80	65	122	121 (174)	39 × 82	× 89	22.9	63	
	RR53-NB	7 16	40	45	42	38~	25	40	80	62	122	115 (174)	36 × 82	× 83	20.9		
フリオネット	AYK-40	6 12	40	43	—	33~	21-23-25	41	86	61	135	122 (178)	61 × 87	× 83	24.0	64	
	AYK-40EL	6 12	40	43	—	30~	21-23-25	41	86	61	135	119 (180)	61 × 87	× 83	25.5		
RR60	RR60N	7 12	44	44	40.5	37	22-24-26	45	83.5	58	121	116 (187)	58 × 67	× 101	23.0	65	
	RR60NB	7 12	44	44	40.5	37	22-24-26	45	83.5	58.5	121	116 (187)	58.5 × 67	× 101	24.0		
RR70	RR70N	7 12	44	44	40.5	37	22-24-26	45	83.5	58	121	116 (187)	58 × 67	× 101	23.0	66	
	RR70NB	7 12	44	44	40.5	37	22-24-26	45	83.5	58.5	121	116 (187)	58.5 × 67	× 101	24.0		
KX	KX22-42II	7 22	42	46	—	32~	21-23-25	39	86	63	133	113 (147)	63 × 67	× 100	24.5	67	
	KX22-42II/RM	7 22	42	46	—	32~	21-23-25	39	72~	63	117~ 150	113 (160)	63 × 67	× 100	25.5		
	KX22-42EL-II	7 22	42	46	—	35~	21-23-25	39	86	63	133	114 (152)	63 × 67	× 100	26.0		
	KX22-42EL-II/RM	7 22	42	46	—	35~	21-23-25	39	72~	63	117~ 150	114 (171)	63 × 67	× 100	27.0		
	KX16-42II	6 16	42	43.5	—	32~	21-23-25	39	86	58.5	130	105 (147)	58.5 × 65	× 94	23.0		
	KX16-42II/RM	6 16	42	43.5	—	32~	21-23-25	39	72~	58.5	115~ 148	110 (160)	58.5 × 65	× 94	24.0		
	KX16-42EL-II	6 16	42	43.5	—	35~	21-23-25	39	86	58.5	130	107 (152)	58.5 × 65	× 94	24.5		
	KX16-42EL-II/RM	6 16	42	43.5	—	35~	21-23-25	39	72~	58.5	115~ 148	112 (171)	58.5 × 65	× 94	25.5		
KXL	KXL16-42	6 16	42	44	—	31~	21-23-25	39	81.5	57.5	125	102 (144)	57.5 × 60	× 91	21.0	68	
	KXL16-42/RM	6 16	42	44	—	31~	21-23-25	39	72.5~	57.5	115~ 148	110 (160)	57.5 × 60	× 91	22.0		
	KXL16-42EL	6 16	42	44	—	33~	21-23-25	39	81.5	57.5	125	105 (148)	57.5 × 60	× 91	23.5		
	KXL16-42EL/RM	6 16	42	44	—	33~	21-23-25	39	72.5~	57.5	115~ 148	113 (168)	57.5 × 60	× 91	24.5		
KPF	KPF16-40(42)	6 16	40(42)	46	—	33~	19-21-23-25-27	36	84	60(62)	126	124 (155)	38 × 86	× 101	20.5	69・70	
	KPF16-40(42)ABF	6 16	40(42)	46	—	33~	19-21-23-25-27	36	84	60(62)	126	124 (155)	38 × 86	× 101	21.0		
KAC	KAC-N32	5 20	32	37	35	30~	19	33	32	55.5	87.5	95	31 × 60	× 94	12.2	72	
	KAC-NB32	5 20	32	37	35	30~	19	33	32	56.5	87.5	95	32 × 60	× 94	13.2		
KA6	KA6	6 12	35	43.5	41	35	21	35	34	48	80	90	27 × 61	× 64	8.9	78	
シャワー用	KS2	7 14	39	47	44	25	27	38	38	57	84	76~ 86	57 × 84	× 76	14.2	81	
	KS3	5 9	39	47	42	28	27	38	40	49	82	61~ 67	49 × 82	× 61	12.6		
	KS4	5 9	39	45	42	29	23	38	36	50	82	83	50 × 82	× 63	11.1	82	
	KS7	6 22	40	40	37	36	—	38	37	60	83	100	30 × 83	× 74	13.5		
	KS10	6 8	39	42 (38-40)	39 (35-37)	※1	24	38	42	49	※2	83	49 × 59 (55-57)	× 68	11.5	83	
	KSC-1/ST	3 3	39	40	38	24	23	38	47	43	86	56~ 65	43 × 53	× 61	9.8	84	
	KSC-2/ST	8 3	39	40	38	24	23	38	47	46	86	56~ 65	46 × 53	× 61	10		
	KS11-PF/ST クリあり	6 8	40	45.5	—	31- 33-35	22-24-26	40	41	52	89~ 132	91~ 105	52 × 88.5	× 66	19.6	85	
	KS12	5 12	39	45	42	36- 38-40	25	38	37	53	85	91.5	53 × 85	× 70.5	14.8	86	

※1【前座高42cm】35・37・39cm、【前座高40cm】33・35・37cm、【前座高38cm】31・33・35cm

※2【前座高42cm】83cm、【前座高40cm】81cm、【前座高38cm】79cm

※3KSC-2/STの場合は、前輪となります。