

2020 年 3 月吉日

お客様各位

株式会社カワムラサイクル
神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL078-969-2800 FAX078-969-2811

お 客 様 へ の お 知 ら せ

拝啓 陽春の候、貴社ますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて弊社では、下記商品につきましてお知らせがございます。大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の上ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

末筆ではございますが、貴社のますますのご清祥をお祈り申し上げます。

敬具

記

●タイヤ仕入れ先変更のお知らせ

詳細は別紙のタイヤ仕入れ先変更のご案内及びタイヤ仕様変更一覧のご確認をお願いいたします。

●新商品のお知らせ

KMD-Astyle に座幅 45 cm 仕様が加わりました。また介助サポートのオプション品に酸素ボンベ架台<2WAY 用>も加わりました。詳細は別紙のリーフレットをご確認いただきご用命賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●補修用部品供給終了のお知らせ

商品仕様変更・廃番から 5 年以上経過しました下記の補修用部品につきましては供給を終了させていただきます。なお、弊社でのお預かり修理も致しかねますのでご了承賜ります様、お願い申し上げます。

※在庫状況により終了時期は前後する場合がございます。ご理解賜ります様、何卒お願い申し上げます。

車種	終了時期
KR501	2020 年 3 月頃
KR55	2020 年 3 月頃
KAK シート No.3 ブルー / No.37 エンジ	2020 年 3 月頃
S1	2020 年 3 月頃
S4 用長さ調整リング_茶	2020 年 3 月頃
S4 用長さ調整リング_シルバー	2020 年 3 月頃
工業用ベルト_15cm 幅_黒	2020 年 3 月頃
工業用ベルト_10cm 幅_グレー	2020 年 3 月頃

裏面もございます。

●補修用部品供給終了のお知らせ

商品仕様変更・廃番から5年以上経過しました下記の補修用部品につきましては供給を終了させていただきます。





車種	該当商品	終了時期
KS10	キャスタ6インチ_ニューソフト_パッキン式 /KS11/KS8/KS7/旧KS10(代用)	すでに終了

●販売終了（廃番）のお知らせ

品名	総合カタログ Vol.18-3	終了時期	後継品名	総合カタログ Vol.18-3
あんしん君 緑 <KY90474>	P.107	すでに終了	スーパーヘッド S・M	P.107
あんしん君 黒 <KY90475>	P.107	すでに終了	スーパーヘッド S・M	P.107

※仕入れ先の諸般の事情により誠に勝手ではございますが、補修用部品の供給も終了とさせていただきます。

●仕様変更のお知らせ

品名	変更箇所	変更前	変更後	変更時期
KFP	クロスネジセット_黒_5*28/KF/KFP <KY40610>	ボルト+平ワッシャ 4 枚+ナット	ボルト+平ワッシャ 2 枚+樹脂ワッシャ 4 枚+ナット	2020 年 3 月頃
	クロスネジセット_黒_5*24/KF/KFP <KY40611>	ボルト+平ワッシャ 3 枚+ナット	ボルト+平ワッシャ 2 枚+樹脂ワッシャ 3 枚+ナット	
KMD-A	補助金具仕様 (下記参照)	① クロスボルト 20 mm+白ワッシャ 1 枚+カラー+ナット <KY62666>	④ クロスボルト 20 mm+黒ワッシャ 1 枚+カラー+ナット <KY62854>	2020 年 4 月頃
		② 穴 2 つ	⑤ 穴 5 つ	
		③ クロスボルト 35 mm+白ワッシャ 1 枚+カラー+ナット <KY62665>	⑥ クロスボルト 35 mm+黒ワッシャ 1 枚+カラー+ナット <KY62855>	
【変更前】 【変更後】				
KW50	押手グリップ	 グリップカバーなし	 グリップにカバーを追加	2020 年 5 月頃
KAC	フレーム及び各種部品	詳細の変更は追ってご連絡いたします。		2020 年 4 月頃

以上

令和2年3月吉日

お客様各位

株式会社カワムラサイクル
神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811

タイヤ仕入先変更のご案内（完成車、補修部品）

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。

毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社タイヤ仕入先が操業停止となり継続しての部品調達ができなくなり新しい仕入先への変更を行っております。従来製品から一部仕様変更が発生する製品もございますが機能、性能には影響ございません。

変更点は下記内容と詳細を明記した「タイヤ仕様変更一覧」をご参照下さい。

お客様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. タイヤパターンの変更
2. タイヤ色の変更（薄いグレーから濃いグレーに変更）
3. 車輪種類、タイヤ種類により暫定対応品がございます
4. 仕様変更は車輪種類、タイヤ種類により変更時期が異なります
5. 一部仕様変更が発生しない完成車、補修部品もございます

※上記内容は完成車、補修部品共に共通します。

以上


タイヤ仕様変更一覧

令和2年3月10日
株式会社カワムラサイクル

サイズ	種類	変更前	変更後	変更時期	主な仕様車種
24×1-3/8	ソフト車輪			2020年6月	KR801N ソフト仕様
22×1-3/8	エア車輪 ソフト車輪			2020年6月	KMD シリーズ KA800 シリーズ KZM シリーズ KX シリーズ
20×1-3/8	ソフト車輪			2020年6月	オプション仕様 KMD シリーズ KA800 シリーズ
18×1-3/8	エア車輪 エアタイヤ		詳細は追って ご連絡	2020年7月	—
16×1.50	エア車輪 エアタイヤ			2020年4月	KA800 シリーズ KZM シリーズ KZ シリーズ KX シリーズ KPF シリーズ RR43 シリーズ RR53 シリーズ
12-1/2×2-1/4	エア車輪 エアタイヤ		詳細は追って ご連絡	2020年4月	AYK シリーズ RR60 シリーズ

※  グレーで塗りつぶしている項目は現在確認中です。

最新情報はホームページにアップしておりますので、併せてご確認いただきます様、何卒よろしくお願い申し上げます。

サイズ	種類	変更前	1 次変更後	2 次変更後	変更時期	主な仕様車種
24×1-3/8	エア車輪 エアタイヤ				1 次変更 2020 年 3 月 ----- 2 次変更 2020 年 6 月	KR801N エア仕様 RR42 シリーズ RR52 シリーズ
22×1-3/8	エアタイヤ		詳細は追って ご連絡		1 次変更 2020 年 4 月 ----- 2 次変更 2020 年 6 月	KMD シリーズ KA800 シリーズ KZM シリーズ KX シリーズ
20×1-3/8	エア車輪 エアタイヤ				1 次変更 2020 年 3 月 ----- 2 次変更 2020 年 6 月	KMD シリーズ KA800 シリーズ KAC シリーズ KZ シリーズ

●仕様変更非該当車種

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・軽量車いす：KF シリーズ /KFP シリーズ /BML シリーズ ・標準車いす：KV シリーズ /WA シリーズ /WAP シリーズ KMD シリーズ 16 インチ仕様 /KR801N ソリッド ・室内用車いす：KAK-LO シリーズ | <ul style="list-style-type: none"> ・リクライニング車いす：KPPK ・簡易車いす：KA6 ・歩行車いす：AY18 ・シャワー車いす：KS シリーズ |
|--|---|