

●2週間オーダーシステム<<参照シート>>

ご発注の際はこの<<参照シート>>にあります各項目を御参照頂き、
ご要望の仕様の番号・カラーNo.を<<記入シート>>にご記入ください。

2015.8.20

①車輪

No.	仕様	サイズ	追加料金
①-1-24	エアータイヤ	24in	基本料金内
①-1-22		22in	
①-1-20		20in	
①-1-18		18in	
①-1-16		16in	
①-2-24	ハイポリマータイヤ	24in	¥6000増
①-2-22		22in	
①-2-20		20in	
①-2-18		18in	
①-2-16		16in	
①-3-24	ソリッドタイヤ	24in	¥2000増
①-4-22	軽量タイヤ	22in	¥8000増
①-4-16		16in	
①-5-24	ソフトタイヤ	24in	¥6000増
①-5-22		22in	
①-5-20		20in	
①-5-18		18in	
①-5-16		16in	

ソリッドタイヤと24inハイポリマータイヤには
バンド式介助ブレーキ取付不可
脱着式車輪についてはお問い合わせ下さい。

②ハンドリム

No.	仕様	サイズ	追加料金
②-1	ステンレス	24in	基本料金内
②-2		22in	
②-3		20in	
②-4	樹脂 (波型・黒)	18in	基本料金内
②-5		24in	
②-6		22in	
②-7		20in	
②-8		18in	
②-10	ビニール コーティング	24in	¥4000増
②-11		22in	
②-12		20in	
②-13	ノブ玉付	24in	¥8000増
②-14		22in	
②-15	ゴム巻	24in	¥8000増
②-16		22in	
②-17		20in	
②-18		18in	

③キャスタ(前輪)

No.	仕様	サイズ	追加料金
③-1-4	ニューソフト キャスタ	4in	基本料金内
③-1-5		5in	
③-1-6		6in	
③-1-7		7in	
③-3-6	ソフトキャスタ	6in	¥4000増
③-3-7		7in	
③-5-4	サスペンション付 車輪キャスタ (アブソリュート)	4in	¥10000増
③-5-5		5in	
③-5-6		6in	
③-5-7		7in	

電動ユニットをお取付けの場合は、専用アブソリュートキャスタ
(6in・7in)となります。価格はお問合せ下さい。

④手押しハンドル

No.	仕様	追加料金
④-1	曲げタイプ	基本料金内
④-2	直角タイプ	

2週間オーダーの場合、手押しハンドル高の寸法
が特殊になります。ご注意ください。

曲げタイプ: 手押しハンドル高=全高
直角タイプ: 地面から手押しハンドルパイプ上面と
バックサポートパイプの交点までの高さ

⑤アームサポート

No.	仕様	追加料金
⑤-1	標準型	基本料金内
⑤-2	固定式 デスク型	
⑤-3	アール型	
⑤-4	脱着式 標準型	¥8000増
⑤-5	デスク型	
⑤-6	跳上式 標準型	¥20000増

跳上式はリクライニング式や泥除けとの併用不可

⑥ハンドグリップ

No.	仕様	追加料金	
⑥-1	反射板付	基本料金内	
⑥-2	反射板無		黒
⑥-3			黒
⑥-4			赤
⑥-5			黄
⑥-6			紫
⑥-7			ピンク
⑥-8			緑
⑥-8	スポンジ	黒	

⑦フット・レッグサポート

No.	仕様	追加料金
⑦-1	標準式(固定式)	基本料金内
⑦-2	スイングアウト式 (スイングアウト・スイングインタイプ 着脱可能)	¥8000増
⑦-3	スイングアウト・エレベーター式 (スイングアウト・スイングインタイプ 着脱可能)	¥10000増
⑦-4	エレベーター式	¥10000増
⑦-5	脱着式	¥8000増
⑦-6	抱き込み式	¥10000増

スイングアウト・エレベーター式とエレベーター式の
ふくらはぎパッドは標準で黒色になります

⑧フットサポート

No.	仕様	追加料金
⑧-1	側方跳ね上げ式フットサポート	グレー
⑧-2		黒
⑧-6	跳ね上げ式フットサポート	黒

跳ね上げ式フットサポートはエレベーター式脚部 及び
スイングアウト・エレベーター式脚部には取付不可

⑨背フレーム形式

No.	仕様	追加料金
⑨-1	背角度調整無し背固定式	基本料金内
⑨-2	背角度調整無し背折れ式	
⑨-3	リクライニング式(背角度調整式)背固定式	
⑨-4	リクライニング式(背角度調整式)背折れ式	
d	背延長(枕付き)	¥12000増
e	肘当・側板後部延長	¥12000増

記入例)リクライニング式・背折無しに肘当延長を追加
→⑨-3-e

⑩駐車用ブレーキ

No.	仕様	追加料金
⑩-1	エッグストップ(スタンダード)	基本料金内
⑩-2	ミニ駐車ブレーキ	
⑩-3	駐車ブレーキカバー付	
⑩-4	駐車ブレーキカバー無	
⑩-5	ミニエッグブレーキ L(ロング)	
⑩-6	ミニエッグブレーキ S(ショート)	
⑩-7	エッグストップ(黒)	

⑪介助ブレーキ

No.	仕様	追加料金
⑪-1	バンド式	¥6000増

⑫シートベルト

No.	仕様	追加料金
⑫-1	面ファスナー式	基本料金内
⑫-2	折り返し式	¥1000増
⑫-3	ワンタッチ式	¥1000増
⑫-4	ワンタッチ金具式	¥1600増

サイズは総合カタログの「オプション」のページをご参照下さい

⑬シート

●下記シートカラーからお選び下さい

A 適合調整 シート	仕様			追加料金	
	背クッション	座クッション			
A	カラー	カラー	厚み	基本料金内	
		黒色	N色		3cm厚
			5cm厚		¥2000増
	S色		3cm厚		¥4000増
			5cm厚		¥6000増
	N色	N色	3cm厚		¥7000増
		5cm厚	¥9000増		
S色	S色	3cm厚	¥11000増		
		5cm厚	¥13000増		
B 調整無 シート	背・座シート N色			¥15000増	
	背・座シート S色			¥22000増	

座クッション取付けの際は、<<記入シート>>の
オプション欄にご記入下さい。
No.68・No.69・No.73のみ調整無シート
製作不可。

背と座でシートの種類を変える場合はお問合せ下さい

●シートカラー

N色	カラーNo.					
	A1	A3	A9	A10	A11	A13
	A15	A16	A17	A18	A19	A21
	A22	No.3	No.10	No.17	No.19	No.37
	No.40	No.43	No.47	No.88	No.91	
S色	No.41	No.48	No.56	No.57	No.68	No.69
	No.71	No.72	No.73	No.80	No.81	No.82
	No.83	No.84	No.85	No.89	No.90	No.95
	No.99	No.100	No.101	No.102	No.103	

⑭フレームカラー

●下記塗装カラー参照

N色: 基本料金内
S色: ¥20000増 は納期が一週間程度長くなります

⑮サイドガード

●下記塗装カラー参照

No.	カラー	追加料金
⑮-1	シルバー	基本料金内
⑮-2	N色	¥4000増

S色: ¥8000増 は納期が一週間程度長くなります

⑯泥除け

●⑯-2は下記塗装カラー参照

No.	カラー	追加料金
⑯-1	鏡面(シルバー)	¥6000増
⑯-2	N色	¥10000増

S色: ¥14000増 は納期が一週間程度長くなります
泥除けは肘掛け跳上式やリクライニング式との併用不可

●塗装カラー

カラーNo.(N色)	
C1: シルバー	C6: ダークブルー
C2: ブラック	C7: パールグリーン
C3: レッド	C8: メタリックブルー
C4: TPゴールド	C9: シルキーブラウン
C5: サンイエロー	C10: メタリックパープル
C11: アイボリー	
カラーNo.(S色)	
C12: 黒メタリック	C13: メタリックレッド

基本料金は¥138,000です。各仕様の価格を加算して合計金額をご算出下さい。

身体条件等により加工を要するものには、別途料金が発生する場合がございます。

また、仕様等諸条件により、2週間を超えての出荷となる場合がございます。

※寸法・仕様に関しては、すべての項目を選択いただけます。選択漏れがある場合は、発注をお受けできない場合がございます。