

●2週間オーダーシステム「参照シート」

ご注文の際はこの「参照シート」にあります各項目をご参照頂き、
ご希望の仕様の番号・カラーNo.を「記入シート」にご記入ください。

①車輪

No.	仕様	サイズ	追加料金
①-1-24	エアータイヤ	24in	基本料金内
①-1-22		22in	
①-1-20		20in	
①-1-16		16in	
①-2-24	ハイポリマータイヤ	24in	¥6000増
①-2-22		22in	
①-2-20		20in	
①-2-18		18in	
①-2-16		16in	
①-3-24	ソリッドタイヤ	24in	¥2000増
①-4-22	軽量タイヤ	22in	¥8000増
①-4-16		16in	
①-5-24	ソフトタイヤ	24in	¥6000増
①-5-22		22in	
①-5-20		20in	
①-5-16		16in	

24inハイポリマータイヤと24inソリッドタイヤはノーマル仕様のみ（バンド式介助ブレーキ取付不可）

②ハンドリム

No.	仕様	サイズ	追加料金
②-1	ステンレス	24in	基本料金内
②-2		22in	
②-3		20in	
②-5	樹脂 (波型・黒)	24in	基本料金内
②-6		22in	
②-7		20in	
②-8		18in	

ソリッドタイヤ、24inソフトタイヤ車輪は樹脂（波型・黒）ハンドリムのみ
22in・20inソフトタイヤは樹脂（波型・軽量）ハンドリムのみ

③キャスタ（前輪）

No.	仕様	サイズ	追加料金
③-1-4	ニューソフト キャスタ	4in	基本料金内
③-1-5		5in	
③-1-6		6in	
③-1-7		7in	
③-3-6	ソフトキャスタ	6in	¥4000増
③-3-7		7in	
③-5-5	サスペンション付車 輪キャスタ (アブソルクス)	5in	¥10000増
③-5-6		6in	
③-5-7		7in	

電動ユニット取付けの場合、6in・7in電動用アブソルクスキャスタとなります

④手押しハンドル

No.	仕様	追加料金
④-1	曲げタイプ	基本料金内
④-2	直角タイプ	

※2週間オーダーの場合、手押しハンドル高の寸法は次のようになります
曲げタイプ：手押しハンドル高 = 全高
直角タイプ：地面から手押しハンドルパイプの上面とバックサポートパイプの交点までの高さ

基本料金は¥165,600です。各仕様の価格を加算して合計金額をご算出下さい。

身体条件等により加工を要するものには、別途料金が発生する場合がございます。

また、仕様等諸条件により、2週間を超えての出荷となる場合がございます。

※寸法・仕様に関しては、すべての項目を選択いただけます。選択漏れがある場合は、発注をお受けできない場合がございます。

⑤アームサポート

No.	仕様	追加料金	
⑤-1	固定式	標準型	
⑤-2		デスク型	
⑤-3		アール型	
⑤-4	脱着式	標準型	¥8000増
⑤-5		デスク型	
⑤-6	跳上式	標準型	¥20000増

跳上式はリクライニング式、泥除けとの併用不可

⑥ハンドグリップ

No.	仕様	追加料金	
⑥-1	反射板付	黒	基本料金内
⑥-4	反射板無	黄	
⑥-5		紫	
⑥-6		ピンク	
⑥-8	ネジ止め式	黒	
⑥-9	縮み止め用(押手後部)	黒	

⑦フット・レッグサポート

No.	仕様	追加料金
⑦-1	標準式（固定式）	基本料金内
⑦-2	スイングアウト式 (スイングアウト・スイングインタイプ 着脱可能)	¥8000増
⑦-3	スイングアウト・エレベーター式 (スイングアウト・スイングインタイプ 着脱可能)	¥10000増
⑦-4	エレベーター式	¥10000増
⑦-5	脱着式	¥8000増

スイングアウト・エレベーター式とエレベーター式のふくらはぎパッドは標準で黒色になります

⑧フットサポート

No.	仕様	追加料金
⑧-2	側方跳ね上げ式フットサポート_黒	基本料金内

⑨背フレーム形式

No.	仕様	追加料金
⑨-1	背固定式 背折れ無し	基本料金内
⑨-2	背固定式 背折れ有り	
⑨-3	リクライニング式 背折れ無し	¥12000増
⑨-4	リクライニング式 背折れ有り	
d	背延長（枕付き）	¥12000増
e	肘当・側板後部延長	¥12000増

記入例）リクライニング式・背折れ無しに肘当延長を追加する場合 → ⑨-3-e

⑩駐车用ブレーキ

No.	仕様	追加料金
⑩-1	エッグストップ（スタンダード）	基本料金内
⑩-2	ミニ駐車ブレーキ	
⑩-4	駐車ブレーキカバー無	
⑩-5	ミニエッグブレーキ_L（ロング）	
⑩-6	ミニエッグブレーキ_S（ショート）	
⑩-7	エッグストップ（黒）	

⑪介助ブレーキ

No.	仕様	追加料金
⑪-1	バンド式	¥6000増

⑫シートベルト

No.	仕様	追加料金
⑫-1	面ファスナー式	基本料金内
⑫-2	折り返し式	¥1000増
⑫-3	ワンタッチ式	¥1000増
⑫-4	ワンタッチ金具式	¥1600増

サイズは総合カタログのオプションのページをご参照下さい

⑬シート ●下記シートカラーからお選び下さい

		仕様		追加料金	
A 適合調整シート	背クッション	カラー	座クッション	基本料金内	
		カラー	厚み		
	黒色	N色	3cm厚	¥2000増	
			5cm厚		
		S色	3cm厚		¥4000増
			5cm厚		¥6000増
	N色	N色	3cm厚	¥7000増	
			5cm厚	¥9000増	
	S色	S色	3cm厚	¥11000増	
			5cm厚	¥13000増	
B 調整無シート	背・座シート N色		¥15000増		
	背・座シート S色		¥22000増		

No.68・69・71・73・89・90は調整無シート製作不可
座クッション（面ファスナー付き・面ファスナー無し）取付けの場合は、「記入シート」のオプション欄にご記入下さい
背と座でシートの種類を変える場合はお問合せ下さい

●シートカラー

カラーNo.					
N 色	A3	A9	A10	A11	A13
	A19	A22	No.3	No.17	No.19
	No.37	No.40	No.43	No.47	No.88
S 色	No.91				
	No.41	No.68	No.69	No.71	No.73
	No.80	No.81	No.82	No.83	No.84
	No.85	No.89	No.90	No.95	No.96
	No.97	No.99	No.100	No.101	No.102
	No.103	No.105	No.106	No.110	No.111
	No.112				

⑭フレームカラー ●下記塗装カラー参照

N色	基本料金内
S色	¥20000増 納期が約一週間長くなります

⑮サイドガード ●下記塗装カラー参照

No.	カラー	追加料金
⑮-1	シルバー	基本料金内
⑮-2	N色	¥4000増

S色：¥8000増 納期が約一週間長くなります

⑯泥除け ●⑯-2は下記塗装カラー参照

No.	カラー	追加料金
⑯-1	鏡面（シルバー）	¥6000増
⑯-2	N色	¥10000増

S色：¥14000増 納期が約一週間長くなります
泥除けは跳上式やリクライニング式との併用不可

●塗装カラー

カラーNo.		
N色	C1：シルバー	C6：ダークブルー
	C2：ブラック	C7：パールグリーン
	C3：レッド	C8：メタリックブルー
	C4：TPゴールド	C9：シルキーブラウン
	C5：サンイエロー	C10：メタリックパープル
	C11：アイボリー	
S色	C12：黒メタリック	C13：メタリックレッド