

## ●2週間オーダーシステム「参照シート」

ご注文の際はこの「参照シート」にあります各項目をご参照頂き、  
ご希望の仕様の番号・カラーNo.を「記入シート」にご記入ください。

### ①車輪

No.	仕様	サイズ	追加料金
①-1-24	エアータイヤ	24in	基本料金内
①-1-22		22in	
①-1-20		20in	
①-1-16		16in	
①-2-22	ハイポリマータイヤ	22in	¥6000増
①-2-20		20in	
①-2-18		18in	
①-2-16		16in	
①-3-24	ソリッドタイヤ	24in	¥2000増
①-4-22	軽量タイヤ	22in	¥8000増
①-4-16		16in	
①-5-24	ソフトタイヤ	24in	¥6000増
①-5-22		22in	
①-5-20		20in	
①-5-16		16in	

24inソリッドタイヤはノーマル仕様のみ  
(バンド式介助ブレーキ取付不可)

### ②ハンドリム

No.	仕様	サイズ	追加料金
②-1	ステンレス	24in	¥6000増
②-2		22in	
②-3		20in	
②-5	樹脂 (波型・黒)	24in	基本料金内
②-6		22in	
②-7		20in	
②-8		18in	

ソリッドタイヤ、24inソフトタイヤ車輪は  
樹脂(波型・黒)ハンドリムのみ  
22in・20inソフトタイヤは  
樹脂(波型・軽量)ハンドリムのみ

### ③キャスタ(前輪)

No.	仕様	サイズ	追加料金
③-1-4	ニューソフト キャスタ	4in	基本料金内
③-1-5		5in	
③-1-6		6in	
③-1-7		7in	
③-3-6	ソフトキャスタ	6in	¥4000増
③-3-7		7in	
③-5-5	サスペンション付車 輪キャスタ	5in	¥10000増
③-5-6	(アブソレックス)	6in	¥12000増
③-5-7		7in	

電動ユニット取付けの場合、6in・7in電動用アブ  
ソレックスキャスタとなります

### ④手押しハンドル

No.	仕様	追加料金
④-1	曲げタイプ	基本料金内
④-2	直角タイプ	

※2週間オーダーの場合、手押しハンドル高の寸法  
は次のようになります  
曲げタイプ：手押しハンドル高 = 全高  
直角タイプ：地面から手押しハンドルパイプの上面  
とバックサポートパイプの交点までの高さ

### ⑤アームサポート

No.	仕様	追加料金	
⑤-1	標準型	基本料金内	
⑤-2	固定式 デスク型		
⑤-3	アール型		
⑤-4	脱着式	標準型	¥12000増
⑤-5		デスク型	
⑤-6	跳上式	標準型	¥20000増

跳上式はリクライニング式、泥除けとの併用不可

### ⑥ハンドグリップ

No.	仕様	追加料金	
⑥-1	反射板付	基本料金内	
⑥-4	反射板無		黒
⑥-5			黄
⑥-6			紫
⑥-8	ネジ止め式	黒	
⑥-9	縮み止め用(押手後部)	黒	

### ⑦フット・レッグサポート

No.	仕様	追加料金
⑦-1	標準式(固定式)	基本料金内
⑦-2	スイングアウト式 (スイングアウト・スイングインタイプ 着脱可能)	¥8000増
⑦-3	スイングアウト・エレベーター式 (スイングアウト・スイングインタイプ 着脱可能)	¥14000増
⑦-4	エレベーター式	¥14000増
⑦-5	脱着式	¥8000増

スイングアウト・エレベーター式とエレベーター式の  
ふくらはぎパッドは標準で黒色になります

### ⑧フットサポート

No.	仕様	追加料金
⑧-2	側方跳ね上げ式フットサポート_黒	基本料金内

### ⑨背フレーム形式

No.	仕様	追加料金
⑨-1	背固定式 背折れ無し	基本料金内
⑨-2	背固定式 背折れ有り	
⑨-3	リクライニング式 背折れ無し	
⑨-4	リクライニング式 背折れ有り	¥30000増
d	背延長(枕付き)	¥12000増
e	肘当・側板後部延長	¥12000増

記入例) リクライニング式・背折れ無しに肘当延長を追加  
する場合 → ⑨ - 3 - e

### ⑩駐車用ブレーキ

No.	仕様	追加料金
⑩-1	エッグストップ(スタンダード)	基本料金内
⑩-2	ミニ駐車ブレーキ	
⑩-4	駐車ブレーキカバー-無	
⑩-5	ミニエッグブレーキ_L(ロング)	
⑩-6	ミニエッグブレーキ_S(ショート)	

### ⑪介助ブレーキ

No.	仕様	追加料金
⑪-1	バンド式	¥6000増

### ⑫シートベルト

No.	仕様	追加料金
⑫-1	面アスナー式	基本料金内
⑫-2	折り返し式	¥1000増
⑫-3	ワンタッチ式	¥1000増
⑫-4	ワンタッチ金具式	¥1600増

サイズは総合カタログのオプションのページをご参照下さい

### ⑬シート ●下記シートカラーからお選び下さい

		仕様		追加料金	
A シ ー ト 調 整	背クッション	カラー	座クッション	基本料金内	
		カラー	厚み		
	N色	N色	3cm厚		¥7000増
	S色	S色	5cm厚		¥9000増
B 調 整 無 シ ー ト	背・座シート	N色	3cm厚	¥11000増	
		S色	5cm厚	¥13000増	
	背・座シート N色		基本料金内		
	背・座シート S色		¥7000増		

シートカラーNo.68・69・71・89・90は  
調整無しシート製作不可  
座クッション(面アスナー付き、面アスナー無し)  
取付けの場合は、「記入シート」のオプション欄に  
ご記入下さい  
背と座でシートの種類を変える場合はお問合せ下さい

### ●シートカラー

カラーNo.					
N 色	A3	A9	A10	A11	A13
	A19	A22	No.3	No.19	No.37
S 色	No.40	No.43	No.47	No.88	No.91
	No.41	No.68	No.69	No.71	No.80
	No.81	No.82	No.83	No.84	No.85
	No.89	No.90	No.95	No.96	No.97
	No.99	No.100	No.101	No.102	No.103
	No.105	No.106	No.110	No.111	No.112

### ⑭フレームカラー ●下記塗装カラー参照

N色：基本料金内
S色：¥20000増 納期が約一週間長くなります

### ⑮サイドガード ●下記塗装カラー参照

No.	カラー	追加料金
⑮-1	シルバー	基本料金内
⑮-2	N色	¥4000増
S色：¥8000増 納期が約一週間長くなります		

### ⑯泥除け ●⑯-2は下記塗装カラー参照

No.	カラー	追加料金
⑯-1	鏡面(シルバー)	¥6000増
⑯-2	N色	¥10000増
S色：¥14000増 納期が約一週間長くなります 泥除けは跳上式やリクライニング式との併用不可		

### ●塗装カラー

カラーNo.		
N色	C1：シルバー	C6：ダークブルー
	C2：ブラック	C7：パールグリーン
	C3：レッド	C8：メタリックブルー
	C4：TPゴールド	C9：シルキーブラウン
	C5：サンイエロー	C10：メタリックパープル
	C11：アイボリー	
S色	C12：黒メタリック	C13：メタリックレッド

基本料金は¥173,600です。各仕様の価格を加算して合計金額をご算出下さい。

身体条件等により加工を要するものには、別途料金が発生する場合がございます。

また、仕様等諸条件により、2週間を超えての出荷となる場合がございます。

※寸法・仕様に関しては、すべての項目を選択いただけます。選択漏れがある場合は、発注をお受けできない場合がございます。