


シート色 / 9 colors



トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けたセットです。



< 後ろ止め用 >



< 2WAY 用 >

※酸素ボンベはセット内容に含まれません。

KMD-A22-40(42)S-M(H・SH)-TS

KMD-A22-40(42)-M(H・SH)-TS

KMD-A16-40(42)-M(H・SH)-TS

参考価格 ¥ 135,000 (非課税)

手動車いす 100kg
使用者最大体重 (積載物含む)



代理店

カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL: 078-969-2820 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

カワムラサイクル

Modern
series
モダンシリーズ
— KOBE JAPAN —

A-style

標準タイプ




※1KMD-A22-40(42)S-M(H・SH)は
背固定式・ノンパンクタイヤ・介助ブレーキ無し。

使いやすい標準タイプ。
外出が多い方におすすめです。

伸縮式駐車用ブレーキ

軽い力で操作ラクラク！

引っ張るだけで伸びる。
押すだけで縮む。小さな力
でもしっかりと停まります。
(10cm 延長)



パチート調節機能

回すだけの簡単高さ調節！

工具を使わずにフットプレート
の位置が調節出来ます。
(0.5cm ピッチ × 13 段階)



KMD-A22-40-M

B-style

多機能タイプ



適合調整
(背のみ) 跳ね上げ
スイングイン
・アウト※2 エレベ
ーター※2

標準機能に加え、脚部と肘部が可動。
移乗回数が多い方におすすめです。

肘跳ね上げ式

移乗がスムーズに

後方に跳ね上げ、肘掛け
部分をオープンにできます。



適合調整シート

背中の圧迫軽減を図る

背中の形状に合わせて
横方向の張り調整が可能。



脚部の仕様が選べます

スイングイン・アウト エレベーター
脚部の開閉が
できます。 脚部角度が
調節できます。



KMD-B22-40-M

C-style

多機能タイププラス



肘かけ
高さ調節 適合調整
(背のみ) 跳ね上げ
スイングイン
・アウト※2 エレベ
ーター※2

多機能に加え、肘高さ調節も可能。
クッションをご利用の方や高身長の方におすすめです。

肘高さ調節式

快適な姿勢を維持できる

肘掛けの段階的な
調節ができます。



KMD-C22-40-M

品番の見方

①スタイル ③シート幅 ⑤座面高さ
KMD-B22-40-EL-M
②後輪サイズ ④脚部仕様

①スタイル A・B・C-style
②後輪サイズ 22・20・16in
※車種により異なります。

③シート幅 38・40・42・45cm
※A-styleは40・42cmのみ

④脚部仕様
記載無し:スイングイン・アウト脚部
EL:エレベーター脚部
※A-styleは固定式脚部

⑤座面高さ 36・38・40・43・45・47 cm
[SSL] [SL] [LO] [M] [H] [SH]
低床 中床 高床
※A-styleは43・45・47cmのみ

A-style 標準タイプ			自走用 後輪 20・22 インチ	介助用 後輪 16 インチ	寸法
B-style 多機能タイプ	スイングイン・アウト脚部 参考価格 (非課税) ¥118,000	SW in-out	高床 中床 KMD-A22-40(42)S-M(H・SH) TAIS:00160-000286 ※背固定式・ノンパンクタイヤ・介助ブレーキ無し <13.5kg>		40(42) 【SH】95.5 【H】93.5 【M】91.5 43 23 47【SH】 45【H】 43【M】 【自走】57(59) 【介助】53.5(55.5) (cm)
			高床 中床 KMD-A22-40(42)-M(H・SH) TAIS:00160-000286 <13.8kg>	KMD-A16-40(42)-M(H・SH) TAIS:00160-000287 <13.0kg>	
			高床 中床 KMD-B22-40(38・42・45)-M(H・SH) TAIS:00160-000288 <15.6kg>	KMD-B16-40(38・42・45)-M(H・SH) TAIS:00160-000290 <14.4kg>	
			低床 KMD-B20-40(38・42・45)-LO(SL・SSL) TAIS:00160-000288 <15.4kg>	KMD-B16-40(38・42・45)-LO(SL・SSL) TAIS:00160-000290 <14.4kg>	
C-style 多機能タイプ プラス	エレベーター脚部 参考価格 (非課税) ¥138,000	EL	高床 中床 KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H・SH) TAIS:00160-000289 <17.9kg>	KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H・SH) TAIS:00160-000291 <16.7kg>	40(38・42・45) 【SH】95.5 【H】93.5 【M】91.5 【LO】88.5 【SL】86.5 【SSL】84.5 43 23 47【SH】 45【H】 43【M】 40【LO】 38【SL】 36【SSL】 【自走】57(55・59・62) 【介助】53.5(51.5・55.5・58.5) (cm)
			低床 KMD-B20-40((38・42・45)-EL-LO(SL・SSL) <17.7kg> TAIS:00160-000289	KMD-B16-40(38・42・45)-EL-LO(SL・SSL) <16.7kg> TAIS:00160-000291	
			高床 中床 KMD-C22-40(38・42・45)-M(H・SH) TAIS:00160-000292 <16.5kg>	KMD-C16-40(38・42・45)-M(H・SH) TAIS:00160-000294 <15.3kg>	
			低床 KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL・SSL) <16.3kg> TAIS:00160-000292	KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL・SSL) <15.3kg> TAIS:00160-000294	
	エレベーター脚部 参考価格 (非課税) ¥158,000	EL	高床 中床 KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H・SH) TAIS:00160-000293 <18.8kg>	KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H・SH) TAIS:00160-000295 <17.6kg>	40(38・42・45) 【SH】95.5 【H】93.5 【M】91.5 【LO】88.5 【SL】86.5 【SSL】84.5 43 23 47【SH】 45【H】 43【M】 40【LO】 38【SL】 36【SSL】 【自走】57(55・59・62) 【介助】53.5(51.5・55.5・58.5) (cm)
			低床 KMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL・SSL) <18.6kg> TAIS:00160-000293	KMD-C16-40(38・42・45)-EL-LO(SL・SSL) <17.6kg> TAIS:00160-000295	
			高床 中床 KMD-C22-40(38・42・45)-M(H・SH) TAIS:00160-000292 <16.5kg>	KMD-C16-40(38・42・45)-M(H・SH) TAIS:00160-000294 <15.3kg>	
			低床 KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL・SSL) <16.3kg> TAIS:00160-000292	KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL・SSL) <15.3kg> TAIS:00160-000294	