



トリプルセット (TS)

ご依頼の多いオプションを
予め取り付け付けたセットです。




ガードル止め金具
(後ろ止め用)




酸素ボンベ架台
(2WAY用)

ガードル止め金具 (後ろ止め用)



酸素ボンベ架台 (2WAY用)

2サイズ(φ100mm以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。



工具レスの簡単切り替え

※左側・右側をご指定下さい。(指定がなければ右側:酸素ボンベ架台<2WAY用>、左側:ガードル止め金具の取付になります。) ※ガードル棒、酸素ボンベはセット内容に含まれません。

カワムラサイクル

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3丁目 9番 1 TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2811
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷 1丁目 8番 3 TEL : 03-3874-3511 FAX : 03-3874-3514
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町 1丁目 3番 11 TEL : 0568-52-4800 FAX : 0568-52-4802
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3丁目 9番 1 TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2822
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡県福岡市西区生の松原 1丁目 18番 3 TEL : 092-882-4722 FAX : 092-882-4723



手動車いす 100kg

使用者最大体重 (積載物含む)
※サユレン仕様を除く

代理店

カワムラサイクル

Modern
series

モダンシリーズ

— KOBE JAPAN —

機能一覧

伸縮式駐車用ブレーキ

伸縮式
駐車用ブレーキ

駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、
長さが10cm延長され、軽い力で
操作できます。

軽い力で
操作ラクラク。



A B C

パチート調節機能 (特許出願中)

パチート
調節機能

工具レスで簡単にフットプレート
高さを変更できます。

パチパチと
音が鳴り
しっかり止まる!



A B C

座クッション& 大きな背ポケット

背座クッション
(脱着式)

3cm厚のクッション
が標準装備です。

A4クリアファイルが
すっぽり入るポケットサイズ。



A B C

適合調整シート

適合調整
(背のみ)

背中の形状に合わせて、
横方向の張り調整がで
きます。背部への圧迫の
軽減を図ります。



B C

跳ね上げ式アームサポート

跳ね上げ式

後方に跳ね上げ、肘掛け
部分をオープンにできます。
ベッドサイドなどからの移乗
がスムーズに行えます。



B C

Modern
series
モダンシリーズ

カワムラサイクルは1995年に
短納期で様々な方にフィット
その想いで生まれた車いす
およそ四半世紀の月日が
モダンシリーズは今の時代
今だからできるモダン〈現代

神戸で誕生しました。

した車いすをお届けしたい、

は今もたくさんの方々に寄り添い使われています。

流れ、車いすのニーズも多様化しています。

だからこそ考えられるやさしさ、使いやすさを当初の変わらぬ思いに重ね、
風)な車いすとしてデビューしました。

動画をチェック！



KOBE JAPAN

サユレン
-SAYUREN-

A B C

足踏み付左右連動ブレーキ仕様


左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは
足踏みブレーキをかけるだけで、両輪に
ブレーキがかかります。



KMD-A22-40-M/SR
サユレン仕様
シートNo.19

KMD-B22-40-M/SR
サユレン仕様
シートNo.10

KMD-C22-40-M/SR
サユレン仕様
シートNo.82



足踏みブレーキ

足踏みブレーキを踏むだけで
両輪ロック/解除が可能。

腰をかめなくてもロック/
解除ができるので介助負担
を軽減します。



左用/右用 駐車用ブレーキ



操作力が変わらず
両輪をロック/解除が可能。

伸縮式駐車用ブレーキを
延長することで軽い力で
操作ができます。片側で
両側の駐車用ブレーキを
作動できるためスペース
がないところでもご利用
いただけます。

※足踏みブレーキ部は右側取付が標準仕様となります。



選べる脚部仕様

スイング
イン・アウト
脚部の開・閉が
できます。



エレベ
ー
ティング
脚部角度が調整
できます。



B C



高さ調節式

肘掛けの段階的な調節ができます。




C

カラーバリエーション

※座幅45cmは「No.19黒」のみ



シリーズチャート



品番の見方

①スタイル ②後輪サイズ ③シート幅 ④脚部仕様 ⑤座面高さ

KMD-B 22-40-EL-M

②後輪サイズ ③シート幅 ④脚部仕様 ⑤座面高さ

①スタイル
A・B・C-style

②後輪サイズ
22・20・16インチ
※車種により異なります。

③シート幅
38・40・42・45cm
※A-styleは40・42・45cmのみ。


④脚部仕様
記載なし: スイングイン・アウト脚部
EL: エレベータリング脚部
※A-styleは固定式脚部。

⑤座面高さ
36・38・40・43・45・47 cm
[SSL] [SL] [LO] [M] [H] [SH]

低床	中床	高床
----	----	----



外出が多い方におすすめの標準タイプ。




車輪
22
インチ

キャスタ
6インチ

自走行
(介助兼用)

KMD-A22-40S-SH
シート: No.82



参考価格 **108,000 円** (非課税)
KMD-A22-40 (42) S-M (H/SH)
TAIS: 00160-000286 中・高床 13.5kg


トリプルセット 参考価格 **132,000 円** (非課税)
KMD-A22-40 (42) S-M (H/SH) -TS

車輪
22
インチ

キャスタ
6インチ

自走行
(介助兼用)

KMD-A22-40-M
シート: A10



参考価格 **108,000 円** (非課税)
KMD-A22-40 (42) -M (H/SH)
TAIS: 00160-000286 中・高床 13.8kg

KMD-A22-45-M (H/SH)
TAIS: 00160-000303 中・高床 13.8kg

参考価格 **136,000 円** (非課税) ●サユレン仕様
KMD-A22-40 (42・45) -M (H/SH) /SR
TAIS: 00160-000311 中・高床 14.6kg


トリプルセット 参考価格 **132,000 円** (非課税)
KMD-A22-40 (42・45) -M (H/SH) -TS

車輪
16
インチ

キャスタ
6インチ

介助用

KMD-A16-40-M
シート: No.68



参考価格 **108,000 円** (非課税)
KMD-A16-40 (42) -M (H/SH)
TAIS: 00160-000287 中・高床 13.0kg

KMD-A16-45-M (H/SH)
TAIS: 00160-000304 中・高床 13.0kg

参考価格 **136,000 円** (非課税) ●サユレン仕様
KMD-A16-40 (42・45) -M (H/SH) /SR
TAIS: 00160-000312 中・高床 13.9kg

トリプルセット 参考価格 **132,000 円** (非課税)
KMD-A16-40 (42・45) -M (H/SH) -TS

※寸法図の各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
※トリプルセットの詳細は裏面をご参照ください。

乗回数が多い方におすすめの
多機能タイプ。




厚みのあるクッションを併用される方や
身長の高い方におすすめの
多機能タイプ。



車輪
22
インチ

キャスタ
6インチ

自走用
(介助兼用)




参考価格	124,000 円 (非課税)	●スイングイン・アウト式
KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)	TAIS：00160-000288	中・高床 15.6kg
参考価格	144,000 円 (非課税)	●エレベーター式
KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	TAIS：00160-000289	中・高床 17.9kg
参考価格	156,000 円 (非課税)	●サコレン仕様 ●スイングイン・アウト式
KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	TAIS：00160-000313	中・高床 16.4kg
参考価格	174,000 円 (非課税)	●サコレン仕様 ●エレベーター式
KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	TAIS：00160-000319	中・高床 18.7kg

車輪
20
インチ

キャスタ
6インチ

自走用
(介助兼用)



参考価格	124,000 円 (非課税)	●スイングイン・アウト式
KMD-B20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	TAIS：00160-000288	低床 15.4kg
参考価格	144,000 円 (非課税)	●エレベーター式
KMD-B20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	TAIS：00160-000289	低床 17.7kg

車輪
22
インチ

キャスタ
6インチ

自走用
(介助兼用)




参考価格	146,000 円 (非課税)	●スイングイン・アウト式
KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)	TAIS：00160-000292	中・高床 16.5kg
参考価格	167,000 円 (非課税)	●エレベーター式
KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	TAIS：00160-000293	中・高床 18.8kg
参考価格	178,000 円 (非課税)	●サコレン仕様 ●スイングイン・アウト式
KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	TAIS：00160-000315	中・高床 17.3kg
参考価格	198,000 円 (非課税)	●サコレン仕様 ●エレベーター式
KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	TAIS：00160-000321	中・高床 19.6kg

車輪
20
インチ

キャスタ
6インチ

自走用
(介助兼用)



参考価格	146,000 円 (非課税)	●スイングイン・アウト式
KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	TAIS：00160-000292	低床 16.3kg
参考価格	167,000 円 (非課税)	●エレベーター式
KMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	TAIS：00160-000293	低床 18.6kg

車輪
16
インチ

キャスタ
6インチ

介助用



参考価格	124,000 円 (非課税)	●スイングイン・アウト式
KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)	TAIS：00160-000290	中・高床 14.4kg
KMD-B16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	TAIS：00160-000290	低床 14.4kg
参考価格	144,000 円 (非課税)	●エレベーター式
KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	TAIS：00160-000291	中・高床 16.7kg
KMD-B16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	TAIS：00160-000291	低床 16.7kg
参考価格	156,000 円 (非課税)	●サコレン仕様 ●スイングイン・アウト式
KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	TAIS：00160-000314	中・高床 15.3kg
参考価格	174,000 円 (非課税)	●サコレン仕様 ●エレベーター式
KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	TAIS：00160-000320	中・高床 17.6kg

車輪
16
インチ

キャスタ
6インチ

介助用



参考価格	146,000 円 (非課税)	●スイングイン・アウト式
KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)	TAIS：00160-000294	中・高床 15.3kg
KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	TAIS：00160-000294	低床 15.3kg
参考価格	167,000 円 (非課税)	●エレベーター式
KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	TAIS：00160-000295	中・高床 17.6kg
KMD-C16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	TAIS：00160-000295	低床 17.6kg
参考価格	178,000 円 (非課税)	●サコレン仕様 ●スイングイン・アウト式
KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	TAIS：00160-000316	中・高床 16.2kg
参考価格	198,000 円 (非課税)	●サコレン仕様 ●エレベーター式
KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	TAIS：00160-000322	中・高床 18.5kg

※寸法図の各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

※寸法図の各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。