



トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを
予め取り付けけたセットです。



ガードル止め金具
(後ろ止め用)



酸素ボンベ架台
(2WAY用)




ガードル止め金具 (後ろ止め用)



酸素ボンベ架台 (2WAY用)

2サイズ(φ100mm以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。



工具レスの簡単切り替え

※左側・右側をご指定下さい。(指定がなければ右側:酸素ボンベ架台<2WAY用>、左側:ガードル止め金具の取付になります。) ※ガードル棒、酸素ボンベはセット内容に含まれません。



手動車いす 100kg

使用者最大体重(積載物含む)
※サコレン仕様を除く

代理店

カワムラサイクル

- | | | |
|--------------|-----------|---|
| ■本社 | 〒651-2411 | 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811 |
| ■東京サービスセンター | 〒110-0013 | 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514 |
| ■名古屋サービスセンター | 〒487-0027 | 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802 |
| ■本店サービスセンター | 〒651-2411 | 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822 |
| ■福岡サービスセンター | 〒819-0055 | 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723 |

カワムラサイクル

Modern
series

モダンシリーズ

— KOBE JAPAN —

伸縮式駐車用 ブレーキ

特設
駐車用ブレーキ
駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、
長さが10cm延長され、軽い力で
操作できます。

軽い力で
操作ラクラク。



A B C

パチート調節機能 (特許出願中)

パチート
調節機能
工具レスで簡単にフットプレート
高さを変更できます。

パチパチと
音が鳴り
しっかり止まる!



A B C

座クッション& 大きな背ポケット

背座クッション
(脱着式)
3cm厚のクッション
が標準装備です。

A4クリアファイルが
すっぽりと入るポケットサイズ。



A B C

適合調整シート

適合調整
(背のみ)
背中の形状に合わせて、
横方向の張り調整がで
きます。背部への圧迫の
軽減を図ります。



B C

跳ね上げ式アームサポート

跳ね上げ式
後方に跳ね上げ、肘掛け
部分をオープンにできます。
ベッドサイドなどからの移乗
がスムーズに行えます。



B C

選べる脚部仕様

スイング
イン・アウト式
エレベーター
イン・アウト式

スイング
イン・アウト
脚部の開・閉が
できます。



エレベーター
イン・アウト
脚部角度が調整
できます。



B C

高さ調節式アームサポート

高さ調節式
肘掛けの段階的な調節ができます。



C

機能一覧

カワムラサイクルは1995年に
短納期で様々な方にフィット
その想いで生まれた車いす
およそ四半世紀の月日が
モダンシリーズは今の時代
今だからできるモダン〈現代

神戸で誕生しました。
した車いすをお届けしたい、
は今もたくさんの方々に寄り添い使われています。
流れ、車いすのニーズも多様化しています。
だからこそ考えられるやさしさ、使いやすさを当初の変わらぬ思いに重ね、
風)な車いすとしてデビューしました。

動画をチェック／



KOBE JAPAN

サユレン -SAYUREN-

A B C

足踏み付左右連動ブレーキ仕様

左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは
足踏みブレーキをかけるだけで、両輪に
ブレーキがかかります。



KMD-A22-40-M/SR
サユレン仕様
シートNo.19

KMD-B22-40-M/SR
サユレン仕様
シートNo.10

KMD-C22-40-M/SR
サユレン仕様
シートNo.62

反対側のブレーキが
動きにくいから大変



かけやすい方の
ブレーキ操作だけで
いいからカンタン



足踏みブレーキ

足踏みブレーキを踏むだけで
両輪ロック/解除が可能。

腰をかかなくてもロック/
解除ができるので介助負担
を軽減します。



左用/右用 駐車用ブレーキ



操作力が変わらず
両輪をロック/解除が可能。

伸縮式駐車用ブレーキを
延長することで軽い力で
操作ができます。片側で
両側の駐車用ブレーキを
作動できるためスペース
がないところでもご利用
いただけます。


※足踏みブレーキ部は右側取付が標準仕様となります。

カラーバリエーション

※座幅45cmは「No.19黒」のみ



シリーズチャート



品番の見方

①スタイル ②後輪サイズ ③シート幅 ④脚部仕様 ⑤座面高さ

KMD-B22-40-EL-M

①スタイル

A・B・C-style

②後輪サイズ

22・20・16インチ
※車種により異なります。

③シート幅

38・40・42・45cm
※A-styleは40・42・45cmのみ。

④脚部仕様

記載なし：スイングイン・アウト脚部
EL：エレベーター脚部
※A-styleは固定式脚部。


⑤座面高さ

36・38・40・43・45・47cm
[SSL] [SL] [LO] [M] [H] [SH]

低床	中床	高床
----	----	----



外出が多い方におすすめの標準タイプ。




車輪
22
インチ

キャスト
6インチ

自走用
(介助兼用)

KMD-A22-40S-SH
シート：No.82



参考価格 108,000 円 (非課税)

KMD-A22-40 (42) S-M (H/SH)

TAIS: 00160-000286

中・高床 13.5kg

トリプルセット

参考価格 132,000 円 (非課税)


KMD-A22-40 (42) S-M (H/SH)-TS

車輪
22
インチ

キャスト
6インチ

自走用
(介助兼用)

KMD-A22-40-M
シート：A10



参考価格 108,000 円 (非課税)

KMD-A22-40 (42) -M (H/SH)

TAIS: 00160-000286

中・高床 13.8kg

KMD-A22-45-M (H/SH)

TAIS: 00160-000303

中・高床 13.8kg

参考価格 136,000 円 (非課税)

●サユレン仕様

KMD-A22-40 (42-45) -M (H/SH)/SR

TAIS: 00160-000311

中・高床 14.6kg

トリプルセット

参考価格 132,000 円 (非課税)


KMD-A22-40 (42-45) -M (H/SH)-TS

車輪
16
インチ

キャスト
6インチ

介助用

KMD-A16-40-M
シート：No.68



参考価格 108,000 円 (非課税)

KMD-A16-40 (42) -M (H/SH)

TAIS: 00160-000287

中・高床 13.0kg

KMD-A16-45-M (H/SH)

TAIS: 00160-000304

中・高床 13.0kg

参考価格 136,000 円 (非課税)

●サユレン仕様

KMD-A16-40 (42-45) -M (H/SH)/SR

TAIS: 00160-000312

中・高床 13.9kg

トリプルセット

参考価格 132,000 円 (非課税)

KMD-A16-40 (42-45) -M (H/SH)-TS

※寸法図の各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。
※トリプルセットの詳細は裏面をご参照ください。

