




I hate getting wet with rain outside. A humid room gets tired. Still, the steam in the bathroom and the dripping water warm me up and make me comfortable.



The bath is my concert venue. It's strange because I feel that I can sing better than usual. Sing your favorite song in a loud voice today. My singing voice cheers me up.



浴そう対応

浴そう対応

ステンレスフレーム

※金属部はネジまで、さびに強いオールステンレス製。

対応機種

KS2・KS3・KS4

浴そうに入れてご使用になる場合は、ご注文の際にお申し付けください。

別売

KS用座面下バケツ

¥ 968

税込



取付可能機種

KS3・KS4



○シート下にバケツ取付用のレールがあります。
○後ろからスライドして出し入れできます。

※レールはテーパー状になっているので前方にはずれ落ちません。

ご注文の際ご指定ください。

●仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

対応機種


KS2・KS3・KS4・KS7・KS10・KSC-1/ST・KSC-2/ST

2 color

イエロー or レッド よりお選びいただけます。

※標準はクリありとなります。

※クリなしシート変更の場合(¥12,100増^{税込})となります。(KS10除く)



※KS10のみ、3cmとなります。

シート滑りにくい
やわらか素材。
材質EVA(独立発泡)
〈寸法・厚み共通〉


対応機種

KS11-PF/ST

1 color

イエロー のみとなります。

※座シートはクリありのみとなります。




対応機種

KS12

2 color

イエロー or グリーン よりお選びいただけます。

※座シートはクリありのみとなります。



カワムラサイクル

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1 TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3 TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11 TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1 TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3 TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

代理店

カワムラサイクル

2024.01

KS series

シャワー用車いす

病院
施設

段差の乗り越えがしやすい車輪14インチ




レッド

イエロー

車輪14インチ×キャスタ7インチ (14.2kg)

KS2 <クリアシート>

参考価格 **¥103,180** 税込



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。



2
color

前後式バックサポート



背中を洗う際、バックサポートを倒すことができます。

病院
施設

カラダもシートも洗いやすい



イエロー


グリーン

車輪12インチ×キャスタ5インチ (14.8kg)

KS12 <クリアシート>

TAIS:00160-000239

参考価格 **¥122,100** 税込



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。



2
color

ウェーブフレーム

背中からお尻にかけて洗いやすいウェーブフレーム。カラダとの空間が広く、後ろからも横からも手が入りやすいフレーム構成です。

シートの取り外しが可能

いつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。



家庭
在宅介護

シートの高さを3段階で調節可能



イエロー


レッド

車輪8インチ×キャスタ6インチ (11.9kg)

KS10 <クリアシート>

TAIS:00160-000224

参考価格 **¥135,850** 税込



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。



2
color

シート(座面) 高さ調節式フレーム
ご利用者の体格に合わせ、段階的な調節が可能です。



予めシートの高さをご指定いただけます。
※シート高さのご指定がない場合、前座高42cmで出荷いたします。

病院
施設

家庭
在宅介護

“姿勢保持”ティルト・リクライニングモデル




イエロー

車輪8インチ×キャスタ6インチ (19.6kg)

KS11-PF/ST <クリアシート>

TAIS:00160-000302

参考価格 **¥191,400** 税込



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。



1
color

新リクライニング
びったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



家庭
在宅介護

ご家庭でも使いやすい全幅49cm



イエロー


レッド

車輪9インチ×キャスタ5インチ (12.6kg)

KS3 <クリアシート>

TAIS:00160-000222

参考価格 **¥103,180** 税込



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。



2
color

前後式バックサポート



背中を洗う際、バックサポートを倒すことができます。

家庭
在宅介護

介助しやすい跳ね上げ式アームサポート



レッド


イエロー

車輪9インチ×キャスタ5インチ (11.1kg)

KS4 <クリアシート>

TAIS:00160-000223

参考価格 **¥103,180** 税込



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。



2
color

折りたたみ跳ね上げ式
フットサポート



フットプレートを折りたたみ収納できます。

家庭
在宅介護

軽量＆コンパクト 低床モデル



イエロー

レッド



キャスト
ロック機能付


イエロー

キャスタ3インチ×キャスタ3インチ (9.8kg)

KSC-1/ST <クリアシート>

TAIS:00160-000300

参考価格 **¥74,800** 税込



*アームサポート内側寸法は36cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。




イエロー

キャスタ3インチ×前輪8インチ (10.0kg)

KSC-2/ST <クリアシート>

TAIS:00160-000301

参考価格 **¥74,800** 税込



*アームサポート内側寸法は36cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

病院
施設

家庭
在宅介護

自走用標準車いす仕様で折りたたみ可能

※受注生産となります。




イエロー

車輪22インチ×キャスタ6インチ (13.5kg)

KS7 <クリアシート>

TAIS:00160-000008

参考価格 **¥147,950** 税込



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。



イエロー

着脱式
フット・レッグサポート



コンパクトになります。