



I hate getting wet with rain outside. A humid room gets tired. Still, the steam in the bathroom and the dripping water warm me up and make me comfortable.



The bath is my concert venue. It's strange because I feel that I can sing better than usual. Sing your favorite song in a loud voice today. My singing voice cheers me up.



浴そう対応 ステンレスフレーム

※金属部はネジまで、さびに強いオールステンレス製。

対応機種 KS2・KS3・KS4

浴そうに入れてご使用になる場合は、ご注文の際にお申し付けください。

別売

KS用
座面下バケツ
¥800 (税別)



取付可能機種 KS3・KS4



○シート下にバケツ取付用のレールがあります。
○後ろからスライドして出し入れできます。
※レールはテープ状になっているので前方には
ずれ落ちません。

ご注文の際ご指定ください。 ●仕様および価格は、製品開発・改良のため
予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

対応機種 KS2・KS3・KS4・KS7・KS10・KSC-1/ST・KSC-2/ST

2 color イエロー or レッド よりお選びいただけます。
※標準はクリありとなります。
※クリなしシート変更の場合(¥6,600増 (税別))となります。

座シート
選択 滑りにくい
やわらか素材。
材質EVA(独立気泡)

クリあり 38cm 9cm 3cm 4cm
※KS10のみ、3cmとなります。

クリなし 38cm 3cm 3cm

対応機種 KS11-PF/ST

1 color イエロー のみとなります。
※座シートはクリありのみとなります。

対応機種 KS12

2 color イエロー or グリーン よりお選びいただけます。
※座シートはクリありのみとなります。

クリあり 38cm 12cm 3cm 4cm

カワムラサイクル

■本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3丁目 9番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811

■東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1丁目 8番 3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514

■名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1丁目 3番 11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802

■本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3丁目 9番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822

■福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1丁目 18番 3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723



00898-2004-AQ-K08-JAB / 00898-2004-AE-K08-JAB
本社・神戸工場・神戸第二工場・いなみ工場・本店サービスセンター

代理店

カワムラサイクル

KS series

シャワー用車いす

病院
施設


浴そう対応

段差の乗り越えがしやすい車輪14インチ



車輪14インチ×キャスタ7インチ (14.2kg)
KS2 <クリアリシート>

参考価格 **¥93,800** (税別)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

前後式/バックサポート



- 落とし込み式アームサポート
- 前後スライド式フットサポート
- 足踏み式ブレーキ
- <付属品>転倒防止バー
- 2 color

病院
施設


カラダもシートも洗やすい



車輪12インチ×キャスタ5インチ (14.3kg)
KS12 <クリアリシート>

TAIS:00160-000239

参考価格 **¥103,000** (税別)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

ウェーブフレーム

背中からお尻にかけて洗しやすいウェーブフレーム。カラダとの空間が広く、後ろからも横からも手が入りやすいフレーム構成です。

シートの取り外しが可能

シートが簡単に取外しできるお手入れラクラク。いつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。シートのスレも少なくしっかりと固定されます。



- 落とし込み式アームサポート
- スイングアウト式フット・レッグサポート
- 足踏み式ブレーキ
- ハイボリマータイヤ(ローバンプ)
- 転倒防止バー
- 2 color

家庭
在宅介護


シートの高さを3段階で調節可能



車輪8インチ×キャスタ6インチ (11.9kg)
KS10 <クリアリシート>

TAIS:00160-000224

参考価格 **¥123,500** (税別)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

シート(座面)高さ調節式フレーム
ご利用者の体格に合わせ、段階的な調節が可能です。



- 跳ね上げ式アームサポート
- スイングイン・アウト式フット・レッグサポート
- 足踏み式ブレーキ
- <付属品>転倒防止バー
- 2 color

家庭
在宅介護


“姿勢保持”ティルト・リクライニングモデル



車輪8インチ×キャスタ6インチ (19.2kg)
KS11-PF/ST <クリアリシート>

TAIS:00160-000302

参考価格 **¥160,000** (税別)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

新リクライニング
ぴったりフィット機構
バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



- ぴったりフィット
- 落とし込み式アームサポート
- 高さ調節式アームサポート
- スイングアウト式フット・レッグサポート
- 足踏み式ブレーキ
- <付属品>転倒防止バー
- 1 color

家庭
在宅介護

浴そう対応


ご家庭でも使いやすい全幅49cm



車輪9インチ×キャスタ5インチ (12.6kg)
KS3 <クリアリシート>

TAIS:00160-000222

参考価格 **¥93,800** (税別)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

前後式/バックサポート



- 落とし込み式アームサポート
- 前後スライド式フットサポート
- 足踏み式ブレーキ
- <付属品>転倒防止バー
- 2 color

家庭
在宅介護

浴そう対応


介助しやすい跳ね上げ式アームサポート



車輪9インチ×キャスタ5インチ (11.1kg)
KS4 <クリアリシート>

TAIS:00160-000223

参考価格 **¥93,800** (税別)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

折りたたみ跳ね上げ式フットサポート



- 跳ね上げ式アームサポート
- 折りたたみ式跳ね上げ式フットサポート
- 足踏み式ブレーキ
- <付属品>転倒防止バー
- 2 color

家庭
在宅介護


軽量&コンパクト 低床モデル



キャスタ3インチ×キャスタ3インチ (9.8kg)
KSC-1/ST <クリアリシート>

TAIS:00160-000300

参考価格 **¥60,800** (税別)




*アームサポート内側寸法は36cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

キャスタ3インチ×前輪8インチ (10.0kg)
KSC-2/ST <クリアリシート>

TAIS:00160-000301

参考価格 **¥60,800** (税別)



*アームサポート内側寸法は36cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

病院
施設

家庭
在宅介護

自走用標準車いす仕様で折りたたみ可能


※受注生産となります。



車輪22インチ×キャスタ6インチ (13.5kg)
KS7 <クリアリシート>

TAIS:00160-000008

参考価格 **¥134,500** (税別)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

着脱式フット・レッグサポート



- ハイボリマータイヤ(ローバンプ)
- <付属品>転倒防止バー
- 着脱式フット・レッグサポート
- 2 color