

寸法比較 (cm)																
シリーズ	品番	キャスタインチ	車輪インチ	シート幅	前座高	後座高	シート幅	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長(最長時)	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)
STAYER	SY22-40(42)N	6	22	40(42)	43	40	34-36-38-40	24	40	41	59(61)	91.5	98.5	32 × 91.5 × 97	12.2	
	SY22-42N-SH	6	22	42	47	44	34-36-38-40	24	40	41	61	95.5	98.5	32 × 95.5 × 97	12.2	
	SY22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40	34-36-38-40	24	40	41	60(62)	91.5	98.5	33 × 67.5 × 95.5	13.2	
	SY16-40(42)SB	6	16	40(42)	43	40	34-36-38-40	24	40	41	56(58)	91.5	98.5	29 × 67.5 × 86.5	12.1	
KV	KV22-40SB	6	22	40	43	40	32-34-36-38	24	40	41	65	85.5	100	35 × 67 × 100	12.7	
	KV16-40SB	6	16	40	43	40	32-34-36-38	24	40	41	60.5	85.5	98	31 × 67 × 89	11.3	
	KV22-40N	6	22	40	43	40	32-34-36-38	24	40	41	63	85.5	100	35 × 85.5 × 100	11.3	
KA800	KA822-40(38-42)B-H	7	22	40(38-42)	45.5	44	32~	23.5	40	40	60(58-62)	87	104	31 × 69.5 × 77	16.4	
	KA822-40(38-42)B-M	7	22	40(38-42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58-62)	84	104	31 × 66.5 × 77	16.4	
	KA822-40(38-42)B-LO	6	22	40(38-42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58-62)	81	104	31 × 63.5 × 77	16.1	
	KA822-45B-H	7	22	45	45.5	44	32~	23.5	40	40	65	87	104	31 × 69.5 × 77	17.4	
	KA822-45B-M	7	22	45	43	41	32~	23.5	40	40	65	84	104	31 × 66.5 × 77	17.4	
	KA822-45B-LO	6	22	45	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	65	81	104	31 × 63.5 × 77	17.1	
	KA822-40(38-42)ELB-H	7	22	40(38-42)	45.5	44	34~	23.5	40	40	60(58-62)	87	112	31 × 69.5 × 77	18.1	
	KA822-40(38-42)ELB-M	7	22	40(38-42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58-62)	84	112	31 × 66.5 × 77	18.1	
	KA822-40(38-42)ELB-LO	6	22	40(38-42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58-62)	81	112	31 × 63.5 × 77	17.8	
	KA822-45ELB-H	7	22	45	45.5	44	34~	23.5	40	40	65	87	112	31 × 69.5 × 77	19.1	
	KA822-45ELB-M	7	22	45	43	41	34~	23.5	40	40	65	84	112	31 × 66.5 × 77	19.1	
	KA822-45ELB-LO	6	22	45	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	65	81	112	31 × 63.5 × 77	18.8	
	KA820-40(38-42)B-M	7	20	40(38-42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58-62)	84	103	31 × 66.5 × 74.5	15.9	
	KA820-40(38-42)B-LO	6	20	40(38-42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58-62)	81	103	31 × 63.5 × 74.5	15.6	
	KA820-40(38-42)B-SL	6	20	40(38-42)	38	36.5	32~	23.5	40	40	60(58-62)	78	103	31 × 61.5 × 74.5	15.6	
	KA820-40(38-42)ELB-M	7	20	40(38-42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58-62)	84	109	31 × 66.5 × 74.5	17.8	
	KA820-40(38-42)ELB-LO	6	20	40(38-42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58-62)	81	109	31 × 63.5 × 74.5	17.5	
	KA820-40(38-42)ELB-SL	6	20	40(38-42)	38	36.5	34~	23.5	40	40	60(58-62)	78	109	31 × 61.5 × 74.5	17.5	
	KA816-40(38-42)B-M	7	16	40(38-42)	43	40	32~	23.5	40	40	57(55-59)	83	101	28 × 66 × 71	14.8	
	KA816-40(38-42)B-LO	6	16	40(38-42)	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	57(55-59)	80	101	28 × 63.5 × 71	14.5	
	KA816-40(38-42)B-SL	6	16	40(38-42)	38	34.5	32~	23.5	40	40	57(55-59)	78	101	28 × 61 × 71	14.5	
	KA816-45B-M	7	16	45	43	40	32~	23.5	40	40	62	83	101	28 × 66 × 71	15.8	
	KA816-45B-LO	6	16	45	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	62	80	101	28 × 63.5 × 71	15.5	
	KA816-45B-SL	6	16	45	38	34.5	32~	23.5	40	40	62	78	101	28 × 61 × 71	15.5	
KA816-40(38-42)ELB-M	7	16	40(38-42)	43	40	34~	23.5	40	40	57(55-59)	83	107	28 × 66 × 71	16.3		
KA816-40(38-42)ELB-LO	6	16	40(38-42)	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	57(55-59)	80	107	28 × 63.5 × 71	16.0		
KA816-40(38-42)ELB-SL	6	16	40(38-42)	38	34.5	34~	23.5	40	40	57(55-59)	78	107	28 × 61 × 71	16.0		
KA816-45ELB-M	7	16	45	43	40	34~	23.5	40	40	62	83	107	28 × 66 × 71	16.3		
KA816-45ELB-LO	6	16	45	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	62	80	107	28 × 63.5 × 71	16.0		
KA816-45ELB-SL	6	16	45	38	34.5	34~	23.5	40	40	62	78	107	28 × 61 × 71	16.0		
KXL	KXL16-42 (R/M)	6	16	42	44	—	31~	21-23-25	39	81.5	57.5	125(115~148)	102(144)(110(160))	57.5 × 60 × 91	21.0(22.0)	
	KXL16-42EL(R/M)	6	16	42	44	—	33~	21-23-25	39	81.5	57.5	125(115~148)	105(148)(113(168))	57.5 × 60 × 91	23.5(24.5)	
RR 42/43	RR42-N	7	24	40	47	45	40~	24	40	83	64	128	121(180)	36 × 92 × 90	27.2	
	RR42-NB	7	24	40	47	45	40~	24	40	83	65	128	121(180)	37 × 92 × 90	28.2	
	RR43-N	7	16	40	47	45	40~	24	40	83	60	128	114(180)	33 × 92 × 79.2	25.1	
	RR43-NB	7	16	40	47	45	40~	24	40	83	61	128	114(180)	34 × 92 × 79.2	26.1	
RR 52/53	RR52-N	7	24	40	45	43	38~	25	40	80	64	122	121(174)	38 × 82 × 89	22.0	
	RR52-NB	7	24	40	45	43	38~	25	40	80	65	122	121(174)	39 × 82 × 89	22.9	
	RR52-DN	7	24	40	45	43	38~	25	40	80	64	122	121(174)	38 × 82 × 89	21.8	
	RR52-DNB	7	24	40	45	43	38~	25	40	80	65	122	121(174)	39 × 82 × 89	22.7	
	RR53-N	7	16	40	45	42	38~	25	40	80	61	122	115(174)	35 × 82 × 83	20.0	
	RR53-NB	7	16	40	45	42	38~	25	40	80	62	122	115(174)	36 × 82 × 83	20.9	
	RR53-DN	7	16	40	45	42	38~	25	40	80	61	122	115(174)	35 × 82 × 83	19.8	
	RR53-DNB	7	16	40	45	42	38~	25	40	80	62	122	115(174)	36 × 82 × 83	20.7	

マークのある寸法は、ご注文の際ご指定ください。 ※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723



代理店

本誌の作成には、1冊あたり215gのCO₂が排出され、その排出量はカーボンオフセット(相殺)されました。



カワムラサイクル
おすすめラインナップ

Show Case

Vol.3

シンプルな使いやすさとコストパフォーマンス性

NEW STAYER series

病院や施設で使いやすいノーパンク仕様

KV series

自走用にも介助用にも対応

KA800 series

“拘束ゼロ”の座位保持をめざした

KXL series

フルリクライニングの定番

RR40/50 series

カスタマイズで更に便利に

オプション

STAYER



STAYERは直訳すると“長距離走馬”。

愛着を持って、長くお使いいただく（走る）、力強い（丈夫）のイメージを込めてこの名前を付けました。

馬は絵馬に描かれるほど縁起の良い動物。

ロゴマークには馬場をモチーフにシートカラーでカラーリングしました。

お客様の声から生まれた
末長く共存できる車いす、STAYER



STAYERの特徴

【リーズナブル&セーフティの両立】



- 1 介助者にやさしい高め設定の手押しハンドル高
- 2 ブレーキの利きが良いドラムブレーキ（ブレーキ付き仕様のみ）
- 3 手回りに突起のない肘当て
- 4 グレーチングなどの溝に落ち込みにくい幅広キャスタ
- 5 フットサポートの長さ4段階調節（34/36/38/40cm）。

 40cmの長さは身長174cmくらいの方を想定した寸法です。

【メンテナンス性】



- 1 肘当て交換時に工具がアプローチしやすい横止めタイプ
- 2 清拭しやすいレザー（No.112のみ）
- 3 空気補充が不要のノーパンクタイヤ

新しい2色のシートカラーは、お手入れしやすい仕様に

一般的に除菌効果が発揮されるアルコール濃度は60～70%とされていますが、
ミント、フジレザーの2種共に80%のアルコール耐性を確認しています。
また、希釈した次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも可能です。



「ミント」No.111

ミントの語源は古代ギリシャの精霊「メンター」。美しさ故に女神の嫉妬を買ひ、草の姿に変えられたとか。それでも、鮮やかなライトグリーンと豊かな芳香で、人々を魅了し続けるのはメンターの意地。美しい精霊の強さをまとったカラーです。



「フジレザー（藤の花）」No.112

藤の花は下へ向かって咲き誇ることから、末広がりの家系図に重ね、子孫繁栄・長寿の象徴とされます。事実「藤」は、苗字に最も多く使われている植物の漢字。年齢・性別を問わずどんなシーンにも合わせやすい、飽きのこないカラーです。

※完成車として薬品に耐性があるわけではありません。※薬剤の取り扱いについては、商品パッケージやホームページの説明に従ってご使用ください。


自走用 **22** 車輪 インチ×**6** キャスタ インチ



SY22-40N
シート:No.111

●調整なしシート 参考価格 **¥59,000** 非課税

NEW SY22-40(42)N **中床** (12.2kg)
TAIS:00160-000330



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

✋* **トリプルセット** 参考価格 **¥84,000** 非課税
SY22-40(42)N-TS


自走用 **22** 車輪 インチ×**6** キャスタ インチ



SY22-42N-SH
シート:No.112

●調整なしシート 参考価格 **¥59,000** 非課税

NEW SY22-42N-SH **高床** (12.2kg)
TAIS:00160-000331



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

✋* **トリプルセット** 参考価格 **¥84,000** 非課税
SY22-42N-SH-TS

自走用 **22** 車輪 インチ×**6** キャスタ インチ




SY22-40SB
シート:No.112

●調整なしシート 参考価格 **¥69,000** 非課税

NEW SY22-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (13.2kg)
TAIS:00160-000326

●調整なしシート+カバーシート 参考価格 **¥74,000** 非課税

NEW SY22-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (13.2kg)
TAIS:00160-000327



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

✋* **トリプルセット** 参考価格 **¥94,000** 非課税
SY22-40(42)SB-TS シート色:No.111
参考価格 **¥99,000** 非課税
SY22-40(42)SB-TS シート色:No.112

介助用 **16** 車輪 インチ×**6** キャスタ インチ




SY16-40SB
シート:No.111

●調整なしシート 参考価格 **¥69,000** 非課税

NEW SY16-40(42)SB シート色:No.111 **中床** (12.1kg)
TAIS:00160-000329

●調整なしシート+カバーシート 参考価格 **¥74,000** 非課税

NEW SY16-40(42)SB シート色:No.112 **中床** (12.1kg)
TAIS:00160-000328



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

✋* **トリプルセット** 参考価格 **¥94,000** 非課税
SY16-40(42)SB-TS シート色:No.111
参考価格 **¥99,000** 非課税
SY16-40(42)SB-TS シート色:No.112

✋* **トリプルセット (-TS)**

ご依頼の多いオプションを
予め取付けたバリューセットも
ご用意しています。

ガードル止め金具



(後ろ止め用)

酸素ボンベ架台



(2WAY用)

※ガードル棒はセット内容に
含まれません。
※右側・左側をご指定ください。
(ご指定がない場合、ガードル
止め金具は左側、酸素ボンベ
架台は右側へ取り付けとなり
ます。)

check!

ご注文の際ご指定ください



●シート幅 **40・42cm** よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅に、プラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。

※SY22-42N-SHはシート幅42cmのみとなります。
※カバーシート仕様は、No.112 フジレザーのみとなります。

2
color

●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

No.111



No.112



“STAYER”は、お客様の声から生まれました。



アルコール70%(エタノール)消毒対応、次亜塩素酸消毒対応できる
商材が欲しい。(東京SCエリア)

コロナ感染予防に対応した車いすは販売しておりますか?(福岡SCエリア)

コロナ対策の製品 感染予防に効果の取れた車いすを提案していきたいとの声があった。具体的に言えば、次亜塩素酸に
対応できる車いす。(福岡SCエリア)



KV22-40SB
シート:A22


自走用
(介助兼用) **22** 車輪
インチ×**6** キャスタ
インチ



参考価格 **¥68,000** 非課税

KV22-40SB 中床 (12.7kg)

TAIS:00160-000233



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。




KV22-40N
シート:A22

自走用 **22** 車輪
インチ×**6** キャスタ
インチ

参考価格 **¥58,000** 非課税

KV22-40N 中床 (11.3kg)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



KV16-40SB
シート:A22


介助用 **16** 車輪
インチ×**6** キャスタ
インチ



参考価格 **¥68,000** 非課税

KV16-40SB 中床 (11.3kg)

TAIS:00160-000234



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

フットサポート・シート間距離調節



(2cmピッチ)4段階で調節できます。

1 color
A22
黒チェック
(ポリエステル)

お客様の声

-KVシリーズ-

安価でかつ最低限の機能があり、ネームプレートも対応しているので寄贈や、病院備品のナンバリング管理もしやすい(新潟)。

安価でノーパンク標準仕様はありがたい。(大阪)

ネームプレートSが取付可能なので 寄贈用に適している。(兵庫・京都) **標準車の中でも軽量(大分)**

ノーパンクで安価な機種として丁度よい。レンタルの中でも安価な機種として案内がしやすい。(兵庫・高知)

KVはクロスパイプの構造が特殊。補助金具も入っているので、強度も高い。この価格帯での剛性は非常に優れた機種だと思います。(長野)

シートも単色の黒ではなく、赤・白のラインが入っているのも魅力(東京)

ノーパンクタイヤを取り入れてるので使い勝手がいい。

デザインが斬新でカッコいい(栃木・多摩地区・北海道・相模原市)

店舗展示してても一番よく売れています。(千葉)


スチール製の製品をこれまで購入していたが、アルミでも耐久性もあるとのことで、採用。使ってみたら軽量でこれまでのものよりコンパクトで使いやすい。(山梨)

標準車として価格が安いので提案しやすい。(大阪) 安価で物件、レンタル問わず扱いやすい。(沖縄)

標準車イスだが、ノーパンク標準で、介助ブレーキが装備されても重量が軽いのが良い。(長野)



KA822-40B-M
シート:No.102



*エレベーターリング&スイングイン・アウト式
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

自走用 (介助兼用) 22インチ 車輪



お好みにあわせて
お選びいただけます。

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥123,800** 非課税

KA822-40(38・42)B-M(H) 中・高床 キャスタ7インチ (16.4kg)

TAIS:00160-000084

KA822-40(38・42)B-LO 低床 キャスタ6インチ (16.1kg)

TAIS:00160-000084

●シート幅45cm仕様/
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥144,000** 非課税

KA822-45B-M(H) 中・高床 キャスタ7インチ (17.4kg)

KA822-45B-LO 低床 キャスタ6インチ (17.1kg)

●エレベーターリング&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥129,300** 非課税

KA822-40(38・42)ELB-M(H) 中・高床 キャスタ7インチ (18.1kg)

TAIS:00160-000101

KA822-40(38・42)ELB-LO 低床 キャスタ6インチ (17.8kg)

TAIS:00160-000101

●シート幅45cm仕様/
エレベーターリング&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥149,500** 非課税

KA822-45ELB-M(H) 中・高床 キャスタ7インチ (19.1kg)

KA822-45ELB-LO 低床 キャスタ6インチ (18.8kg)


介助用 16インチ 車輪



お好みにあわせて
お選びいただけます。



KA816-40ELB-M
シート:A11



*エレベーターリング&スイングイン・アウト式
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

check!

ご注文の際ご指定ください



●シート幅 **38・40・42・45cm** よりお選びいただけます。
*アームパイプ内寸法は、シート幅プラス2cmとなります。
*シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、
介助者の手が入る程度が目安です。



●シートカラー **9色** よりお選びいただけます。
*シート幅45cm仕様は、シートカラー(A9 緑チェック)のみとなります。

No.99 シアンレザー(ビニールレザー)	No.100 ドットブラウン(ポリエステル)	No.102 ビーコックブルー(ポリエステル)
A3 紺チェック(ポリエステル)	A9 緑チェック(ポリエステル)	A10 赤チェック(ポリエステル)
A11 紫チェック(ポリエステル)	No.71 オータムフラワー(ポリエステル)	No.88 エコブラック(ビニールレザー)

エレベーターリング& スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート



パッド位置調節も可能です。

スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

スイングイン機構

左右のフット・レッグサポートを内側に折りたたみ格納できます。左右にスペースがない場所に適しています。(左右スイングイン時)



スイングアウト機構

左右フット・レッグサポートの開放が可能。前方からの移乗時などに適しています。(左右スイングアウト時)



KA820-40B-M
シート:A11

自走用 (介助兼用) 20インチ 車輪



お好みにあわせて
お選びいただけます。

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥123,800** 非課税

KA820-40(38・42)B-M 中床 キャスタ7インチ (15.9kg)

TAIS:00160-000087

KA820-40(38・42)B-LO(SL) 低床 キャスタ6インチ (15.6kg)

TAIS:00160-000087

●エレベーターリング&
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 **¥129,300** 非課税

KA820-40(38・42)ELB-M 中床 キャスタ7インチ (17.8kg)

TAIS:00160-000102

KA820-40(38・42)ELB-LO(SL) 低床 キャスタ6インチ (17.5kg)

TAIS:00160-000102

お客様の声

-KA800シリーズ-

一般的な多機能車いすよりシンプルで好き。(東京)

施設での導入実績が多く安心感がある。(福岡)

中床設定で20in取付可能が良い。移乗時に22inに比べて車輪径が小さく移乗動作がしやすい。(兵庫)

スイングインが意外と便利です。(熊本)

移乗先のギリギリまで車体を近づけることができるので、安心して移乗できる。(岐阜)

シートの色や素材、座面高さなどバリエーションが豊富なところが良い。(愛知)


ロングセラー商品なので、安心感がある。(大阪)

背張調整も標準で装備されているのがありがたい。(愛知)

座ベースの張り調整もできるので、前滑り防止対策に適していると思います。(北海道)

“拘束ゼロ”の座位保持をめざして

●ティルト機能(シート調整角度: 0~20°)




エレベータリング&スイングアウト式
※パッドの取付位置調節可能



前後折りたたみ式

●リクライニング機能(バックサポート調整角度: 0~30°)



足踏みブレーキ&駐車用ブレーキ連動

check!

ご注文の際ご指定ください

3 color ●シートカラー 3色より
お選びいただけます。



お客様の声

- KXL シリーズ -

頑丈で修理も少ない。KXLばかり
販売しています。(千葉)

ティルト&リクライニングでも他社とくらべても安価で
提案しやすい。(大阪)

背と座のアンカーパッドが付属でついているので、座位が安定する。(栃木・多摩地区・北海道・相模原市)

同じジャンルのティルト&リクライニングでも比較的価格が安く機能が
備っており、リリースが長い分同じ仕様で車いすの更新が出来るため
リピートしやすい。(群馬)

KXLは必要な機能も備わっているのに、コンパクトシンプルで
使いやすい。(東京)

機能に対して低価格で提案しやすい。(宮崎)

必要な機能を備えながら、丈夫。(大阪)

在宅で長くお使いいただいても壊れず、バックサポート形状も
フィットしやすいので選定して間違いのない製品。

介助用 16インチ×6インチ



お好みにあわせて
お選びいただけます。



KXL16-42
シート:No.47

●スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 **¥156,800** 非課税

KXL16-42 中床 (21.0kg)

TAIS:00160-000244


●エレベータリング&スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 **¥167,800** 非課税

KXL16-42EL 中床 (23.5kg)

TAIS:00160-000204

※エレベータリング&
スイングアウト式



*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



KXL16-42EL/RM
シート:No.47

●スイングアウト式フット・レッグサポート

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥181,800** 非課税

KXL16-42/RM 中床 (22.0kg)

TAIS:00160-000317

●エレベータリング&スイングアウト式フット・レッグサポート

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 **¥192,800** 非課税

KXL16-42EL/RM 中床 (24.5kg)

TAIS:00160-000318



●ラクまくら
角度可変式ヘッドサポート
(標準装備)仕様
<可動域>
●前方32cm・後方19cm・上方36cm
左右20cmまで可動。
※工具なしで取付・調整可能です。

※ラクまくら単品の部品価格は **¥27,500** (税込) となります。

ティルト・リクライニングの車いすの中で必要な機能が
ついていて価格も安い為、施設・病院での販売に重宝している。(香川・愛媛)

レンタルで採用しているが機能・価格的にも進めやすい機種。(高知)

クッションが標準で装備されており、タイヤもノーパンクで駐車用ブレーキも足踏みブレーキで一括で操作出来るのが良い。(福井)

シート生地が3種類から選べるから良い。

昔から取り扱っているため、大きなトラブルもなく
安心感がある。(兵庫)

ティルト・リクライニングの車いすの中で最低限の機能がついていて価格
も安い為、レンタルで重宝している。(滋賀)

ティルト・リクライニングに必要な機能を備えている。(福岡)

いつも助かってます。(長野)

施設への導入実績が多く信頼性が高い。(福岡)

スイングアウト開閉時にサイドフレーム面にピタ付きするので、移乗時の足元スペースの確保とベッドへ密着できる点が良い。(滋賀)

ノーパンク仕様でレザーシートを選択でき、機能性、価格面で施設、病院
に提案しやすい。(奈良)

フル
リクライニング
車いす

RR42/43 シリーズ

[スチール]フルリクライニングの定番




自走行 (NB:介助兼用) **24** 車輪 **7** キャスタ
インチ×インチ



RR42-N
シート:No.91

介助用ブレーキなし	参考価格 ¥127,500 非課税
RR42-N	高床 (27.2kg)
TAIS:00160-000171	
介助用ブレーキ付	参考価格 ¥138,500 非課税
RR42-NB	高床 (28.2kg)
TAIS:00160-000279	



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。


バリューセット 参考価格 **¥140,700** 非課税
●介助用ブレーキなし **RR42-N-VS**

介助用 **16** 車輪 **7** キャスタ
インチ×インチ



RR43-NB
シート:No.91

介助用ブレーキなし	参考価格 ¥127,500 非課税
RR43-N	高床 (25.1kg)
TAIS:00160-000067	
介助用ブレーキ付	参考価格 ¥138,500 非課税
RR43-NB	高床 (26.1kg)
TAIS:00160-000280	



バリューセット 参考価格 **¥140,700** 非課税
●介助用ブレーキなし **RR43-N-VS**



バリューセット (-VS)

ご依頼の多いオプションを
予め取付けたバリューセットも
ご用意しています。

(セットイメージ)
RR42-N-VS



※ガートル棒はセット内容に
含まれません。
※ポンペサイズによりバック
サポート角度が制限され
る場合があります。

フル
リクライニング
車いす

RR52/53 シリーズ

[アルミ]フルリクライニングの定番




自走行 (NB:DNB:介助兼用) **24** 車輪 **7** キャスタ
インチ×インチ



RR52-N
シート:A3

●標準型アームサポート仕様	
介助用ブレーキなし	参考価格 ¥152,800 非課税
RR52-N	高床 (22.0kg)
介助用ブレーキ付	参考価格 ¥163,800 非課税
RR52-NB	高床 (22.9kg)

●デスク型アームサポート仕様	
介助用ブレーキなし	参考価格 ¥163,800 非課税
RR52-DN	高床 (21.8kg)
介助用ブレーキ付	参考価格 ¥174,800 非課税
RR52-DNB	高床 (22.7kg)



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

バリューセット ●介助用ブレーキなし **RR52-N-VS**
参考価格 **¥166,000** 非課税



デスク型アームサポート
テーブル等に納まりやすい形状。


介助用 **16** 車輪 **7** キャスタ
インチ×インチ



RR53-NB
シート:A3

●標準型アームサポート仕様	
介助用ブレーキなし	参考価格 ¥152,800 非課税
RR53-N	高床 (20.0kg)
介助用ブレーキ付	参考価格 ¥163,800 非課税
RR53-NB	高床 (20.9kg)
TAIS:00160-000221	
TAIS:00160-000278	

●デスク型アームサポート仕様	
介助用ブレーキなし	参考価格 ¥163,800 非課税
RR53-DN	高床 (19.8kg)
介助用ブレーキ付	参考価格 ¥174,800 非課税
RR53-DNB	高床 (20.7kg)



バリューセット ●介助用ブレーキなし **RR53-N-VS**
参考価格 **¥166,000** 非課税

お客様の声

-RR40/RR50 シリーズ-

リクライニングの車いすでデスクタイプの肘が選べる数少ない車種なので、需要があった場合に選定しやすい。(群馬)

脚部が取り外せて便利になった。

価格も安価で良い。(愛知)

シンプルで扱いやすい。(熊本)

病院の安価な定番モデルとして丁度よい車いす。病院でのリピート販売として案内しやすい。(香川県・高知県)

フルフラットになるので、便利。(栃木・多摩地区・北海道・相模原市)

RR40の買い替えてRR42を勧めていただきました。昔からカワムラサイクルの製品を使っていたので、製品を信頼しています。(東京)

福祉タクシーでRR52を使っています。安価で脚部も取り外せ、折りたたむとコンパクトになるのは助かります。(山梨・東京)

取付一覧表

	酸素ポンベ 架台 <small>※転倒防止金具との 同時装着はできません</small>	ガードル止め金具		転倒防止金具 <small>※酸素ポンベ架台との同時装着はできません</small>		延長 ブレーキ棒 (10cm・20cm)	ネームプレート	
		〈前止め用〉	〈後ろ止め用〉	〈キャスト付〉	〈キャストなし〉		〈ネームプレート〉	〈S〉
STAYER シリーズ	○ 標準車用	○	○	○	○	○	○	○
KV シリーズ	○ (KV22:標準車用) (KV16:KV16専用)	○	○ (※KV16仕様除く)	○	○	○	×	○
KA800 シリーズ	○ KA800専用	×	○ KA800専用	○	○ (※SL仕様除く)	○	特注対応	×
KXL シリーズ	×	○ KXL専用	×	○	標準装備	×	特注対応	特注対応
RR40 シリーズ	○ RR40専用	○	×	標準装備	×	○	○	○
RR50 シリーズ	○ RR50専用	○	×	標準装備	×	○	○	○

機能説明

酸素ポンベ架台 ○使用頻度の多いポンベサイズに適合する、内径2タイプを各種ご用意しました。

ポンベ外径 φ100mm以下用 → (外径φ100mm以下の酸素ポンベ)
φ130mm以下用 → (外径φ130mm以下の酸素ポンベ)

※取り付ける車いすの品番をご指定ください。
※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。



標準車用

〈標準車用〉
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)

〈標準車用〉

φ100mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000166
取付価格: ¥9,800増 非課税
部品価格: ¥9,680 税込
重量:0.9kg

φ130mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000269
取付価格: ¥12,000増 非課税
部品価格: ¥12,100 税込
重量:1.0kg

〈KA800専用〉

φ100mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000274
取付価格: ¥11,000増 非課税
部品価格: ¥11,000 税込

φ130mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000275
取付価格: ¥13,500増 非課税
部品価格: ¥13,750 税込

〈RR40/50専用〉

φ100mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000270
取付価格: ¥10,900増 非課税
部品価格: ¥10,890 税込

φ130mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000271
取付価格: ¥13,100増 非課税
部品価格: ¥13,310 税込

〈KA800、RR40/50専用〉

※右側取り付けのみとなります。(左側への取り付けは、特注対応となります。)
※KA800シリーズはポンベサイズにより跳ね上げ可動域が制限される場合があります。
※RR40/50シリーズはポンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。

ガードル止め金具



〈前止め用〉 TAIS:00160-000167
<参考価格>
取付価格: ¥4,000増 非課税
部品価格: ¥3,630 税込
重量:0.2kg

〈専用前止め金具〉

シリーズ	取付価格 <参考価格> 非課税	部品価格 <参考価格> 税込
・KXL	¥6,500増	¥6,600



〈後ろ止め用〉 TAIS:00160-000167
<参考価格>
取付価格: ¥4,000増 非課税
部品価格: ¥3,630 税込

〈専用後ろ止め金具〉

シリーズ	取付価格 <参考価格> 非課税	部品価格 <参考価格> 税込
・KA800	¥4,900増	¥4,730

※右側・左側をご指定ください。
※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。 ※ガードル棒は別売りとなります。

転倒防止金具

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。



〈キャスト付〉
<参考価格>
取付価格: ¥7,700増/1台 非課税
部品価格: ¥8,470/1台 税込



〈キャストなし〉
<参考価格>
取付価格: ¥4,800増/1台 非課税
部品価格: ¥5,280/1台 税込

※新車ご購入時の取り付けの際、KXLシリーズにつきましては梱包都合により同梱出荷対応となります。(この場合も取付価格が適用となります。)

延長ブレーキ棒(長さ2タイプ)


○毎日使うものだから、安心して使える事がベスト。各種ブレーキのご紹介。




二ギリ(B2) 黒

※二ギリ部分(S)・(B2)の2種類より
ご指定ください。(カラーは黒のみとなります)

(長さ10cm)



(長さ20cm)



TAIS:00160-000170 <参考価格>
長さ 10cm 取付価格: ¥1,870増/本 非課税
部品価格: ¥2,057/本 税込

TAIS:00160-000261 <参考価格>
長さ 20cm 取付価格: ¥2,200増/本 非課税
部品価格: ¥2,420/本 税込

取付方法

二ギリ部分を外し延長ブレーキ棒を差し込んでネジを締め付けます。
(⊕ドライバーが必要です。)

ネームプレート(30文字まで)

〈ネームプレート〉



<参考価格>
取付価格: ¥2,200増/枚 非課税
部品価格: ¥2,420/枚 税込

材質:アルミ
サイズ:H6×W13cm

〈ネームプレートS〉



<参考価格>
取付価格: ¥2,200増/枚 非課税
部品価格: ¥2,420/枚 税込

材質:アルミ
サイズ:H4.6×W12cm

※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側、左右)など。 ※裏面に粘着面になっています。