



トリプルセット仕様(-TS)

ご依頼の多いオプションを
予め取り付けたセットです。

ガードル止め金具
〈後ろ止め用〉



酸素ボンベ架台
〈2WAY用〉

ガードル止め金具
〈後ろ止め用〉



酸素ボンベ架台
〈2WAY用〉



(φ100mm以下用/
φ140mm以下用)

※ガードル棒はセット内容に含まれません。

※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガードル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)

カワムラサイクル

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷1丁目8番3 TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町1丁目3番11 TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3 TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723



本誌の作成には、
1冊あたり114gの
CO₂が排出され、
その排出量はカー
ボンオフセット
(相殺)されました。

UD FONT

代理店

カワムラサイクル

STAYER
series

“STAYER” “STAYER+”

共通機能

〔衛生的なお手入れ〕



次亜塩素酸ナトリウムや
アルコールでのお手入れが可能なシート



カバーシート(背)
カバーシート(座)
調整なしベースシート

調整なしベースシート+取り外しができるカバーシート(背・座)
※カラーNo.112フジレザーのみ

〔リーズナブル&セーフティの両立〕



- 1 介助者にやさしい高め設定の手押しハンドル高
- 2 ブレーキの利きが良いドラムブレーキ(ブレーキ付き仕様のみ)
空気補充が不要のノーパンクタイヤ
- 3 手回りに突起のない肘当て
肘当て交換時に工具がアプローチしやすい横止めタイプ
- 4 グレーチングなどの溝に落ち込みにくい幅広キャスタ
- 5 フットサポートの長さ
4段階調節(34/36/38/40cm※)

※ 40cmの長さは身長174cmくらいの方を想定した寸法です。


“STAYER+”の機能

〔肘部跳ね上げ〕



〔脚部開閉&着脱〕

スイングアウト式フット・レッグサポート



NEW

ステイヤープラス

STAYER+ シリーズ

シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによるお手入れが可能です。



手動車いす 100kg
※使用者最大体重(積載物含む)

自走用
(介助兼用) 22^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ



シート：No.112

SYP22-40SB
シート：No.111

参考価格 ￥121,500 非課税

SYP22-40(42)SB

シート色：No.111 中床 (14.3kg)


TAIS:00160-000339

参考価格 ￥126,500 非課税

SYP22-40(42)SB

シート色：No.112 中床 (14.3kg)

TAIS:00160-000340



〔折りたたみ時〕全幅33cm×全高67.5cm×全長73.5cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16^{車輪}インチ×6^{キャスト}インチ



面ファスナー式



シート：No.111

SYP16-40SB
シート：No.112

参考価格 ￥121,500 非課税

SYP16-40(42)SB

シート色：No.111 中床 (13.2kg)


TAIS:00160-000341

参考価格 ￥126,500 非課税

SYP16-40(42)SB

シート色：No.112 中床 (13.2kg)

TAIS:00160-000342



〔折りたたみ時〕全幅29cm×全高67.5cm×全長68.5cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

（ご注文の際ご指定ください）



●シート幅 40・42cm より
お選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅に、
プラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

2 color

●シートカラー 2色 より
お選びいただけます。

調整なしシート
No.111

ミント
(ポリエステル)

調整なし
ベースシート
+
カバーシート
No.112

フジレザー
(ビニールレザー)

自走用 22インチ×6インチ



シート：No.112

SY22-40N
シート：No.111

参考価格 **¥75,000** 非課税

SY22-40(42)N 中床 (12.2kg)

TAIS:00160-000330




トリプルセット仕様

*トリプルセット仕様の詳細は、裏表紙をご参照ください。

参考価格 **¥101,000** 非課税

SY22-40(42)N-TS 中床



【折りたたみ時】全幅32cm×全高91.5cm×全長97cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

自走用 22インチ×6インチ



シート：No.111

SY22-42N-SH
シート：No.112

参考価格 **¥75,000** 非課税

SY22-42N-SH 高床 (12.2kg)

TAIS:00160-000331




トリプルセット仕様

*トリプルセット仕様の詳細は、裏表紙をご参照ください。

参考価格 **¥101,000** 非課税

SY22-42N-SH-TS 高床



【折りたたみ時】全幅32cm×全高95.5cm×全長97cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

自走用 (介助兼用) 22インチ×6インチ



シート：No.112

SY22-40SB
シート：No.111

参考価格 **¥85,000** 非課税

SY22-40(42)SB シート色：No.111 中床 (13.2kg)

TAIS:00160-000326

参考価格 **¥90,000** 非課税

SY22-40(42)SB シート色：No.112 中床 (13.2kg)

TAIS:00160-000327



トリプルセット仕様


*トリプルセット仕様の詳細は、裏表紙をご参照ください。

参考価格 **¥111,000** 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色：No.111 中床

参考価格 **¥118,000** 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色：No.112 中床



【折りたたみ時】全幅33cm×全高67.5cm×全長95.5cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ



シート：No.111

SY16-40SB
シート：No.112

参考価格 **¥85,000** 非課税

SY16-40(42)SB シート色：No.111 中床 (12.1kg)

TAIS:00160-000329

参考価格 **¥90,000** 非課税

SY16-40(42)SB シート色：No.112 中床 (12.1kg)

TAIS:00160-000328



トリプルセット仕様


*トリプルセット仕様の詳細は、裏表紙をご参照ください。

参考価格 **¥111,000** 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色：No.111 中床

参考価格 **¥118,000** 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色：No.112 中床



【折りたたみ時】全幅29cm×全高67.5cm×全長86.5cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

（ ご注文の際ご指定ください ）



●シート幅 **40・42cm** より
お選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅に、
プラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

2 color

●シートカラー **2色** より
お選びいただけます。

調整なしシート
No.111

ミント
(ポリエステル)

調整なし
ベースシート
+
カバーシート
No.112

フジレザー
(ビニールレザー)

オプション

取付一覧表

	ガードル止め金具		酸素ボンベ架台		転倒防止金具			延長 ブレーキ棒	ネームプレート
	〈前止め用〉	〈後ろ止め用〉	〈標準車用〉	〈2WAY用〉	〈キャスト付〉	〈キャストなし〉	〈モジュール式〉	〈10cm/20cm〉	〈ネームプレートS〉
STAYER	○	○	○ 標準車用	○ (SH)中床用 (SH以外)低床用	○	○	○ (SH)中床用 (SH以外)低床用	○	○
STAYER+	×	○ STAYER+専用	○ STAYER+専用	○ STAYER+専用	○	○	○ 低床用	○	○

〈参考価格〉
について

取付価格:新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
※部品代と工賃を含みます。
※ご購入時は車種をご指定ください。取り付けできない、あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格:部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、取り付けできないものもあります。

ガードル止め金具

〈前止め用〉



〈参考価格〉		
取付価格	非課税	部品価格
前止め用 重量:0.2kg TAIS-00160-000167	¥4,400 増/個	¥3,993 /個


〈後ろ止め用〉



〈参考価格〉		
取付価格	非課税	部品価格
後ろ止め用 重量:0.3kg TAIS-00160-000167	¥4,400 増/個	¥3,993 /個
後ろ止め用 (STAYER+専用)	¥5,390 増/個	¥5,203 /個

※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側)など。
※ガードル棒は別売りとなります。※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。

延長ブレーキ棒(長さ2タイプ)



(長さ10cm) (長さ20cm)

ニギリ(B2)

〈参考価格〉		
取付価格	非課税	部品価格
長さ 10cm TAIS-00160-000170	¥2,500 増/個	¥2,750 /個
長さ 20cm TAIS-00160-000261	¥2,700 増/個	¥2,970 /個

※ニギリ部分(S)・(B2)の2種類よりご指定ください。
(カラーは黒のみとなります)

※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側、左右)など。

酸素ボンベ架台

〈標準車用〉○使用頻度の多いボンベサイズに適合する、内径2タイプをご用意しました。

ボンベ外径 φ100mm以下用 →(外径φ100mm以下の酸素ボンベ) | φ130mm以下用 →(外径φ130mm以下の酸素ボンベ) ※取り付けの車いすの品番をご指定ください。
※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。



φ100mm以下用			φ130mm以下用		
取付価格	非課税	部品価格	取付価格	非課税	部品価格
〈標準車用〉重量:0.9kg TAIS-00160-000166	¥10,780 増/個	¥10,648 /個	〈標準車用〉重量:1.0kg TAIS-00160-000269	¥13,200 増/個	¥13,310 /個
〈STAYER+専用〉	¥12,100 増/個	¥12,100 /個	〈STAYER+専用〉	¥14,850 増/個	¥15,125 /個

※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側)など。
〈STAYER+専用〉ボンベサイズにより跳ね上げ可動域が制限される場合があります。

〈2WAY用〉(転倒防止金具を取り付けた酸素ボンベ架台)○2サイズ(φ100mm以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)



〈参考価格〉		
取付価格	非課税	部品価格
〈中床用〉重量:2.9kg TAIS-00160-000306	¥23,100 増/個	¥24,200 /個
〈低床用〉重量:2.9kg TAIS-00160-000306	¥23,100 増/個	¥24,200 /個
〈STAYER+専用〉	¥28,600 増/個	¥30,250 /個

※中床用か低床用をご指定ください。
※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側)など。

転倒防止金具

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。

〈キャスト付〉



〈キャストなし〉



〈参考価格〉		
取付価格	非課税	部品価格
キャスト付	¥8,470 増/台	¥9,317 /台
キャストなし	¥5,280 増/台	¥5,808 /台

〈モジュール式〉○調節式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。



〈参考価格〉		
取付価格	非課税	部品価格
〈中床用φ20・φ22〉重量:1.2kg TAIS-00160-000305	¥13,200 増/台	¥14,520 /台
〈低床用φ20・φ22〉重量:1.2kg TAIS-00160-000305	¥13,200 増/台	¥14,520 /台

※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側、左右)など。

ネームプレート(30文字まで)

○社名やお名前などを刻印できます。

〈ネームプレート〉



〈ネームプレートS〉



〈参考価格〉		
取付価格	非課税	部品価格
ネームプレート	¥2,420 増/個	¥2,662 /個
ネームプレートS	¥2,420 増/個	¥2,662 /個

※取り付け位置をご指定ください。座って(右側・左側、左右)など。 ※裏面が粘着面になっています。