



装着例

※ティッピング高さとは、ティッピングバーの上面から地面までの鉛直方向の距離をさします。

ティッピング高さ



酸素ボンベ架台 <2WAY用>

2サイズの酸素ボンベに
1台で対応できます。
(工具レスの簡単切り替え)

標準品

<中床用>(ティッピング高さ約13~19cm)

<低床用>(ティッピング高さ約7~12cm)

<参考価格> 取付価格 ￥23,100 増/個 **非課税**
部品価格 ￥24,200 /個 **税込**

その他専用品

<参考価格> 取付価格 ￥28,600 増/個 **非課税**
部品価格 ￥30,250 /個 **税込**



2サイズの酸素ボンベに1台で対応できます

工具レス

酸素ボンベ架台



φ 100mm以下用に
簡単切り替え



φ 140mm以下用に
簡単切り替え



転倒防止付きだから安心

転倒防止金具

段差
乗り越え時


つけた
まま



解除状態にする

段差を
乗り越える

つけた
まま




使用状態にする

ご利用のシーンに合わせて
使用状態と解除状態を切り
替えることができます。

座面高さを
変更した時



同じ
パーツで



座面高さに合わせて転倒防止の高さを調節する。
※調節範囲内に限る

■商品写真は印刷物のため、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

株式会社 カワムラサイクル

■本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2811
■東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3 TEL:03-3874-3511 FAX:03-3874-3514
■名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11 TEL:0568-52-4800 FAX:0568-52-4802
■本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2822
■福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3 TEL:092-882-4722 FAX:092-882-4723
●車いすの修理、改造、オーダーメイド、2週間オーダー、部品、その他のご相談は上記へご連絡ください。

2025.10