



多機能モデル  
**最軽量**

自走用 **10.9** kg

介助用 **9.9** kg

※カワムラサイクル製品内において  
(2016年9月現在)



ふわりす動画  
Check!

カワムラサイクル  
多機能モデル車いす史上最軽量

多機能はふわり



# 充実機能で大満足

## 01. 軽くて扱いやすい

Light



軽いから持ち運び・取り回しもラクラクで力の弱い方や女性にもおすすめです。スリムで保管にも便利。

## 02. 軽くても丈夫で安心

Strong




フレームの剛性を落とさずに部品を見直すことで軽量化を実現。段差乗り越え・旋回時もスムーズに操作ができます。

## 03. 軽くて移乗もしやすい

Easy



肘部跳ね上げ・脚部のスイングアウト(着脱可能)ができるので移乗などに便利です。



## 04. 軽くて押しやすい

Hight



介助者が腰を曲げずに操作していただける様にやや高めの手押しハンドル高さ“89cm”に設定しました。

## 05. 軽くて介助もしやすい

Smooth




跳ね上げの操作レバーは指をかけたやすい様、サイドガードの形状に工夫しました。また、操作部を認識しやすい様にレバーをカラーリングしました。

[車輪 22 インチエアータイヤ (軽量)]

**KFP22-40SB (10.9 kg)**

TAISコード:00160-000249

参考価格 ¥140,000 (非課税)




\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

[車輪 16 インチエアータイヤ (軽量)]

**KFP16-40SB (9.9 kg)**

TAISコード:00160-000248

参考価格 ¥140,000 (非課税)



\*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

●シートカラーは2色よりお選びいただけます。



No.96  
さんごピンク  
(ポリエステル)



No.97  
すみれパープル  
(ポリエステル)

代理店

**カワムラサイクル**

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1  
TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3  
TEL:03-3874-3511 FAX:03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11  
TEL:0568-52-4800 FAX:0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1  
TEL:078-969-2820 FAX:078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3  
TEL:092-882-4722 FAX:092-882-4723

