

ご注文の際
ご指定
ください。

4
color

●シート幅 **40** cmのKFシリーズは、
シートカラー **4色** よりお選びいただけます。

2
color

●KFPシリーズ、シート幅 **42** cmのKFシリーズは、
No.96 さんごピンク、**No.97** すみれパープルの **2色** のみとなります。

No.96



さんごピンク
(ポリエステル)

No.97



すみれパープル
(ポリエステル)

No.105



アイスグリーン
(ポリエステル)

No.106



あんずイエロー
(ポリエステル)

カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

代理店

2021.10

カワムラサイクル

ふわりす
series

ふわりと軽い車いす

ふわりす (KF) / ふわりす+ (KFP) シリーズ

手動車いす 100kg
※使用者最大体重(積載物含む)



動画をチェック

ふわりすシリーズの特長

●跳ね上げ式アームサポート (KFPのみ)

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。また、操作部をカラーリングして自立させたり、指をかけやすいようにサイドガードの形状にも工夫し、利用者ご自身も介助者も使いやすいレバーにしました。



●フットサポート・シート間距離調節 (2cmピッチ)

3段階で調節できます。かかとのずれ落ちを防ぐヒールループを標準装備。



●長めのアームサポート

プッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。



●スイングアウト式フット・レッグサポート (KFPのみ)

脚部を開くことができます。着脱できるので移乗時に便利です。



●こぎやすいバックサポート角

シートが背中に沿いやすく、駆動の際も腕に干渉しにくい設計です。



おすすめオプションの一部をご紹介します。

オプションカスタマイズ

ソフトタイヤ付き車輪

※ハブは鉄製になります。

○空気補充が不要でメンテナンスフリー。耐久性や地面とのグリップ力に優れています。

<22インチ> ¥16,800 増/1台 (非課税)
<16インチ> ¥7,200 増/1台 (非課税)
装着時の重量: 22インチ仕様 +1.0kg
16インチ仕様 +0.7kg



人気 No.1

転倒防止金具

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。

写真左: <モジュール式>
¥12,000 増/1台 (非課税)
TAIS:00160-000305

写真右: <キャスト付>
¥7,700 増/1台 (非課税)



杖置き(杖立て)

○お出かけの時も安心、取外しも簡単。面ファスナー固定式。

¥2,200 増 (非課税)
TAIS:00160-000169



ガートル止め金具

○ノブねじで簡単にガートル棒の着脱が出来ます。

※ガートル棒は別売りとなります。

<後ろ止め用>
¥4,000 増 (非課税)
TAIS:00160-000167
※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。



テーブル

○車いすのアームサポート部に簡単に固定、着脱ができます。

<面ファスナー止め>
¥8,200 増/1台 (非課税)
TAIS:00160-000217
テーブルサイズ:幅54×奥行48cm共通



酸素ボンベ架台

○2サイズ(φ100以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。

<2WAY用 中床用>
¥21,000 増 (非課税)
TAIS:00160-000306



表示の価格は新車ご購入時にオプションを取り付けた場合の工賃+部品代です。
オプション取り付けをご希望の場合は車種記号をご指定の上、ご発注ください。
部品のみ販売も可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

ふわりすシリーズ

こんなに軽い!?な標準モデル

KF22-40(42)SB

TAIS:00160-000241

■固定式脚部仕様

中床

軽量
9.6kg

車輪
22
インチ

キャスト
6インチ




空気入れ



参考価格 120,000円(非課税)

シート:No.105



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

KF16-40(42)SB

TAIS:00160-000240

■固定式脚部仕様

中床

軽量
8.9kg


車輪
16
インチ

キャスト
6インチ



参考価格 120,000円(非課税)

シート:No.106



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



背折れ式 面ファスナー式 エア(軽量) バンド式

ふわりす+シリーズ

これも軽い!?な多機能モデル

KFP22-40(42)SB

TAIS:00160-000249

■スイングアウト式脚部仕様

中床

軽量
10.9kg

車輪
22
インチ

キャスト
6インチ




空気入れ



参考価格 140,000円(非課税)

シート:No.97



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

KFP16-40(42)SB

TAIS:00160-000248

■スイングアウト式脚部仕様

中床

軽量
9.9kg


車輪
16
インチ

キャスト
6インチ



参考価格 140,000円(非課税)

シート:No.96



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



背折れ式 面ファスナー式 踏ね上げ式 スイングアウト式 エア(軽量) バンド式