



ご注文の際  
ご指定  
ください。

**4**  
color

●シート幅 **40** cmのKFシリーズは、  
シートカラー **4色** よりお選びいただけます。

**2**  
color

●KFPシリーズ、シート幅 **42** cmのKFシリーズは、  
No.96さんごピンク、No.97すみれパープルの **2色** のみとなります。

No.96



さんごピンク  
(ポリエステル)

No.97

すみれパープル  
(ポリエステル)

No.105



アイスグリーン  
(ポリエステル)

No.106



あんずイエロー  
(ポリエステル)

**カワムラサイクル**

|              |           |                                                                 |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ■本社          | 〒651-2411 | 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1<br>TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811   |
| ■東京サービスセンター  | 〒110-0013 | 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3<br>TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514      |
| ■名古屋サービスセンター | 〒487-0027 | 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11<br>TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802   |
| ■本店サービスセンター  | 〒651-2411 | 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1<br>TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822   |
| ■福岡サービスセンター  | 〒819-0055 | 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3<br>TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723 |

代理店

**カワムラサイクル**

ふわりす  
series

2023.09



# ふわりと軽い車いす / ふわりす (KF) / ふわりす+ (KFP) シリーズ

手動車いす 100kg  
※使用者最大体重(積載物含む)



動画をチェック

## ふわりすシリーズの特長

### ●跳ね上げ式アームサポート (KFPのみ)

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。また、操作部をカラーリングして目立たせたり、指をかけやすいようにサイドガードの形状にも工夫し、利用者ご自身も介助者も使いやすいレバーにしました。



### ●フットサポート・シート間距離調節 (2cmピッチ)

3段階で調節できます。かかととのずれ落ちを防ぐヒールループを標準装備。



### ●長めのアームサポート

プッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。




### ●スイングアウト式フット・レッグサポート (KFPのみ)

脚部を開くことができます。着脱もできるので移乗時などに便利です。



### ●こぎやすいバックサポート角

シートが背中に沿いやすく、駆動の際も腕に干渉しにくい設計です。



おすすめオプションの一部をご紹介します。

## オプションカスタマイズ

### ソフトタイヤ付き車輪

※ハブは鉄製になります。

○空気補充が不要でメンテナンスフリー。耐久性や地面とのグリップ力に優れています。

<22インチ> ¥18,480 増/台 (非課税)  
<16インチ> ¥7,920 増/台 (非課税)  
装着時の重量: 22インチ仕様 +1.0kg  
16インチ仕様 +0.7kg



人気 No.1

### 転倒防止金具

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。

写真左: <モジュール式>  
¥13,200 増/台 (非課税)  
TAIS:00160-000305

写真右: <キャスト付>  
¥8,470 増/台 (非課税)



### 杖置き(杖立て)

○お出かけの時も安心、取外しも簡単。面ファスナー固定式。

¥2,420 増/個 (非課税)  
TAIS:00160-000169



### ガートル止め金具

○ノブねじで簡単にガートル棒の着脱が出来ます。

※ガートル棒は別売りとなります。

<後ろ止め用>  
¥4,400 増/個 (非課税)  
TAIS:00160-000167  
※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。



### テーブル

○車いすのアームサポート部に簡単に固定、着脱ができます。

<面ファスナー止め>  
¥9,020 増/台 (非課税)  
TAIS:00160-000217  
テーブルサイズ: 幅54×奥行48cm共通



### 酸素ボンベ架台

○2サイズ(φ100以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。

<2WAY用 中床用>  
¥23,100 増/個 (非課税)  
TAIS:00160-000306



表示の価格は新車ご購入時にオプションを取り付けた場合の工賃+部品代です。  
オプション取り付けをご希望の場合は車種記号をご指定の上、ご発注ください。  
部品のみの販売も可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

## ふわりすシリーズ こんなに軽い!?な標準モデル

KF22-40(42)SB

TAIS: 00160-000241

■固定式脚部仕様


中床

車輪  
22  
インチ  
キャスト  
6インチ



軽量  
9.6kg

参考価格 126,000 円(非課税)  
シート: No.105



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

KF16-40(42)SB

TAIS: 00160-000240

■固定式脚部仕様


中床

車輪  
16  
インチ  
キャスト  
6インチ



軽量  
8.9kg

参考価格 126,000 円(非課税)  
シート: No.106



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。



## ふわりす+シリーズ これも軽い!?な多機能モデル

KFP22-40(42)SB

TAIS: 00160-000249

■スイングアウト式脚部仕様


中床

車輪  
22  
インチ  
キャスト  
6インチ



軽量  
10.9kg

参考価格 145,000 円(非課税)  
シート: No.97



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

KFP16-40(42)SB

TAIS: 00160-000248

■スイングアウト式脚部仕様


中床

車輪  
16  
インチ  
キャスト  
6インチ



軽量  
9.9kg

参考価格 145,000 円(非課税)  
シート: No.96



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

