

ふわりすg(グラム)シリーズ
軽量車いす

この軽さが、 私を自由にする。

諦めていた外出が、楽しみになる一歩へ



超軽量

クラス最軽量級の驚きを、その手に。

スリム

駅の改札も、家の廊下も、スイスイ。

清潔

いつでも清潔。心までさっぱりと。

ふわりす^g

軽さとスリムさを両立したモデル



自走用

KFG22-40SB 9.8kg

TAIS:00160-000349

参考価格 ¥140,000 **非課税**



介助用

KFG14-40SB 8.8kg

TAIS:00160-000350

参考価格 ¥140,000 **非課税**

シートカラー



シート : No.116
ビリジアン
(ネオブレン)

軽量×スリム

取り回しや収納もスムーズ

改札も無理なく通れるスリム設計。玄関周りや収納もスムーズに。サッと車へ積み込み可能。



この差が、外出のハードルを変えます。

	重量	幅
自走用	9.8kg	52.5cm
介助用	8.8kg	48cm
一般的な車いす	約12~15kg	約60cm前後



軽量×ノーパンクタイヤ仕様

空気補充不要のノーパンクタイヤを採用。メンテナンスも簡単、外出のハードルを下げます。



ハンドリム形状

自走用

表面に施した凹凸形状により、手にしっかりとフィットし、滑りにくく握りやすい設計です。



手洗いでできる


取り外し可能なカバーシート採用。乾きやすい素材で、手洗いも可能。



寸法図

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

※自走用：22inch、介助用：14inch



[折りたたみ：全幅【自走用】25.5 × 全高68 × 全長【自走用】88
【介助用】21.5 × 全高68 × 全長【介助用】80]

*各寸法には、シート・クッション等の厚みは含まれません。
*単位はcmです。車輪・キャスタのみinch。

●仕様は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

カフムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

代理店