



わたしは Modern Style でいく

New


幅広タイプが新しく加わりました
シート幅45cm仕様

Modern
series
モダンシリーズ
— KOBE JAPAN —



使いごこちがやさしくモダンに進化しました！

伸縮式駐車用ブレーキ



軽い力で操作ラクラク！

引っ張るだけで伸びる。
押すだけで縮む。シンプル
な動きが手に馴染み、小さ
な力でもしっかりとブレーキ
をかけることができます。
(10cm 延長)

パチート調節機能

回すだけの簡単高さ調節！

工具を使わずにフットプレート
の位置が調節出来ます。
(0.5cmピッチ × 10 段階)



パチパチと音が鳴り
しっかり止まる！

A-style 標準タイプ

A-style
標準タイプ

“スタイルを楽しむ”

使い心地の良い標準タイプの車いす

屋内使用にオススメ




[ソフトタイヤ/背固定/介助ブレーキなし]

後輪 22in (自走用)


KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)
TAIS:00160-000286 (13.5kg)

参考価格 ¥98,000 (非課税)

後輪 22in (自走用)



後輪 16in (介助用)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

屋外使用にオススメ



[エアータイヤ/背折れ/介助ブレーキ(ドラム式)]

後輪 22in (自走用)

KMD-A22-40(42)-M(H/SH)
TAIS:00160-000286 (13.8kg)

New KMD-A22-45-M(H/SH)
TAIS:00160-000303 (13.8kg)

後輪 16in (介助用)

KMD-A16-40(42)-M(H/SH)
TAIS:00160-000287 (13.0kg)

New KMD-A16-45-M(H/SH)
TAIS:00160-000304 (13.0kg)

参考価格 ¥98,000 (非課税)

使いやすいサイズ

スリムな全幅でスイスイ



コンパクト設計
で狭い場所でも
取り回し楽々

座面高さ調節でフィット

使う人に合わせて
座面高さを選べます。
(43・45・47cm)



※モダンシリーズは多機能タイプもあります。

Modern
series
モダンシリーズ
— KOBE JAPAN —



手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)



カフムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

9 色から選ぶ My Style

※シート幅45cm仕様は
(No.19黒)のみとなります。



NO.82
チャコールグレー
(ポリエステル)



NO.83
ライトブルー
(ポリエステル)



NO.85
若葉色
(ポリエステル)



NO.68
黒メッシュ
(ポリエステル)



NO.19
黒
(ポリエステル)



NO.88
エコブラック
(ビニールレザー)



A9
緑チェック
(ポリエステル)



A10
赤チェック
(ポリエステル)



A11
紫チェック
(ポリエステル)

代理店