



スリムだから
お出かけラクラク



収納バックで
お買いものを
サポート



屋内外両用歩行器

KW40



どこでも
座れるイスとして



抑速ブレーキ付だから
坂道だって安心



KW40


標準タイプ



[全輪軽量樹脂ホイール仕様]

参考価格 ¥49,500 (税込) [7.7kg]

TAIS:00160-000231



スリム・コンパクトに設計!
新グリップ採用で、握りやすい!しっかりと力が入ります。

KW40・41 共通機能



スリム設計

屋内・屋外どちらでも使用しやすく設計しています。



コンパクトに折りたたみ

クロスフレーム採用のため、自立した状態で狭いスペースにも収納できます。



大径車輪

キャスト 10in・車輪 8in なので抜群の安定感があり、段差も乗り越えしやすく安心です。



手押しハンドル高さ調整可能・ループブレーキ付

手押しハンドル高さを 79~89cm(2.5cm ピッチ) の 5 段階調整可能です。ループブレーキ付で、握れば制動ブレーキ・下に倒すと駐車ストッパーがかかります。



大容量収納バック (最大積載量: 5kg)

容積は 10 リットルと大容量なのでお買い物の時など荷物がスッポリと入ってとっても便利です。また、ファスナー付なので安心して荷物を入れられます。

KW41

抑速ブレーキ付タイプ




[車輪 抑速ブレーキ内蔵ホイール仕様]

参考価格 ¥69,300 (税込) [8.7kg]

TAIS:00160-000232



従来の抵抗器と異なり、通常歩行の際は抵抗がほぼかからず、急加速時のみ反応します。また、メンテナンス性にも優れています。



代理店

株式会社カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1 TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3 TEL:03-3874-3511 FAX:03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11 TEL:0568-52-4800 FAX:0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1 TEL:078-969-2820 FAX:078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3 TEL:092-882-4722 FAX:092-882-4723

●車いすの修理、改造、オーダーメイド、2週間オーダー、部品、その他のご相談は上記へご連絡ください。