

Stone

New release



Lettte

カワムラサイクル



Mサイズ



フレームカラー: ツヤグレー

KW-LS-M (7.4kg)

TAIS:00160-000348

参考価格 **¥84,700** (税込)

Lサイズ



フレームカラー: マットグレー

KW-LS-L (7.6kg)

TAIS:00160-000348

参考価格 **¥84,700** (税込)

ストーン Stoneの特徴

制動も駐車もできるループブレーキ付



取り外しが可能なバッグ



ステッキホルダーを
標準装備

段差を乗り越えしやすい
大径キャスト

車輪8インチ×キャスト10インチ

タイヤに優しいリムブレーキ

座面に座ることが可能

使用者最大体重: 100kg(積載含む)




折りたたみ可能

自立します



寸法図



座面寸法 幅 M 37, L 40 × 奥行 20 (cm)

本体主要 アルミ製

カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

代理店

