

PC&PW

(ポジショニング)シリーズ

＜ご注文・お問い合わせ＞

お電話 092-932-7600

FAX. 092-932-1037

<https://kisakukobo.jp>

(株)カフムラサイクルは、(株)きさく工房と
共同で姿勢保持機能をとくに必要とする方に向
けて、車いすを開発提供いたしております。



ティルト

PC ポジショニングチェアは製造終了のため在庫が無くなり次第、販売終了となります。

ご購入を検討される際は、[株式会社きさく工房]へお問い合わせください。LサイズとLLサイズの販売は終了いたしました。

介助用

ポジショニングシリーズは、姿勢保持機能をとくに必要とする方のシーティング用フレームです。
ご利用者の姿勢保持能力や変形拘縮などの身体の状態に合わせて、シート・バックサポート・各種姿勢保持パーツを個別に製作し、
取り付けることを前提に開発しました。

PC (室内用)

●フレーム／パールグレー

仕様 PC-Sで個別に対応した一例

主に自宅用としてご利用いただくため、
小回りの良さと、畳や床に傷につけにくい
キャストになっています。



厚生労働省
補装具費支給制度の姿勢
保持装置の完成用部品に
登録されています。

PC-S

PC-M



PCサイズ <S・M> 2種

各サイズとも調整が可能です。幼児(2才位)から大人までご利用いただけます。

PW (屋外用)

●フレーム／パールゴールド

仕様 PW-Mで個別に対応した一例

屋外用のキャスト、車輪を装備。
主に学校・施設等でご利用いただくため
のフレームです。



PW-L

PW-LL



PWサイズ <S・M・L・LL> 4種

※ヘッドサポート金具「NJ-3」はオプション。
※ヘッドサポートや背と座の支持部は、個別に製作した例です。
※アームサポート金具はオプションです。

<背・座・足台を一体のまま支持部全体で傾ける ティルト構造フレーム>

PC・PW (特長)

- 個別に製作したシート(シート・バックサポート)が取り付けられます。
- 使用される方の成長や状態の変化に対応してフレームの各部分が調節できます。
- 座位姿勢のままシートの角度が4°から45°～55°の間の
任意の角度にワンタッチでできます。
- 背座角(両面角)調節可能です。(95°～108°:4°ピッチ)
- アームサポートは、跳ね上げ可能です。
高さ・角度調節可能。(角度 0°～21°:7°ピッチ)
- ヘッドサポートは、前後・高さ・角度調節可能です。
(角度 -20°～+20°) (ワンタッチ着脱可能)
- 手押しハンドルの方向・高さを自由に変更可能です。
- バックサポート・フットサポートは、高さ調節可能
- シートフレームは、奥行調節可能
- 折りたたみが可能です。(バックサポートは着脱して下さい。)

姿勢保持装置は他の補装具と同様に医師の処方のもとに製作されるものであり、
使用者の状態の変化などに対応するため、定期的なチェックを受けながら使用する
必要があります。コンパクトで、持ち運びの容易な姿勢保持装置とするためには、
折りたたみ機能は欠くことのできない重要な要素です。

※写真はいずれもPC-S ※機能はPWも全く同様です。



テーブルを取付けた状態



折りたたんだ状態



シートの角度(4°)



シートの角度(45°)

販売元からはフレーム部分のみの販売になります。

シーティング部分は使用される方に合わせて個別に製作しなければなりません。

シーティング部分まで含めた全体でのお問い合わせは各地域での姿勢保持具製作者にご相談下さい。

PC

■寸法・重量 (cm)

サイズ	背幅	座幅	A 背高	B 座奥行	C 足台高	E 座面高	本体寸法 (全幅×全長×全高)
S	40	36	36.5	26～36	11～23	37	40×67.5×78
M	43	39	43.5	31.5～41.5	21.5～30	39	42.5×68.5×87.5

PW

■寸法・重量 (cm)

サイズ	背幅	座幅	A 背高	B 座奥行	C 足台高	E 座面高	本体寸法 (全幅×全長×全高)
S	40	36	36.5	26～36	11～23	44	56.5×70×83
M	43	39	43.5	31.5～41.5	21.5～30	44	59×73.5×91.5
L	46.5	42	50	38～52	26～36	44	62.5×76×91.5
LL	46.5	42	54.5	40～54	27.5～39.5	48	62.5×81×100

