




I hate getting wet with rain outside. A humid room gets tired. Still, the steam in the bathroom and the dripping water warm me up and make me comfortable.



The bath is my concert venue. It's strange because I feel that I can sing better than usual. Sing your favorite song in a loud voice today. My singing voice cheers me up.



別売 KS用 座面下バケツ

¥968 税込



取付可能機種 KS3・KS4



○シート下にバケツ取付用のレールがあります。
○後ろからスライドして出し入れできます。
※レールはテーパー状になっているので前方には
ずれ落ちません。

ご注文の際ご指定ください。

座シート選択 滑りにくい
やわらか素材。
材質:EVA(独立気泡)

対応機種 KS2・KS3・KS4・KS7・KSC-1/ST・KSC-2/ST

〈寸法・厚み共通〉


2 color

イエロー or レッド よりお選びいただけます。


※標準はクリありとなります。

※クリなしシート変更の場合(¥17,600増 税込)となります。(KS10除く)

(標準)
クリあり



クリなし



※KS10のみ、3cmとなります。


対応機種 KS11-PF/ST

1 color

イエロー のみとなります。

※座シートはクリありのみとなります。

クリあり




対応機種 KS12

2 color

イエロー or グリーン よりお選びいただけます。

※座シートはクリありのみとなります。

クリあり



カワムラサイクル

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷1丁目8番3 TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町1丁目3番11 TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3 TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

●仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

代理店

カワムラサイクル

KS series

シャワー用車いす

病院
施設

段差の乗り越えがしやすい車輪14インチ




- 落下込み式
アームサポート
- 前後スライド式
フットサポート
- 足踏み式
ブレーキ
- <出荷時同梱>
転倒防止バー
- EVA発泡
(ノーパンク)

2
color

車輪14インチ×キャスト7インチ (14.2kg)

KS2 <クリアリシート>

参考価格 **¥122,980** 税込



[折りたたみ:全幅57×全高84×全長76]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

前後式/バックサポート



背中を洗う際、バックサポート
を倒すことができます。

病院
施設

カラダもシートも洗いやすい



- 落下込み式
アームサポート
- スイングアウト式
フット・レッグサポート
- 足踏み式
ブレーキ
- ハイポリマー(緩衝)タイヤ
(ノーパンク)
- 転倒防止バー


2
color

車輪12インチ×キャスト5インチ (14.8kg)

KS12 <クリアリシート>

TAIS:00160-000239

参考価格 **¥137,500** 税込



[折りたたみ:全幅53×全高85×全長70.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

ウェーブフレーム

背中からお尻にかけて洗いやすいウェーブフレーム。カラダとの空間が広く、後ろからも横からも手が入りやすいフレーム構成です。



シートの取り外しが可能

いつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。



家庭
在宅介護

シートの高さを3段階で調節可能



- 跳ね上げ式
アームサポート
- スイングイン・アウト式
フット・レッグサポート
- 足踏み式
ブレーキ
- ウレタン発泡
(ノーパンク)
- <出荷時同梱>
転倒防止バー


2
color

車輪8インチ×キャスト6インチ (11.5kg)

KS10 <クリアリシート>

TAIS:00160-000224

参考価格 **¥154,550** 税込



[折りたたみ:全幅49×[前座高42cm] 59 [前座高40cm] 57 [前座高38cm] 55×全長68]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

シート(座面)高さ調節式フレーム
ご利用者の体格に合わせ、段階的な調節が可能です。



病院
施設

家庭
在宅介護

“姿勢保持” ティルト・リクライニングモデル




イエロー

車輪8インチ×キャスト6インチ (19.6kg)

KS11-PF/ST <クリアリシート>

TAIS:00160-000302

参考価格 **¥195,800** 税込



[折りたたみ:全幅52×全高88.5×全長66]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

新リクライニング
びったリフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



家庭
在宅介護

ご家庭でも使いやすい全幅49cm



- 落下込み式
アームサポート
- 前後スライド式
フットサポート
- 足踏み式
ブレーキ
- <出荷時同梱>
転倒防止バー
- ハイポリマータイヤ
(ノーパンク)


2
color

車輪9インチ×キャスト5インチ (12.6kg)

KS3 <クリアリシート>

TAIS:00160-000222

参考価格 **¥122,980** 税込



[折りたたみ:全幅49×全高82×全長61]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

前後式/バックサポート



背中を洗う際、バックサポート
を倒すことができます。

家庭
在宅介護

介助しやすい跳ね上げ式アームサポート



- 跳ね上げ式
アームサポート
- 折りたたみ式
跳ね上げ式
フットサポート
- 足踏み式
ブレーキ
- <出荷時同梱>
転倒防止バー
- ハイポリマータイヤ
(ノーパンク)


2
color

車輪9インチ×キャスト5インチ (11.1kg)

KS4 <クリアリシート>

TAIS:00160-000223

参考価格 **¥122,980** 税込



[折りたたみ:全幅50×全高82×全長63]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

折りたたみ跳ね上げ式
フットサポート



フットプレートを折りたたみ
収納できます。

家庭
在宅介護

軽量&コンパクト 低床モデル



- 跳ね上げ式
アームサポート
- 前後スライド式
フットサポート
- 転倒防止バー


2
color

キャスト3インチ×キャスト3インチ (9.8kg)

KSC-1/ST <クリアリシート>

TAIS:00160-000300

参考価格 **¥79,200** 税込




[折りたたみ:全幅43×全高53×全長61]
*アームサポート内側寸法は36cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

キャスト3インチ×前輪8インチ (10.0kg)

KSC-2/ST <クリアリシート>

TAIS:00160-000301

参考価格 **¥79,200** 税込



[折りたたみ:全幅46×全高53×全長61]

病院
施設

家庭
在宅介護

自走用標準車いす仕様で 折りたたみ可能

※受注生産となります。



- ハイポリマータイヤ
(ノーパンク)
- <出荷時同梱>
転倒防止バー
- 着脱式
フット・レッグサポート


2
color

車輪22インチ×キャスト6インチ (13.5kg)

KS7 <クリアリシート>

TAIS:00160-000008

参考価格 **¥154,550** 税込



[折りたたみ:全幅30×全高83×全長74]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

着脱式
フット・レッグサポート



コンパクトになります。