

持ち手があるから
調整しやすい

背張り調整

ノーパンクタイヤ仕様
背・座クッション装備

× 標準車いす

BACKS バックス



BK22-40SB


TAIS : 00160-000337
[後輪22in, 前座高43cm仕様]
シート : No.82チャコールグレー
重量 : 13.8kg

BK16-40SB

TAIS : 00160-000338
[後輪16in, 前座高43cm仕様]
シート : No.82チャコールグレー
重量 : 12.8kg

参考価格 **¥98,000** 非課税

 手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)



カフムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3
TEL : 03-3874-3511 FAX : 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11
TEL : 0568-52-4800 FAX : 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3
TEL : 092-882-4722 FAX : 092-882-4723

代理店