





別売 KS用 座面下バケツ

¥ 968 **税込**



取付可能機種 ▶ KS3・KS4



- シート下にバケツ取付用のレールがあります。
- 後ろからスライドして出し入れできます。
- ※レールはテーパー状になっているので前方にはずれ落ちません。

ご注文の際ご指定ください。


対応機種 ▶ KS2・KS3・KS4・KS7・KSC-1/ST・KSC-2/ST

〈寸法・厚み共通〉


2 イエロー or レッド よりお選びいただけます。

※標準はクリありとなります。

※クリなしシート変更の場合(¥ 17,600増 **税込**)となります。(KS10除く)




※KS10のみ、3cmとなります。



対応機種 ▶ KS11-PF/ST

1 イエロー のみとなります。


※座シートはクリありのみとなります。



対応機種 ▶ KS12

イエロー or **グリーン** よりお選びいただけます。

※座シートはクリありのみとなります。



●掲載の価格は、2026年10月時点のものととなります。
●仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

代理店

カワムラサイクル

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1 TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2811
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3 TEL : 03-3874-3511 FAX : 03-3874-3514
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11 TEL : 0568-52-4800 FAX : 0568-52-4802
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1 TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2822
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3 TEL : 092-882-4722 FAX : 092-882-4723

カワムラサイクル

KS series

シャワー用車いす


段差の乗り越えがしやすい車輪14インチ



車輪14インチ×キャスト7インチ (14.2kg)

KS2 <クリありシート> **高床**

参考価格 **¥131,780** **税込**



[折りたたみ:全幅57×全高84×全長76]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

前後式/バックサポート



カラダもシートも洗いやすい




車輪12インチ×キャスト5インチ (14.8kg)

KS12 <クリありシート> **高床**

TAIS:00160-000239

参考価格 **¥147,400** **税込**



[折りたたみ:全幅53×全高85×全長70.5]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

ウェーブフレーム

背中からお尻にかけて洗いやすいウェーブフレーム。カラダとの空間が広く、後ろからも横からも手が入りやすいフレーム構成です。

シートの取り外しが可能

いつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。



シートの高さを3段階で調節可能




車輪8インチ×キャスト6インチ (11.5kg)

KS10 <クリありシート>

TAIS:00160-000224

参考価格 **¥164,450** **税込**



[折りたたみ:全幅49×[前座高42cm] 59 [前座高40cm] 57 [前座高38cm] 55×全長68]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

シート(座面)高さ調節式フレーム
ご利用者の体格に合わせ、段階的な調節が可能です。



“姿勢保持”ティルト・リクライニングモデル




車輪8インチ×キャスト6インチ (19.6kg)

KS11-PF/ST <クリありシート>

TAIS:00160-000302

参考価格 **¥205,700** **税込**



[折りたたみ:全幅52×全高88.5×全長66]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

新リクライニング
びったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



ご家庭でも使いやすい全幅49cm




車輪9インチ×キャスト5インチ (12.6kg)

KS3 <クリありシート>

TAIS:00160-000222

参考価格 **¥131,780** **税込**



[折りたたみ:全幅49×全高82×全長61]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

前後式/バックサポート



介助しやすい跳ね上げ式アームサポート




車輪9インチ×キャスト5インチ (11.1kg)

KS4 <クリありシート>

TAIS:00160-000223

参考価格 **¥131,780** **税込**



[折りたたみ:全幅50×全高82×全長63]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

折りたたみ跳ね上げ式
フットサポート



軽量＆コンパクト 低床モデル




キャスト3インチ×キャスト3インチ (9.8kg)

KSC-1/ST <クリありシート>

TAIS:00160-000300

参考価格 **¥88,000** **税込**




[折りたたみ:全幅43×全高53×全長61]
*アームサポート内側寸法は36cm
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

キャスト3インチ×前輪8インチ (10.0kg)

KSC-2/ST <クリありシート>

TAIS:00160-000301

参考価格 **¥88,000** **税込**



[折りたたみ:全幅46×全高53×全長61]

自走用標準車いす仕様で折りたたみ可能

※受注生産となります。




車輪22インチ×キャスト6インチ (13.5kg)

KS7 <クリありシート>

TAIS:00160-000008

参考価格 **¥161,150** **税込**



[折りたたみ:全幅30×全高83×全長74]
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

着脱式
フット・レッグサポート

