








トリプルセット 仕様 (-TS)

ご依頼の多いオプションを
予め取り付けたセットです。



※ガートル横はセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)

カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷 1 丁目 8 番 3
TEL : 03-3874-3511 FAX : 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 丁目 3 番 11
TEL : 0568-52-4800 FAX : 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1
TEL : 078-969-2800 FAX : 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1 丁目 18 番 3
TEL : 092-882-4722 FAX : 092-882-4723

仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更される
ことがあります。ご了承ください。



代理店

STAYER series

カワムラサイクル


“STAYER”“STAYER+”

共通機能

【衛生的なお手入れ】



次亜塩素酸ナトリウムや
アルコールでのお手入れが可能なシート



調整なしベースシート+取り外しができるカバーシート（背・座）
※カラーNo.112フジレザーのみ

【リーズナブル＆セーフティの両立】



- 1 介助者にやさしい高め設定の手押しハンドル高
- 2 ブレーキの利きが良いドラムブレーキ（ブレーキ付き仕様のみ）
空気補充が不要のノーパンクタイヤ
- 3 手回りに突起のない肘当て
肘当て交換時に工具がアローチしやすい横止めタイプ
- 4 グレーチングなどの溝に落ち込みにくい幅広キャスタ
- 5 フットサポートの長さ
4段階調節（34/36/38/40cm※）


※ 40cmの長さは身長174cmくらいの方を想定した寸法です。

“STAYER+”の機能

【肘部跳ね上げ】



【脚部開閉＆着脱】



補装具
レディ
メイド式

NEW

ステイヤープラス
STAYER+ シリーズ



シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによるお手入れが可能です。

手動車いす 100kg
※使用者最大体重（荷載物含む）

自走行 22インチ×6インチ
(介助兼用)

介助用 16インチ×6インチ
(介助兼用)



SYP22-40SB
シート：No.111

シート：No.112



SYP16-40SB
シート：No.112

シート：No.111

●調整なしシート

参考価格

¥121,500

非課税

SYP22-40(42)SB

シート色：No.111

中床

(14.3kg)

TAIS:00160-000339

●調整なしベースシート+カバーシート

参考価格

¥126,500

非課税


SYP22-40(42)SB

シート色：No.112

中床

(14.3kg)

TAIS:00160-000340



〔折りたたみ時〕 全幅33cm×全高67.5cm×全長73.5cm
*各寸法には、シート・シートフッジョン等の厚みは含まれません。

●調整なしシート

参考価格

¥121,500

非課税

SYP16-40(42)SB

シート色：No.111

中床

(13.2kg)

TAIS:00160-000341

●調整なしベースシート+カバーシート

参考価格

¥126,500

非課税


SYP16-40(42)SB

シート色：No.112


中床

(13.2kg)

TAIS:00160-000342



〔折りたたみ時〕 全幅29cm×全高67.5cm×全長68.5cm
*各寸法には、シート・シートフッジョン等の厚みは含まれません。



●シート幅 40・42cm より
お選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅に、
プラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

（ ご注文の際ご指定ください ）

2 color ●シートカラー 2色 より
お選びいただけます。

調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112
調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112
調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112
調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112
調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112
調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112
調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112
調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112
調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112
調整なし ベースシート + カバーシート	調整なしシート	No.112

取付一覧表

ガートル止め金具		酸素ポンベ架台		転倒防止金具		延長	ネームプレート
		※転倒防止金具との同時装着はできません		※酸素ポンベ架台との同時装着はできません		ブレーキ棒	
（前止め用）	（後ろ止め用）	（標準車用）	（2WAY用）	（キャスト付）	（モジュール式）	（10cm/20cm）	（ネームプレート） （ネームプレートS）
○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	○	○	○	○	○	○
STAYER		標準車用	（SH）中床用 （SH以外）低床用		（SH）中床用 （SH以外）低床用		
STAYER+		STAYER+専用	STAYER+専用	STAYER+専用	低床用		

〈参考価格〉について

取付価格:新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
※部品代と工賃を含みます。
※ご購入時は車種をご指定ください。取り付けできない、あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格:部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、取り付けできないものもあります。

ガートル止め金具

〈前止め用〉

前止め用
重量:0.2kg
TAIS-00160-000167

取付価格 非課税 部品価格 税込

¥4,400 増/個 ¥3,993 /個

〈後ろ止め用〉

後ろ止め用
重量:0.3kg
TAIS-00160-000167

取付価格 非課税 部品価格 税込

¥4,400 増/個 ¥3,993 /個

後ろ止め用
（STAYER+専用）

¥5,390 増/個 ¥5,203 /個

※取り付ける位置をご指定ください。座って（右側・左側）など。
※ガートル棒は別売りとなります。※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。

延長ブレーキ棒（長さ2タイプ）

（長さ10cm）

（長さ20cm）

二ギリ（B2）

取付価格 非課税 部品価格 税込

長さ 10cm
TAIS-00160-000170 ¥2,500 増/個 ¥2,750 /個

長さ 20cm
TAIS-00160-000261 ¥2,700 増/個 ¥2,970 /個

（S）（B2）

※二ギリ部分（S）・（B2）の2種類よりご指定ください。
（カラーは黒のみとなります）

※取り付ける位置をご指定ください。座って（右側・左側・左右）など。

酸素ポンベ架台

〈標準車用〉○使用頻度の多いポンベサイズに適合する、内径2タイプをご用意しました。

ポンベ外径

φ100mm以下用 →（外径φ100mm以下の酸素ポンベ）

φ130mm以下用 →（外径φ130mm以下の酸素ポンベ）

装着例

φ100mm以下用

取付価格 非課税 部品価格 税込

〈標準車用〉重量:0.9kg
TAIS-00160-000166 ¥10,780 増/個 ¥10,648 /個

〈STAYER+専用〉 ¥12,100 増/個 ¥12,100 /個

φ130mm以下用

取付価格 非課税 部品価格 税込

〈標準車用〉重量:1.0kg
TAIS-00160-000269 ¥13,200 増/個 ¥13,310 /個

〈STAYER+専用〉 ¥14,850 増/個 ¥15,125 /個

※取り付ける位置をご指定ください。座って（右側・左側）など。
〈STAYER+専用〉ポンベサイズにより跳ね上げ可動域が制限される場合があります。

（2WAY用）（転倒防止金具を取り付けた酸素ポンベ架台）○2サイズ（φ100mm以下用/φ140mm以下用）の酸素ポンベに1台で対応できます。（工具レスの簡単切り替え）

装着例

〈中床用〉
ティップング高さ
およそ13～19cm

〈低床用〉
ティップング高さ
およそ7～12cm

ティップング高さ

※中床用が低床用をご指定ください。
※取り付ける位置をご指定ください。座って（右側・左側）など。

転倒防止金具

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。

〈キャスト付〉

装着例

取付価格 非課税 部品価格 税込

キャスト付 ¥8,470 増/台 ¥9,317 /台

キャストなし ¥5,280 増/台 ¥5,808 /台

〈キャストなし〉

装着例

取付価格 非課税 部品価格 税込

キャスト付 ¥8,470 増/台 ¥9,317 /台

キャストなし ¥5,280 増/台 ¥5,808 /台

〈モジュール式〉○調節式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。

装着例

取付価格 非課税 部品価格 税込

〈中床用〉
ティップング高さ
およそ13～19cm

〈低床用〉
ティップング高さ
およそ7～12cm

ティップング高さ

※中床用が低床用をご指定ください。
※取り付ける位置をご指定ください。座って（右側・左側）など。

ネームプレート（30文字まで）

○社名やお名前などを刻印できます。

〈ネームプレート〉

装着例

取付価格 非課税 部品価格 税込

ネームプレート ¥2,420 増/個 ¥2,662 /個

ネームプレートS ¥2,420 増/個 ¥2,662 /個

〈ネームプレートS〉

装着例

取付価格 非課税 部品価格 税込

ネームプレート ¥2,420 増/個 ¥2,662 /個

ネームプレートS ¥2,420 増/個 ¥2,662 /個

※取り付ける位置をご指定ください。座って（右側・左側・左右）など。 ※裏面が粘着面になっています。

5 カワムライヤル STAYER series

カワムライヤル STAYER series 6